

GUIDE D'ENFILAGE ET DE RETRAIT DES EPI EN DENTISTERIE

D'après les Centers for Disease Control (CDC), les métiers les plus à risque sont ceux qui entraînent une exposition potentielle aux sources connues ou présumées de COVID-19. Les dentistes font partie des professionnels concernés, car ils réalisent des actes générant des aérosols (interventions entraînant une toux réflexe ou prélèvement invasif d'échantillons, entre autres examens et procédures dentaires). Il est important de porter des équipements de protection individuelle (EPI) pour se protéger et protéger les autres du COVID-19. À cette fin, suivez les étapes préconisées ci-après. Pour en savoir plus sur le port d'EPI lors des soins cliniques, rendez-vous à l'adresse : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html>.

Pour garantir une protection optimale et éviter toute contamination croisée durant l'enfilage et le retrait des EPI, respectez les étapes suivantes :

ENFILAGE	RETRAIT
<ol style="list-style-type: none"> Respectez les recommandations en matière d'hygiène des mains. Vêtements de protection : Enfilez d'abord la blouse. Si la blouse se ferme par derrière, il est préférable de demander l'aide d'un second opérateur. Masque respiratoire : Enfilez ensuite le masque respiratoire. Serrez les liens jusqu'à obtenir un ajustement sûr et confortable. Protection oculaire : Placez vos lunettes de protection ou votre visière par-dessus les liens du masque et vérifiez que la sangle élastique est bien ajustée sur la tête. Lavez-vous les mains avant d'enfiler les gants. Gants : Enfilez les gants en dernier, en veillant à rentrer le poignet de la blouse ou du vêtement dans la manchette pour couvrir le poignet et limiter l'exposition. 	<ol style="list-style-type: none"> Ôtez les gants en évitant soigneusement toute contamination supplémentaire des mains. Plusieurs techniques de retrait peuvent être employées, l'objectif premier étant de ne pas toucher la partie extérieure contaminée. Jetez-les dans une poubelle étanche. Retirez la blouse en la déboutonnant entièrement ou en dénouant tous les liens. (A) Attrapez la blouse au niveau des épaules. (B) Faites-la glisser avec précaution en l'écartant de vous. (C) Enroulez la blouse sur elle-même. (D) Jetez-la dans une poubelle étanche. Quittez la salle d'examen et appliquez les recommandations en matière d'hygiène des mains. Retirez la visière ou les lunettes en tirant la sangle vers le haut de la tête. Ne touchez pas l'avant de la visière ou des lunettes. Jetez l'équipement dans une poubelle étanche ou prenez les mesures appropriées en vue du nettoyage/de la remise en traitement. Ôtez et jetez le masque respiratoire sans toucher la partie avant. Prenez le lien inférieur entre vos doigts, en veillant à ne rien toucher d'autre, et faites-le passer avec précaution par-dessus votre tête. Réitérez l'opération avec le lien supérieur, puis écartez le masque respiratoire de votre visage. Jetez-le dans une poubelle étanche. Lavez-vous les mains après avoir retiré le masque respiratoire.



CONSEILS IMPORTANTS À RETENIR

- Enfilez les EPI correctement avant d'entrer dans l'environnement du patient.
- Veillez à porter correctement les EPI et à les maintenir en place pendant toute la durée de la tâche.
- Ne rajustez pas les EPI (blouse à rattacher, ajustement du masque respiratoire/facial) durant les soins aux patients.
- Retirez les EPI lentement et dans l'ordre prévu afin d'éviter toute auto-contamination.
- Veillez à la gestion sûre des déchets. Éliminez avec les déchets médicaux, conformément à la réglementation locale, tout équipement contaminé par du sang, des liquides corporels, des sécrétions ou des excréments.

HYGIÈNE DES MAINS

Avant et après le port d'EPI dans le cadre de la prise en charge d'un patient, appliquez les recommandations en matière d'hygiène des mains. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes ou effectuez une friction à l'aide d'un gel hydroalcoolique (> 60 %) conformément à la procédure recommandée par votre établissement.

➔ Pour en savoir plus sur la prévention des infections et la lutte contre le COVID-19, visitez le site : www.ansell.com/fr/fr/the-new-coronavirus.

Remarque : Ce coronavirus étant nouveau, les recommandations émanant des références citées sont provisoires et fournies à titre consultatif sur la base de la connaissance actuelle de la situation. Veillez toujours au respect des réglementations émanant des autorités publiques locales concernant le stockage, l'usage et la sélection des EPI pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou d'une de ses filiales. © 2020 Tous droits réservés.