


COME CALZARE E SFILARE I GUANTI GUANTI MONOUSO

Oggi, sono molti i lavoratori che usano guanti monouso o per esplorazione medica per contribuire a evitare la diffusione del COVID-19. Per ridurre il rischio di esposizione al nuovo coronavirus, è importante seguire la procedura di igiene delle mani, lavandole con acqua e sapone per 20 secondi o usando lavaggi a base d'alcol, **prima e dopo** l'uso dei guanti. L'operatore deve anche mettere e togliere i guanti in modo corretto. **Sono riportate, di seguito, le migliori pratiche per calzare e sfilare il guanto.**

COME CALZARE IL GUANTO

COME SFILARE IL GUANTO

1 Igiene delle mani
Togliere il guanto dalla scatola, evitando di toccarne le dita per ridurre il rischio di contaminazione. Controllare che non vi siano fori o strappi.




2 La maggior parte dei guanti monouso e per esplorazione medica può essere calzata su entrambe le mani. Se si utilizzano guanti specifici mano destra/sinistra, allineare dita e pollice del guanto con la propria mano, per essere sicuri di calzare il giusto guanto.



3 Inserire le cinque dita nel polsino del guanto, quindi tirarlo sopra il polso della mano.



4 Ripetere la procedura per calzare l'altro guanto



1 Afferrare il bordo esterno del guanto, vicino al palmo.



2 Togliere il guanto dalla mano, rigirandolo. Tenerlo nell'altra mano, che calza il guanto.



3 Infilare un dito della mano priva del guanto sotto il polsino del guanto ancora calzato, facendo attenzione a non toccare l'esterno del guanto stesso.



4 Togliere il guanto dall'interno, creando un "sacchetto" che contiene entrambi i guanti. Smaltire correttamente i guanti. Igiene delle mani

