

SV Swedish - BRUKSANVISNING 1) PLACERA TRÅGET PÅ ETT ASSISTENTBORD, INSTRUMENTBORD ELLER OVANPÅ PATIENTEN. <u>VALFRITT</u>: DRA AV SKYDDSFLEKEN FRÅN UNDERSIDAN AV TRÅGET OCH FÅST TRÅGET PÅ ÖNSKAD PLATS. 2) JUSTERA BRICKAN TILL ÖNSKAD LÄNGD. 3) LÄGG SKÄRANDE FÖREMÅL I TRÅGET NÄR DE SKICKAS MELLAN PERSONER. OBSERVERA: SE TILL ATT SKÄRANDE INSTRUMENT ÄR ORDENTLIGT PLACERADE INNE I TRÅGET FÖR ATT FÖRHINDRA ATT NÅGON SKADAS. FI Finnish - KÄYTTÖOHJEET 1) LAITA MAYO-PÖYDÄLLE, SIVUPÖYTÄTASOLLE, SIVUPÖYDÄLLE TAI POTILAAN PÄÄLLE. <u>VALINNAINEN</u>: KUORI TEIPPINAUHA TARJOTTIMEN POHJASTA JA KIINNITÄ HALUTTUUN PAIKKAAN. 2) SÄÄDÄ TARJOTIN HALUTTUUN PITUUTEEN. 3) LAITA TERÄVÄT ESINEET TARJOTTIMELLE. HUOM: VARMISTA, ETTÄ TERÄVÄT INSTRUMENTIT OVAT KUNNOLLA TARJOTTIMEN SISÄPUOLELLA, JOTTA VÄLTETÄÄN MAHDOLLISET LOUKKAANTUMISET.	PL Polish - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1) NALEŻY UMIEŚCIĆ NA STOLIKU MAYO, STOJAKU TYLNEGO STOŁU, NA TYLNYM STOLE LUB CIELE PACJENTA. <u>OPCJONALNIE</u>: ZDJĄĆ OSŁONĘ Z TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ NA SPODZIE TACY I UMOCOWAĆ W WYMAGANYM POŁOŻENIU. 2) DOSTOSUJ DŁUGOŚĆ TACY ZGODNIE Z WYMAGANIAMI. 3) UMIESZCZAĆ NA TACY OSTRE NARZĘDZIA PODCZAS PODAWANIA. PRZESTROGA: ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH OBRAŻEŃ, NALEŻY ZADBAĆ O PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE OSTRYCH INSTRUMENTÓW NA TACY. CS Czech - NÁVOD K POUŽITÍ 1) UMÍSTĚTE NA STOJEK PRO NÁSTROJE, ODKLÁDACÍ STOLEK NEBO NA PACIENTA. <u>JINÁ MOŽNOST</u>: SLOUPNĚTE LEPICÍ ŠTÍTEK NA SPODNÍ STRANĚ TÁCKU A PŘIPEVNĚTE V POŽADOVANÉM MÍSTĚ. 2) NASTAVTE KOŠÍK NA POŽADOVANOU DÉLKU. 3) PŘI PŘEDÁVÁNÍ UMÍSŤUJTE OSTŘÉ PŘEDMĚTY DO TÁCKU. UPOZORNĚNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE OSTŘÉ NÁSTROJE JSOU SPRÁVNĚ UMÍSTĚNY UVNITŘ TÁCKU, ABYSTE ZABRÁNILI PŘÍPADNÝM ZRANĚNÍM.	AR Arabic - إرشادات الاستخدام 1) ضع الصينية على منصة Mayo، أو منصة المنضدة، أو منضدة ثانية، أو على المريض. <u>اختياري</u>: اسحب الشريط اللاصق الموجود في أسفل الصينية وثبتها في المكان المطلوب. 2) اضبط الدرج حسب الطول المطلوب. 3) ضع الأدوات الحادة في الصينية عند تمريرها. أحترس: تأكد من وضع الأدوات الحادة بشكل صحيح في الصينية من أجل تلافي الإصابات المحتملة. TR Turkish - KULLANIM TALİMATLARI 1) MAYO STANDI, ARKA MASA STANDI, ARKA MASA VEYA HASTA ÜZERİNE YERLEŞTİRİN. <u>OPSİYONEL</u>: TEPŞİNİN ALTINDAKİ YAPIŞKAN ETİKETİN ÜZERİNİ SIYIRIN VE İSTEDİĞİNİZ BİR POZİSYONA YERLEŞTİRİN. 2) TEPŞİYİ İSTEDİĞİNİZ UZUNLUKTA AYARLAYIN. 3) KESKİN CİSİMLERİ ALIP VERİRKEN TEPŞİYE YERLEŞTİRİN. DİKKAT: POTANSİYEL YARALANMALAR DAN KAÇINMAK İÇİN KESKİN ENSTRÜMANLARIN TEPŞİ İÇİNDE DÜZGÜN KONUMLANDIĞINDAN EMİN OLUN.	Manufactured for: Ansell Sandel Medical Solutions LLC 9301 Oakdale Avenue, Suite 300 Chatworth, CA 91311 - USA 1-818-534-2500 www.sandelmedical.com Ansell Healthcare Europe N.V. Bld Internationalelaan 55 1070 Brussels BELGIUM Ansell Ltd Level 3, 678 Victoria Street, Richmond, Victoria, 3121 Australia NON STERILE 2 Do not Reuse ® and ™ are owned by Ansell Limited or one of its affiliates. ©2017 Ansell Limited. All Rights Reserved. 260093 Rev B
--	---	--	--