



## BioClean-C™ Tablier BCDA

# Tablier de protection léger et non stérile, protégeant contre une série de médicaments de chimiothérapie

- **Une protection assurée** : Le BioClean-C™ Apron BCDA répond à la norme de perméation ASTM F739-12, ce qui en fait un tablier idéal résistant aux produits chimiques contre une gamme de médicaments de chimiothérapie
- **Réduction du poids et des risques de contamination** : Ce tablier de travail est fabriqué en matière légère CleanTough™, qui limite les risques de contamination grâce à sa nature peu pelucheuse
- **Ajustement amélioré** : conçu avec une fermeture réglable au niveau du cou et des bandes d'attache à l'arrière, ce tablier de sécurité permet aux porteurs de trouver un ajustement confortable et constant et de l'enfiler facilement.



### Key Features and Benefits

- **Norme de perméation ASTM F739-12** : Protection contre les médicaments de chimiothérapie
- **Matériau CleanTough™** : Léger, peu pelucheux et réduisant les contaminants
- **Rubans à nouer et fermeture au niveau du cou** : ajustement amélioré et enfilage sans stress

### Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Production et fabrication
- Laboratoire et recherche





# BioClean-C™ Tablier BCDA

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|                             |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                     | Bleu                                                                                                                                                                                                       |
| Normes de vérification      | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D                                                                                                                               |
| Normes                      | ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Catégorie III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA |
| Présentation de l'emballage | 1 unité par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sac protecteur scellé en PE ; 50 sacs extérieurs par carton doublé (50 pièces)                                                                              |
| Classe de salle blanche     | Classe 4 ISO                                                                                                                                                                                               |
| Durée de conservation       | 5 years                                                                                                                                                                                                    |
| Construction                | Adjustable neck, tie fastening at waist                                                                                                                                                                    |
| Caractéristiques            | Faible teneur en particules                                                                                                                                                                                |

### RÉSULTATS DES ESSAIS DE RELARGAGE PARTICULAIRE

| TEST                                                  | RÉSULTAT                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Relargage particulaire (méthode du tambour de Helmke) | ≥ 0,5 Qm (comptes/min) < 1 700 |

### RÉSULTATS DE LA MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12

| MÉDICAMENT                   | Temps de passage moyen, en minutes<br>Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPLATINE                   | >480                                                                                                                                                                |
| CARMUSTINE                   | > 240                                                                                                                                                               |
| CYCLOPHOSAMIDE               | >480                                                                                                                                                                |
| CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE | >480                                                                                                                                                                |
| 5-FLUOROURACILE              | >480                                                                                                                                                                |
| MÉTHOTREXATE                 | >480                                                                                                                                                                |
| ÉTOPOSIDE                    | >480                                                                                                                                                                |
| PACLITAXEL                   | >480                                                                                                                                                                |
| THIOTÉPA                     | >456                                                                                                                                                                |

Résultats obtenus dans des conditions contrôlées, par des laboratoires de test externes accrédités. \*Pour Bioclean D et Bioclean 2000, les résultats de perméation chimique se rapportent à la performance du tissu à titre de référence uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent avoir des temps de passage plus courts. Nous recommandons le port de vêtements à coutures scellées, tels que Bioclean-C, par-dessus la combinaison pour une protection supplémentaire contre la manipulation de médicaments de chimiothérapie.

### TABLEAU DES TAILLES

Taille : S : Poitrine : 84-92cm (33"-36"), Taille : 164-170cm (5'4"-5'6")  
Taille : M : Poitrine : 92-100cm (36"-39"), Taille : 170-176cm (5'6"-5'9")  
Taille : L : Poitrine : 100-108cm (39"-42"), Taille : 176-182cm (5'9"-6'0")



# BioClean-C™ Tablier BCDA

## RÉSULTATS DES ESSAIS DE PERFORMANCES DES MATÉRIAUX

| TEST                                                             | RÉSULTAT      | CLASSE DE PERFORMANCE | PERFORMANCE STANDARD |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Résistance à l'abrasion                                          | >10 cycles    | 1                     | EN 12947-2           |
| Résistance à la perforation                                      | >5 N          | 1                     | ISO 13996            |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens travers      | EN ISO 9073-4 | 1                     |                      |
| Résistance à la déchirure trapézoïdale dans le sens machine (MD) | >10 N         | 1                     | EN ISO 9073-4        |
| Résistance à la traction dans le sens travers (CD)               | >30 N         | 1                     | EN ISO 13934-1       |
| Résistance à la traction dans le sens machine (MD)               | >30 N         | 1                     | EN ISO 13934-1       |
| Imperméabilité aux liquides – H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 30 %   | >90%          | 3                     | ISO 6530             |
| Imperméabilité aux liquides – NaOH 10 %                          | >90%          | 3                     | ISO 6530             |
| Imperméabilité aux liquides – O-xylène                           | >90%          | 2                     | ISO 6530             |
| Imperméabilité aux liquides – Butan-1-ol                         | >90%          | 3                     | ISO 6530             |
| Pénétration des liquides – H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 30 %      | <1%           | 3                     | ISO 6530             |
| Pénétration des liquides – NaOH 10 %                             | <1%           | 3                     | ISO 6530             |
| Pénétration des liquides – Oxlène                                | <1%           | 3                     | ISO 6530             |
| Pénétration des liquides – Butan-1-ol                            | <1%           | 3                     | ISO 6530             |
| Résistance des coutures <sup>1</sup>                             | >50 N         | 2                     |                      |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

|      | TAILLE                      | Tablier pour chimiothérapie BioClean-C |
|------|-----------------------------|----------------------------------------|
| BCDA | RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | BCDA-S, BCDA-M, BCDA-L                 |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

## Normes de performance et conformité réglementaire

CE 0598



TYPE PB [6]



PARTIAL BODY PROTECTION ONLY



TYPE PB [4]



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Veuillez vous reporter au dossier de validation des produits ou contacter le service clientèle Ansell pour obtenir des données précises concernant l'utilisation des vêtements pour la manipulation de médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre ces produits doivent être sélectionnés spécifiquement en fonction du type de substances chimiques utilisées.

