



# Grembiule BioClean-C™ BCDA

## Grembiule protettivo leggero, non sterile, per la protezione da una serie di farmaci chemioterapici.

- **Protezione assicurata:** Il grembiule BioClean-C™ BCDA soddisfa lo standard di permeazione ASTM F739-12, diventando così un grembiule resistente alle sostanze chimiche contro una serie di farmaci chemioterapici.
- **Riduzione del peso e dei rischi di contaminazione:** Questo grembiule da lavoro è realizzato in materiale leggero CleanTough™, che limita i rischi di contaminazione grazie alla sua natura a bassa formazione di pelucchi.
- **Vestibilità migliorata:** progettato con un'allacciatura al collo regolabile e nastri da annodare sul retro, questo grembiule di sicurezza consente a chi lo indossa di trovare una vestibilità comoda e costante e di indossarlo con facilità.



### Key Features and Benefits

- **Standard di permeazione ASTM F739-12:** protezione da farmaci chemioterapici
- **Materiale CleanTough™:** Leggero, a basso indice di sporcizia e a basso rischio di contaminazione
- **Nastri di chiusura e allacciatura al collo:** vestibilità migliorata e vestibilità senza stress

### Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione
- Laboratorio e ricerca





# Grembiule BioClean-C™ BCDA

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                          | Blu                                                                                                                                                                                                        |
| Standard di audit               | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D                                                                                                                               |
| Standard                        | ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Categoria III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA |
| Quadro generale confezionamento | Un pezzo per sacchetto sigillato interno in PE; un sacchetto interno per sacchetto sigillato esterno in PE; 50 sacchetti esterni per cartone rivestito (50 pezzi)                                          |
| Classe Camera pulita            | Classe 4 ISO                                                                                                                                                                                               |
| Durata                          | 5 years                                                                                                                                                                                                    |
| Costruzione                     | Adjustable neck, tie fastening at waist                                                                                                                                                                    |
| Caratteristiche                 | Conta particellare bassa                                                                                                                                                                                   |

### RISULTATI DEL TEST DI DIFFUSIONE DI PARTICELLE

| TEST                                        | RISULTATO                |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diffusione di particelle (Helmke Drum Test) | ≥0,5Qm (conte/min) <1700 |

### RISULTATI METODO DI PROVA ASTM F739-12

| FARMACO                 | Tempo medio di permeazione, minuti<br>Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPLATINO              | >480                                                                                                                                                                |
| CARMUSTINA              | >240                                                                                                                                                                |
| CICLOFOSFAMIDE          | >480                                                                                                                                                                |
| DOXORUBICINA CLORIDRATO | >480                                                                                                                                                                |
| 5-FLUOROURACILE         | >480                                                                                                                                                                |
| METOTREXATO             | >480                                                                                                                                                                |
| ETOPOSIDE               | >480                                                                                                                                                                |
| PACLITAXEL              | >480                                                                                                                                                                |
| TIOTEPA                 | >456                                                                                                                                                                |

Risultati ottenuti in condizioni di laboratorio controllate, da laboratorio di prova esterno accreditato. \*Per Bioclean D e Bioclean 2000, i risultati della permeazione chimica si riferiscono alle prestazioni del tessuto solo a titolo di riferimento. Le cuciture e le chiusure possono avere tempi di rottura inferiori. Si consiglia di indossare sopra la tuta indumenti con cuciture sigillate, come Bioclean-C, per una maggiore protezione contro la manipolazione dei farmaci chemioterapici.

### TABELLA TAGLIE

Taglia: S: torace: 84-92cm (33"-36"), altezza: 164-170cm (5'4"-5'6")  
Taglia: M: torace: 92-100cm (36"-39"), altezza: 170-176cm (5'6"-5'9")  
Taglia: L: torace: 100-108cm (39"-42"), altezza: 176-182cm (5'9"-6'0")



# Grembiule BioClean-C™ BCDA

## RISULTATI DEI TEST SULLE PRESTAZIONI DEI MATERIALI

| TEST                                                            | RISULTATO     | CLASSE PRESTAZIONE | PERFORMANCE STANDARD |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Resistenza all'abrasione                                        | >10 cycles    | 1                  | EN 12947-2           |
| Resistenza alla perforazione                                    | >5 N          | 1                  | ISO 13996            |
| Resistenza allo strappo trapezoidale direzione trasversale (CD) | EN ISO 9073-4 | 1                  |                      |
| Resistenza allo strappo trapezoidale direzione macchina (MD)    | >10 N         | 1                  | EN ISO 9073-4        |
| Resistenza alla trazione direzione trasversale (CD)             | >30 N         | 1                  | EN ISO 13934-1       |
| Resistenza alla trazione direzione macchina (MD)                | >30 N         | 1                  | EN ISO 13934-1       |
| Repellenza ai liquidi - 30% H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>          | >90%          | 3                  | ISO 6530             |
| Repellenza ai liquidi - 10% NaOH                                | >90%          | 3                  | ISO 6530             |
| Repellenza ai liquidi - O-xilene                                | >90%          | 2                  | ISO 6530             |
| Repellenza ai liquidi - Butan-1-olo                             | >90%          | 3                  | ISO 6530             |
| Penetrazione dei liquidi - 30% H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>       | <1%           | 3                  | ISO 6530             |
| Penetrazione dei liquidi - 10% NaOH                             | <1%           | 3                  | ISO 6530             |
| Penetrazione dei liquidi - O-xilene                             | <1%           | 3                  | ISO 6530             |
| Penetrazione dei liquidi - Butan-1-olo                          | <1%           | 3                  | ISO 6530             |
| Resistenza cucitura <sup>1</sup>                                | >50 N         | 2                  |                      |

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

|      | TAGLIA      | Grembiule per chemioterapia BioClean-C |
|------|-------------|----------------------------------------|
| BCDA | RIORDINE N. | BCDA-S, BCDA-M, BCDA-L                 |

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Region del Nord America

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +441638 668890

## Standard delle prestazioni e conformità normativa

CE 0598



TYPE PB [6]



PARTIAL BODY PROTECTION ONLY



TYPE PB [4]



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Consultare il pacchetto di convalida del prodotto o contattare il servizio clienti Ansell per dati specifici sugli indumenti da usare con farmaci citotossici. Gli indumenti utilizzati per protezione contro i farmaci devono essere selezionati specificamente per il tipo di sostanze chimiche utilizzate.

