



BioClean-C™ Apron BCDA

化疗防护围裙——非灭菌

BioClean-C化疗防护围裙采用轻质低发尘CleanTough蓝色材料制成，配有后部系带、可调节颈部紧固件，方便穿戴且舒适，可针对多种化疗药物提供防护。

Key Features and Benefits

- 根据抗渗透性标准ASTM F739-12进行测试
- 后部系带
- 可调节颈部紧固件
- 轻质低发尘CleanTough材料



行业

- 受控和关键环境
- 生产和制造
- 实验室和研究





BioClean-C™ Apron BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

| | |
|-------|---|
| 材料 | CleanTough™ |
| 审计标准 | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D |
| 标准 | ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, III类, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA |
| 包装概述 | 每个密封PE内包装袋1件; 每个密封PE外包装袋1个内包装袋; 每个加衬里纸箱50个外包装袋 (50件) |
| 原产国 | 中国 |
| 洁净室级别 | ISO第4类 |
| 保质期 | Five (5) years from date of manufacture. |
| 结构 | Adjustable neck, tie fastening at waist |
| 特点 | 低微粒 |

粒子脱落试验法结果

| 测试 | 结果 |
|-----------------|-------------------------------------|
| 粒子脱落 (汉姆克滚筒试验法) | $\geq 0.5\mu\text{m}$ (颗粒数/分) <1700 |

ASTM F739-12 测试方法结果

| 药物 | 平均突破时间 (MBT), 分钟 Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached $0.1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ |
|--------|--|
| 顺铂 | >480 |
| 卡莫司汀 | >240 |
| 环磷酰胺 | >480 |
| 盐酸多柔比星 | >480 |
| 5-氟尿嘧啶 | >480 |
| 甲氨蝶呤 | >480 |
| 依托泊苷 | >480 |
| 紫杉醇 | >480 |
| 噻替派 | >456 |

结果由经认可的外部测试实验室在可控制的实验室条件下获得。

尺寸表

BCDA-S 胸围: 84-92厘米 (33"-36") 高度: 164-170厘米 (5'4"-5'6") 尺码: S

BCDA-M 胸围: 92-100厘米 (36"-39") 高度: 170-176厘米 (5'6"-5'9") 尺码: M

BCDA-L 胸围: 100-108厘米 (39"-42") 高度: 176-182厘米 (5'9"-6'0") 尺码: L



BioClean-C™ Apron BCDA

材料性能测试结果

| 测试 | 结果 | 性能等级 |
|--|------------|------|
| 耐磨性 | >10 cycles | |
| 刺穿阻力 | >5 N | |
| 横向 (CD) 抗梯形撕裂性 | >10 N | |
| 纵向 (MD) 抗梯形撕裂性 | >10 N | |
| 横向 (CD) 拉伸强度 | >30 N | |
| 纵向 (MD) 拉伸强度 | >30 N | |
| 抗液体渗透 – 30% H ₂ SO ₄ | >90% | |
| 抗液体渗透 – 10%氢氧化钠 | >90% | |
| 抗液体渗透 – 邻二甲苯 | >90% | 2 |
| 抗液体渗透 – 正丁醇 | >90% | |
| 液体渗透 – 30% H ₂ SO ₄ | <1% | |
| 液体渗透 – 10%氢氧化钠 | <1% | |
| 液体渗透 – 邻二甲苯 | <1% | |
| 液体渗透 – 正丁醇 | <1% | |
| 接缝强度 ¹ | >50 N | |

订购信息

| | 尺码 | BioClean-C 化疗防护围裙 |
|------|--------|------------------------|
| BCDA | 追加订购编号 | BCDA-S, BCDA-M, BCDA-L |

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

Ansell Global Trading Center
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

Ansell Healthcare Products LLC
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

Ansell Limited
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

英国

Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

性能标准与监管合规

CE 0598



Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

有关防护服用于细胞毒性药物的具体数据，请参阅产品验证包或联系安思尔客服。用于防护此类药物的防护服必须根据所用化学品的类型进行选择。

