



BioClean-C™ kötény ujjakkal BCAS

Könnyű, nem steril védőkötény, amely védelmet nyújt a különböző kemoterápiás szerek ellen.

- **Biztosított védelem:** A BioClean-C™ kötény ujjakkal BCAS az ASTM F739-12 permeációs szabvány szerint tesztelt, így biztosítva a személyi védelmet a különböző kemoterápiás szerekkel szemben.
- **Csökkentett súly és szennyezési kockázat:** A CleanTough™ anyagának köszönhetően ez a védőkötény könnyű és kevésbé foszlik, ezáltal csökkenti a szennyeződések kockázatát.
- **Fokozott erő:** A védőszalaggal ellátott és ultrahanggal ragasztott, citotoxikus gyógyszereknek ellenálló munkaköpeny strapabíró és megbízható.
- **Jobb illeszkedés és állíthatóság:** Az állítható nyakrögzítéssel és a hátulján lévő megkötőszalagokkal ez a vegyszerálló kötény lehetővé teszi viselői számára, hogy megtalálják a kényelmes, egységes illeszkedést.



Key Features and Benefits

- **Permeációs szabvány ASTM F739-12:** Védelem a citotoxikus gyógyszerektől
- **CleanTough™ anyag:** Alacsony begyűrődés, könnyű súly, csökkentett szennyezettség
- **Ultrahanggal ragasztott varratok:** Fokozott szilárdság és védelem

Iparágak

- Ellenőrzött/Kritikus környezetek
- Gyártás és termelés
- Laboratórium és kutatás





BioClean-C™ kötény ujjakkal BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Anyag	CleanTough™
Auditálási szabványok	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Szabványok	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, III. kategória, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Csomagolási áttekintés	One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 40 outer bags per lined carton (40 pieces). More sustainable packaging: Packed in recyclable plastic packaging and delivered in recycled cardboard shipper cases. Inner and outer bags and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
Tisztatér-besorolás	10-es osztály/ISO 4-es osztály
Szavatossági idő	Five (5) years from date of manufacture.
Építőipar	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
Jellemzők	Alacsony részecske kibocsátás

RÉSZECSCKE-LEADÁSI TESZT EREDMÉNYEI

TESZT	EREDMÉNY	KATEGÓRIA (IEST-RP-CC003.3)
Részecske-leadás (Helmke Drum teszt)	$\geq 0,5$ Qm (darab/perc) < 1700	I. kategória

ASTM F739-12 VIZSGÁLATI MÓDSZER SZERINTI EREDMÉNYEK

GYÓGYSZER	Átlagos áttörési idő (MBT), perc Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISZPLATIN	>480
KARMUSZTIN	>480
CIKLOFOSZFAMID	>480
DOXORUBICIN-HIDROKLORID	>480
5-FLUOROURACIL	>480
METOTREXÁT	>480
ETOPOZID	>480
PACLITAXEL	>480
TIOTEPA	>456

Az eredmények ellenőrzött laboratóriumi körülmények között, akkreditált külső tesztlaboratórium által végzett vizsgálatok alapján születtek. *A Bioclean D és a Bioclean 2000 esetében a kémiai permeációs eredmények a szövet teljesítményére vonatkoznak, csak referenciaként. A varratok és a lezárások alacsonyabb áttörési idővel rendelkezhetnek. Javasoljuk, hogy a kemoterápiás gyógyszerek kezelésével szembeni további védelem érdekében a kezelábas fölött olyan zárt varrású ruházatot viseljen, mint például a Bioclean-C.

MÉRETTÁBLÁZAT

BCAS-S: Méret: S, mellkas: 84-92cm (33"-36"), Magasság:164-170cm (5'4"-5'6")
BCAS-M: Méret: M, Mellkas: 92-100cm (36"-39"), Magasság:170-176cm (5'6"-5'9")
BCAS-L: Méret: L, Mellkas:100-108cm (39"-42"), Magasság:176-182cm (5'9"-6'0")
BCAS-XL: Méret: XL, Mellkas:108-116cm (42"-45"), Magasság: 182-188cm (6'0"-6'2").



BioClean-C™ kötény ujjakkal BCAS

ANYAGTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

TESZT	EREDMÉNY	TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY	PERFORMANCE STANDARD
Horzsolással szembeni ellenállás	>10 cycles	1	EN 12947-2
Átlyukadással szembeni ellenállás	>5 N	1	ISO 13996
Trapezoid szakadással szembeni ellenállás – keresztirány (CD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Trapezoid szakadással szembeni ellenállás – gépirány (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Szakítószilárdság – keresztirány (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Szakítószilárdság – gépirány (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Folyadékpergető képesség – 30%-os H ₂ O	>90%	3	ISO 6530
Folyadékpergető képesség – 10%-os NaOH	>90%	3	ISO 6530
Folyadékpergető képesség – orto-xilol	>90%	2	ISO 6530
Folyadékpergető képesség – n-butanol	>90%	3	ISO 6530
Folyadékpenetráció – 30%-os H ₂ O	<1%	3	ISO 6530
Folyadékpenetráció – 10%-os NaOH	<1%	3	ISO 6530
Folyadékpenetráció – orto-xilol	<1%	3	ISO 6530
Folyadékpenetráció – n-butanol	<1%	3	ISO 6530
Varrat erőssége ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

	MÉRET	BioClean-C kemoterápiás ujjas védőkötény
BCAS	ÚJRARENDELÉSI SZÁM	BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés

CE 0598



Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jóállásúként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

A védőöltözetek citotoxikus gyógyszerekhez való használhatóságára vonatkozó konkrét adatokat tekintse meg a termék validációs csomagjában, vagy lépjen kapcsolatba az Ansell ügyfélszolgálatával. Az említett gyógyszerek elleni védelemhez használt védőöltözeteket kifejezetten az alkalmazott vegyi anyagok típusának megfelelően kell kiválasztani.

