



Fartuch BioClean-C™ BCDA

Lekki, niesterylny fartuch ochronny, chroniący przed szeregiem leków stosowanych w chemioterapii

- **Zapewniona ochrona:** Fartuch BioClean-C™ BCDA spełnia normę przenikania ASTM F739-12, co czyni go idealnym fartuchem odpornym na działanie środków chemicznych stosowanych w chemioterapii.
- **Zmniejszona waga i ryzyko zanieczyszczenia:** Ten fartuch roboczy jest wykonany z lekkiego materiału CleanTough™, który ogranicza ryzyko zanieczyszczenia dzięki temu, że nie pozostawia kłacek.
- **Ulepszone dopasowanie:** Zaprojektowany z regulowanym zapinaniem na szyi i taśmami do wiązania z tyłu, ten fartuch ochronny umożliwia użytkownikom znalezienie wygodnego, spójnego dopasowania i łatwe zakładanie.



Key Features and Benefits

- **Norma przenikania ASTM F739-12:** Ochrona przed lekami stosowanymi w chemioterapii
- **Materiał CleanTough™:** Lekkie, niskostrzępiące się i redukujące zanieczyszczenia
- **Taśmy wiązane i zapinanie na szyi:** lepsze dopasowanie i bezstresowe zakładanie

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Laboratoria i działy badawczo-rozwojowe





Fartuch BioClean-C™ BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Kolor	Niebieski
Normy audytu	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normy	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategoria III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Przegląd opakowań	Jedna sztuka na szczelnie zamknięty woreczek; jeden woreczek na szczelnie zamknięty zewnętrzny worek PE; 50 worków zewnętrznych w wyłożonym kartonie (50 sztuk)
Klasa pomieszczeń czystych	Klasa ISO 4
Okres trwałości	5 years
Budowa	Adjustable neck, tie fastening at waist
Charakterystyka	Pozostawiający mało cząstek stałych

WYNIKI TESTU ŚCIERALNOŚCI CZĄSTEK

WYNIK	TESTU
Test uwalniania cząstek stałych Helmke Drum	$\geq 0,5$ Qm (zliczeń/cm ²) <1700

WYNIKI METODY TESTOWANIA ASTM F739-12

LEK	Średni czas przenikania (MBT), minuty Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATYNA	>480
KARMUSTYNA	>240
CYKLOFOSFAMID	>480
CHLOROWODOREK DOKSORUBICYN	>480
5-FLUOROURACYL	>480
METROTREKSAT	>480
ETOPOZYD	>480
PAKLITAKSEL	>480
TIOTEPA	>456

Wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przez akredytowane, zewnętrzne laboratorium testowe. *W przypadku Bioclean D i Bioclean 2000 wyniki przenikania substancji chemicznych odnoszą się do wydajności tkaniny wyłącznie w celach informacyjnych. Szwy i zamknięcia mogą mieć krótsze czasy przebicia. Zalecamy zakładanie na kombinezon odzieży z uszczelnionymi szwami, takiej jak Bioclean-C, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed lekami stosowanymi w chemioterapii.

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiar: S: Klatka piersiowa: 84-92 cm (33"-36"), wzrost: 164-170 cm (5'4"-5'6")
Rozmiar: M: Klatka piersiowa: 92-100 cm (36"-39"), wzrost: 170-176 cm (5'6"-5'9")
Rozmiar: L: Klatka piersiowa: 100-108 cm (39"-42"), wzrost: 176-182 cm (5'9"-6'0")



Fartuch BioClean-C™ BCDA

WYNIKI TESTU WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW

WYNIK	TESTU	KLASA WYDAJNOŚCI	PERFORMANCE STANDARD
Odporność na ścieranie	>10 cycles	1	EN 12947-2
Odporność na przekłucie	>5 N	1	ISO 13996
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku poprzecznym (CD)	EN ISO 9073-4	1	
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku wzdłużnym (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Odporność na działanie cieczy – 30% H ₂ O ₂ /SO ₄	>90%	3	ISO 6530
Odporność na działanie cieczy – 10% NaOH	>90%	3	ISO 6530
Odporność na działanie cieczy – o-Xylene	>90%	2	ISO 6530
Odporność na działanie cieczy – Butan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – 30% H ₂ O ₂ /SO ₄	<1%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – o-Xylene	<1%	3	ISO 6530
Penetracja cieczami – Butan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Wytrzymałość szwów ¹	>50 N	2	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

	ROZMIAR	Fartuch BioClean-C do zastosowań w chemioterapii
BCDA	NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	BCDA-S, BCDA-M, BCDA-L

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Zgodność z normami wydajności i regulacjami

CE 0598



TYPE PB [6]



PARTIAL BODY PROTECTION ONLY



TYPE PB [4]

UK
CA

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Sprawdź pakiet weryfikacji produktu lub skontaktuj się z działem obsługi firmy Ansell, aby uzyskać konkretne informacje na temat stosowania odzieży z lekami cytotoksycznymi. Odzież stosowana do ochrony przed takimi lekami musi zostać dopasowana do specyficznych substancji chemicznych w użyciu.

Ansell