

Huse nesterile pentru camere sterile, pentru protecția împotriva medicamentelor de chimioterapie

- **Protecție optimizată:** BioClean™ husele de protecție împotriva chimioterapiei sunt special concepute pentru a proteja împotriva unei game de medicamente pentru chimioterapie, cu cusături lipite cu ultrasunete și bandă protectoare, pentru o mai mare siguranță.
- **Curățenie garantată:** Aceste articole de protecție împotriva chimioterapiei sunt fabricate din materialul CleanTough™, care este atât ușor, cât și cu un grad redus de murdărire.
- **Protecție de barieră asigurată:** Husele de protecție pentru chimioterapie BioClean-C™ au fost testate în conformitate cu standardele de permeabilitate ASTM F739-12.
- **Practicitate maximizată:** Aceste capace de manșoane sterile de mărime unică sunt adaptate pentru o îmbrăcare rapidă și simplă.



Key Features and Benefits

- **Cusătura lipită cu ultrasunete:** Pentru capacele de manșon care oferă o potrivire sigură
- **Țesătură CleanTough™ ușoară, cu scurgeri reduse de scame:** confort și durabilitate
- **Conformitate ASTM F739-12:** Protecție asigurată împotriva permeabilității

Industria

- Medii controlate și critice
- Producție
- Laborator și cercetare





Acoperă manșonul BioClean-C™ BCSC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Standarde de audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarde	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 13935-2, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Categoria III, EN 14605:2005 + A1:2009
Țara de origine	China
Clasă camere cu atmosferă controlată	ISO clasa 4
Termenul de valabilitate	Five (5) years from date of manufacture.
Construcții	Ultrasonically bonded seams covered with protective tape
Caracteristici	Particule reduse

REZULTATUL TESTULUI DE DESCUAMARE A PARTICULELOR

TEST	REZULTAT
Descuamarea particulelor (testul cu tambur Helmke)	$\geq 0,5\mu\text{m}$ (numărări/min) <1700

REZULTATELE METODEI DE TESTARE ASTM F739-12

MEDICAMENT	Timp mediu de pătrundere (MBT), minute Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	> 240
CICLOFOSFAMIDĂ	>240
CLORHIDRAT DE DOXORUBICINĂ	>240
5-FLUORURACIL	>240
METOTREXAT	>240
ETOPOSID	<6
PACLITAXEL	>240
TIOTEPA	55 (46,88,31)

Rezultate obținute în condiții controlate de laborator, de către laboratorul de testare externă acreditat.

DIAGRAMA DE MĂRIMI

BCSC; Măsura: Universal



Acoperă manșonul BioClean-C™ BCSC

REZULTATELE TESTĂRII PERFORMANTELOR MATERIALULUI

TEST	REZULTAT	CLASA DE PERFORMANȚĂ
Rezistență la abraziune	10 to 100 cycles	1
Rezistență la perforare	10 N	1
Direcția transversală a rezistenței la rupere trapezoidală (CD)	CD 32.3 N	2
Direcția mașinii de determinare a rezistenței la rupere trapezoidală (MD)	MD 50.6 N	3
Direcția transversală a rezistenței la tracțiune (CD)	CD 47 N	1
Direcția mașinii de determinare a rezistenței la tracțiune (MD)	MD 94 N	2
Impermeabilitate față de lichide – 30 % H ₂ SO ₄	99.0%	3
Impermeabilitate față de lichide – 10 % NaOH	98.4%	3
Impermeabilitate față de lichide – o-xilen	91.4%	1
Impermeabilitate față de lichide – butan-1-ol	93.9%	3
Penetrarea de către lichide – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Penetrarea de către lichide – 10 % NaOH	0%	3
Penetrarea de către lichide – o-xilen	0%	3
Penetrarea de către lichide – butan-1-ol	0%	3
Rezistența cusăturii ¹	74 N	2

1. Seam not destroyed

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarde de performanță și
conformare cu reglementările



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

Consultați pachetul de validare a produsului, sau contactați serviciul pentru clienți Ansell pentru datele specifice privind utilizarea îmbrăcăminte cu medicamente citotoxice. Îmbrăcăminte utilizată pentru protecția față de aceste medicamente trebuie selectată în mod specific pentru tipul de substanțe chimice utilizate.

