



COVID-19: 选择呼吸防护的实用指南

根据世界卫生组织 (世卫组织)、食品药品监督管理局 (FDA) 和疾病预防控制中心 (CDC) 等全球卫生机构的一般建议, AnsellCARES为医护人员制定了本操作指南, 以帮助他们选择在医院、诊所、养老院或社区进行工作所需的适当呼吸防护。

此列表是一个快速参考指南, 并不详尽。请参考制造商的使用说明, 以及您的设施有关特定环境呼吸防护的政策和程序。

	医用口罩		面部过滤呼吸器		
					
口罩类型	二级 保护佩戴者免受来自口鼻的感染	三级 保护佩戴者免受来自口鼻的感染, 防止飞溅物或潜在污染的液体	N95 过滤掉95%的空气中的微粒物质。世卫组织建议使用N95或更高防护级别的面部过滤口罩 <i>世卫组织建议使用N95或更高防护级别的面部过滤口罩</i>	N99 过滤掉空气中颗粒物的	N100 最大限度的保护。过滤掉空气中99.7%的颗粒物
防止佩戴者的飞沫传播	√	√	√	√	√
佩戴者需要高度过滤防护以防止飞溅		√	√	√	√
在需要流体阻力的地方, 必须控制住排出的微粒			√	√	√
佩戴者需要紧贴的、密封的呼吸防护装置			√	√	√
进行气雾生成程序时, 佩戴者需要紧密的密封式呼吸保护装置			√	√	√

请牢记:

- 始终确保遵守当地公共卫生当局有关个人防护装备 (PPE) 使用和选择指南的规定, 以抗击COVID-19流行病。
- 遵循推荐的口罩防护指南, 为一线医护人员保留个人防护用品, 并确保根据风险级别提供适当的防护用品。
- 除了防护策略外, 疾病预防控制中心还推荐遵循N95面部过滤口罩的扩展和有限重复使用说明。由于接触较少和传播风险较小, 建议长期使用。如果没有N95口罩, 可以使用国家职业安全与健康研究所 (NIOSH) 批准的替代防护口罩*

COVID-19: 选择呼吸防护的实用指南

世卫组织关于在这次 COVID-19疫情期间使用口罩* 的重要建议

1

戴医用口罩是限制某些呼吸道病毒
疾病传播的预防措施之一,其中包括
COVID-19



2



无论是否使用口罩, **手部卫生**的最大
依从性和其他感染保护控制措施对于
防止人与人之间的传播至关重要

3



医护人员在评估或确诊的COVID-19病
例时,应使用微粒呼吸口罩,至少使用
欧盟(EU)标准 **FFP2**或国家职业安全
与健康研究所(NIOSH)认证的**N95**或
同等标准的微粒呼吸口罩

4



遵循**处理指南**其中包括按照建议进行
更换、从后面取下面罩并立即在密闭容
器中处理

建议在户外时戴口罩以防止感染,包括公共交通和乘车或其他人口密集的区域时



*参阅世卫组织关于在COVID-19疫情时使用口罩的建议。[在此处下载pdf](#)

免责声明:鉴于这种冠状病毒的新颖性,参考文献中的建议是临时性的、咨询性的,并且仅基于目前情况的了解。

www.ansell.com网站

安思尔,®和™是安思尔有限公司或其附属公司拥有的商标。© 2020 安思尔版权所有。