

正しいサイズの検査・検診用手袋の選択

新型コロナウイルスへの曝露予防に、現在多くの人が使い捨て手袋を着用しています。それには、使い捨て手袋のサイズがぴったり合えば、効果が最大化できると知ることが重要です。

手袋がきつすぎると、機微に動かしづらく、使用中に手袋が破断するかもしれません。手袋が緩すぎると、動きの邪魔になり、病原菌などの侵入を防ぎきれないこともあります。

指の周りにぴったりとフィットさせ、だぶつきを減らします

手掌部がきつすぎると、動かしづらく、筋肉負荷がかかります

カフは、汚染物質から保護するために手首にぴったりとフィットしていなければなりません。

