

# SANDEL® 4-IN-1™ MARKER

PROTECTION « NEVER EVENT »

## Un marqueur à deux pointes pour le marquage des champs opératoires et l'étiquetage des médicaments (système tout-en-un)

Le marqueur TIME OUT® 4-in-1™ sert à indiquer le champ d'intervention sur la peau du patient avant l'opération et conformément au protocole universel pour la prévention des erreurs de champ opératoire de la Joint Commission. Le marqueur cutané à pointe biseautée permet de tracer des lignes fines, moyennes ou larges. L'autre extrémité comporte un marqueur permanent pour l'étiquetage des médicaments.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Encre violette de gentiane pour le marquage cutané à une extrémité et marqueur permanent pour l'étiquetage des médicaments à l'autre extrémité
- Le marqueur cutané à pointe biseautée permet de tracer des lignes fines, moyennes ou larges
- Étui « anti-roulement »
- Orange vif pour une haute visibilité
- Manchon TIME OUT® inclus
- Jetable

Ansell propose une gamme complète de marqueurs cutanés et permanents adaptés aux besoins de chaque établissement.



# SANDEL<sup>®</sup> 4-IN-1<sup>™</sup> MARKER

PROTECTION « NEVER EVENT »

#PDS.Sandel.ItemNumber#	#PDS.Sandel.ProductName#	#PDS.Sandel.Description#		#PDS.Sandel.CaseQuantity#
1041-NNS	Marqueur 4-in-1	Marqueur à deux pointes (encre permanente et encre cutanée) « anti-roulement », marqueur cutané à pointe biseautée, manchon TIME OUT(non stérile)	100/sachet 4 sachets/caisse	400
1041	Marqueur 4-in-1	Marqueur à deux pointes (encre permanente et encre cutanée) « anti-roulement », marqueur cutané à pointe biseautée, manchon TIME OUT(stérile)	25/boîte 4 boîtes/caisse	100
1041	Marqueur 4-in-1	Marqueur à deux pointes (encre permanente et encre cutanée) « anti-roulement », marqueur cutané à pointe biseautée, manchon TIME OUT(stérile)	25/boîte 4 boîtes/caisse	100