

SANDEL® CORRECT MEDICATION LABELING SYSTEM

PROTECTION CONTRE LES ÉVÉNEMENTS QUI NE DEVRAIENT JAMAIS ARRIVER

Un système d'étiquetage complet conçu pour réduire le risque d'erreurs médicamenteuses en salle d'opération.

L'ensemble SANDEL Correct Medication Labeling System offre un moyen facile de se conformer aux lignes directrices de la Joint Commission et de l'Association of periOperative Registered Nurses (AORN) en matière de sécurité des médicaments. Comprendant des étiquettes préimprimées, un système de codage par couleurs qui permet d'apparier les contenants de médicaments aux seringues correspondantes, un marqueur TIME OUT® et des zones d'échantillons Correct Specimen Zone™, l'ensemble Correct Medication Labeling System contient tout ce qu'il faut pour étiqueter les médicaments sur le champ stérile.

Des trousse sont offertes pour une utilisation dans les domaines suivantes : salles d'opération, laboratoire de cathétérisme, prise en charge de la douleur, radiologie interventionnelle, soins ophtalmiques, travail et accouchement, et centres de chirurgie. Les articles des trousse sont également vendus séparément.

ÉTIQUETTES DE MÉDICAMENTS

- Deux ensembles d'étiquettes préimprimées
- Étiquettes résistantes à l'humidité et aux bavures
- Ne se déchireront pas et ne décolleront pas lorsqu'elles sont submergées dans un liquide

LANGUETTES D'IDENTIFICATION COLORÉES AVEC BANDELETTE D'IDENTIFICATION DE LA SERINGUE



- Système de codage par couleurs exclusif qui augmente la visibilité des étiquettes et permet d'apparier chaque godet de médicament par couleur à sa seringue correspondante
- Les languettes adhèrent à n'importe quelle surface, mais ne laissent aucun résidu
- Chaque languette est dotée d'une bandelette d'identification de seringue détachable assortie pour faciliter l'identification

MARQUEURS

- Une variété de marqueurs cutanés et de marqueurs permanents
- Corps triangulaire « anti-roulement »

ZONE D'ÉCHANTILLONS

- Aide à organiser et à étiqueter les échantillons sur le champ stérile
- Feuille non tissée perforée
- Prénumérotée
- Endos à l'épreuve des liquides qui aide à garder l'échantillon humide sur le champ stérile



SANDEL® Anticipez l'imprévu

Mis au point en collaboration avec des professionnels cliniques, les produits SANDEL sont conçus pour offrir des solutions aux secteurs clés à risque élevé dans le milieu des soins de santé. Nos produits orange vif distinctifs aident à réduire le risque de blessures, d'erreurs et d'infections évitables. Les produits SANDEL permettent aux soignants de faire leur travail en toute sécurité tout en améliorant les résultats pour les patients.

SANDEL® CORRECT MEDICATION LABELING SYSTEM

PROTECTION CONTRE LES ÉVÉNEMENTS QUI NE DEVRAIENT JAMAIS ARRIVER

NO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE	QTÉ PAR CAISSE
3300	Correct Medication Labeling System – Centres de chirurgie	(2) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (1) feuille de 16 étiquettes préimprimées conçues pour les centres de chirurgie, (1) zone d'échantillons (4 unités) (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3300-1	Correct Medication Labeling System – Usage général	(2) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (1) feuille de 16 étiquettes préimprimées avec espaces désignés pour le nom et la concentration du médicament. Conçu pour un usage général (stérile)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3301	Correct Medication Labeling System – Laboratoires de cathétérisme	(4) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (2) feuilles de 16 étiquettes préimprimées conçues pour les laboratoires de cathétérisme (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3302	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(4) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (2) feuilles de 24 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération, (2) contenants moyens, (1) zone d'échantillons (4 unités) (stériles)	25/boîte 2 boîtes/caisse	50
3303-P	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(4) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (2) feuilles de 24 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération, (1) zone d'échantillons (4 unités) (stériles)	50/boîte 2 boîtes/caisse	100
3304	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(4) languettes, (2) feuilles de 24 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération, (1) zone d'échantillon (4 unités) (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3305	Correct Medication Labeling System – Languettes seulement	(4) languettes (une de chaque couleur : orange, rouge, jaune, bleu) (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3310-P	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(2) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (2) feuilles de 24 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération, (1) zone d'échantillons (4 unités) (stériles)	50/boîte 2 boîtes/caisse	100
3311	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(2) languettes, (1) petit marqueur permanent, (2) feuilles de 16 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération (stériles)	100/boîte 1 boîte/caisse	100
3312	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(2) languettes, (2) feuilles de 24 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération, (1) zone d'échantillons (4 unités) (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3330-P	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(2) feuilles de 24 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération (stériles)	100/boîte 2 boîtes/caisse	200
3331-P	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(2) feuilles de 16 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération (stériles)	100/boîte 2 boîtes/caisse	200
3333	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(2) feuilles de 16 étiquettes préimprimées conçues pour les salles d'opération, (1) petit marqueur permanent (stériles)	100/boîte 1 boîte/caisse	100
3334-P	Correct Medication Labeling System – Salle d'opération	(2) feuilles de 24 étiquettes préimprimées pour les salles d'opération, (1) marqueur 4-in-1, (1) zone d'échantillons (stériles)	50/boîte 2 boîtes/caisse	100
3350	Correct Medication Labeling System – Radiologie interventionnelle	(2) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (2) feuilles de 16 étiquettes préimprimées conçues pour la radiologie interventionnelle (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3360	Correct Medication Labeling System – Soins ophtalmiques	(1) languette, (1) marqueur permanent, (1) feuille de 16 étiquettes préimprimées conçues pour les soins ophtalmiques (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3370	Correct Medication Labeling System – Prise en charge de la douleur	(2) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (2) feuilles de 16 étiquettes préimprimées conçues pour la prise en charge de la douleur (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50
3390	Correct Medication Labeling System – Travail et accouchement	(2) languettes, (1) marqueur 4-in-1, (1) feuille de 16 étiquettes préimprimées conçues pour le travail et l'accouchement (stériles)	50/boîte 1 boîte/caisse	50

➔ **Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.**

Amérique du Nord
Tél. : 866-764-3327
818-534-2500
Courriel : sandel-cs@ansell.com

Amérique latine et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
Courriel : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
Courriel (Brésil) : luvass.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0)2 528 74 00
Courriel : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : +603 8310 6688
Courriel : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : +61 3 9270 7270
Courriel : protection@ap.ansell.com