

**SANDEL®**

TRIP-NO-MORE™


REF 2309 2359 2369

**Ansell**

- |                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (EN) TRIP-NO-MORE™ (ROLL)                               | (NO) TRIP-NO-MORE™ (RULL)       |
| (FR) TRIP-NO-MORE™ (ROULEAU)                            | (DA) TRIP-NO-MORE™ (RULLE)      |
| (DE) TRIP-NO-MORE™ (ROLLE)                              | (SV) TRIP-NO-MORE™ (RULLA)      |
| (NL) TRIP-NO-MORE™ SIGNAALSTRIP VOOR BEDRADING (OP ROL) | (FI) TRIP-NO-MORE™ (RULLA)      |
| (IT) TRIP-NO-MORE™ (ROTOLO)                             | (PL) MATA TRIP-NO-MORE™ (ROLKA) |
| (ES) ROLLO DE BANDA ADHESIVA TRIP-NO-MORE™              | (CS) TRIP-NO-MORE™ (ROLE)       |
| (PT) TRIP-NO-MORE™ (ROLO)                               | (AR) TRIP-NO-MORE™ (رول)        |
|                                                         | (TR) TRIP-NO-MORE™ (RULO)       |

**(EN) INSTRUCTIONS FOR USE**

- PULL TO DESIRED LENGTH AND CUT.
- PEEL PAPER BACKING.
- ADHERE SECURELY OVER CORDS AND WIRES.
- TO REMOVE, PULL UP FROM EITHER END OF MAT.

**(FR) MODE D'EMPLOI**

- DÉROULEZ JUSQU'À OBTENTION DE LA LONGUEUR DÉSIRÉE ET COUPEZ.
- ÔTEZ LE PAPIER PROTECTEUR.
- COLLEZ SUR LES CÂBLES ET LES FILS.
- POUR RETIRER LA BANDE, TIREZ SUR L'UNE DES EXTRÉMITÉS.

**(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG**

- GEWÜNSCHTE LÄNGE HERAUSZIEHEN UND ABSCHNEIDEN.
- SCHUTZFOLIE ABZIEHEN.
- KABEL UND LEITUNGEN SICHER FIXIEREN.
- ZUM ENTFERNEN DIE FOLIE VON EINEM ENDE HER ABZIEHEN.

**(NL) GEBRUIKSAANWIJZING**

- TREK DE GEWENSTE LENGTE UIT EN KNIP AF.
- VERWIJDER BESCHERMFOLIE.
- KLEEF DE STRIP STEVIG OVER KABELS EN DRADEN.
- OM TE VERWIJDEREN, GEWOON AAN EEN UITEINDE LOSTREKKEN.

**(IT) ISTRUZIONI PER L'USO**

- TIRARE ALLA LUNGHEZZA DESIDERATA E TAGLIARE.
- RIMUOVERE LA COPERTURA DI CARTA.
- APPLICARE FERMAMENTE SOPRA FILI E CAVI.
- PER RIMUOVERE, SOLLEVARE UNA DELLE ESTREMITÀ DEL TAPPETINO.

**(ES) INSTRUCCIONES DE USO**

- TIRE DEL EXTREMO HASTA OBTENER LA LONGITUD DESEADA Y CORTE LA BANDA.
- RETIRE LA PROTECCIÓN DE PAPEL.
- PEGUE BIEN LA BANDA SOBRE LOS CABLES Y ALAMBRES.
- PARA RETIRAR LA BANDA, TIRE DE CUALQUIER EXTREMO DE LA MISMA.

**(PT) INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- PUXAR ATÉ AO COMPRIMENTO DESEJADO E CORTAR.
- REMOVER O REVESTIMENTO DE PAPEL.
- ADERIR FIRMEMENTE AOS CABOS E FIOS.
- PARA REMOVER, PUXAR POR QUALQUER UMA DAS EXTREMIDADES DO TAPETE.

**(NO) BRUKSANVISNING**

- TREKK UT ØNSKET LENGDE OG KUTT AV.
- FJERN BESKYTTELSESPAPIRET.
- PRESS MATTEN PÅ Plass OVER KABLER OG LEDNINGER.
- TREKK OPPOVER FOR Å FJERNE MATTEN.

**(DA) BRUGSANVISNING**

- TRÆK DEN ØNSKEDE LÆNGDE UD, OG KLIP DEN AF.
- TRÆK PAPIRET AF.
- SÆT MÅTTEN SIKKERT FAST OVEN PÅ KABLER OG LEDNINGER.
- TRÆK I EN AF ENDERNE FOR AT FJERNE MÅTTEN.

**(SV) BRUKSANVISNING**

- DRA UT TILL ÖNSKAD LÄNGD OCH KLIPP AV.
- DRA AV SKYDDSPAPPERET.
- LIMMA FAST SNUBBELSKYDDSMATTAN ÖVER SNODDAR OCH KABLAR.
- TA BORT SNUBBELSKYDDSMATTAN GENOM ATT DRA I ENA ÄNDEN AV MATTAN.

**(FI) KÄYTTÖOHJEET**

- VEDÄ HALUTTU PITUUS JA LEIKKAA.
- KUORI TAUSTAPAPERI.
- KIINNITÄ HUOLELLISESTI JOHTOJEN JA LANKOJEN YLI.
- POISTA VETÄMÄLLÄ MATON JOMMASTAKUMMASTA PÄÄSTÄ.

**(PL) WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA**

- WYSUŃ NA ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ I ODETNIJ.
- ZDEJMIJ PAPIEROWĄ TAŚMĘ.
- PRZYMOCUJ PEWNIJE, OSŁANIAJĄC KABLE I PRZEWODY.
- ABY USUNĄĆ MATE, POCIĄGNIJ DOWOLNY JEJ KONIEC.

**(CS) NÁVOD K POUŽITÍ**

- ODVIŇTE POTŘEBNOU DÉLKU A USTŘIHNĚTE.
- SLOUPNĚTE PAPIR ZE SPODNÍ ČÁSTI.
- PEČLIVĚ NALEPTE PŘES KABELY A ŠŇURY.
- PRO ODSTRANĚNÍ ZATÁHNĚTE ZA LIBOVOLNÝ ROH.

إرشادات الاستخدام (AR)

- 1) اسحب حتى الوصول إلى الطول المطلوب ثم أقطع.
- 2) أنزع الورقة الخلفية المغلفة.
- 3) ألصق بأمان فوق الخيوط والأسلاك.
- 4) للإزالة، اسحب من أي طرف نهائي للغطاء.

(TR) KULLANIM TALİMATLARI

- 1) İSTENİLEN UZUNLUKTA ÇEKİP KESİN.
- 2) KAĞIT ARKALIĞI SIYIRIP ÇIKARIN.
- 3) KABLO VE TELLERİN ÜZERİNE SIKICA YAPIŞTIRIN.
- 4) ÇIKARTMAK İÇİN MATIN HERHANGİ BİR UCUNDAN ÇEKİN.

 Manufactured for:  
Ansell Sandel Medical Solutions LLC  
9301 Oakdale Avenue, Suite 300  
Chatsworth, CA 91311 - USA  
818-534-2500  
www.ansell.com/sandel

Ansell Healthcare Europe N.V.  
Bld Internationaaleaan 55  
1070 Brussels BELGIUM

Ansell Ltd  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Victoria, 3121  
Australia



Do not  
Reuse

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.  
© 2018 Ansell Limited. All rights reserved.