

# SANDEL® ALÈSE DE TRANSFERT DE PATIENT Z-SLIDER™

OPTIMISATION DE L'ERGONOMIE ET PERSONNEL ET LES PATIENTS

## L'alèse de transfert de patient jetable la plus vendue

L'alèse de transfert de patient jetable Z-Slider™ aide à prévenir les blessures au dos invalidantes qui peuvent se produire lors du levage, du transfert et du repositionnement des patients. L'alèse Z-Slider™ est placée sous le drap et sert à réduire la friction pendant le déplacement du patient.

L'utilisation de l'alèse Z-Slider™ est conforme aux recommandations de l'OSHA et de l'AORN en matière de manipulation sécuritaire des patients, ainsi qu'aux lois « zéro soulèvement » en vigueur dans de nombreux états<sup>1,2</sup>.


Pour améliorer la conformité du personnel, Ansell offre plusieurs types de distributeurs au point de service.



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- NOUVEAU! Maintenant offerte en taille Très grand (TG) pour s'adapter aux personnes de grande taille et aux patients bariatriques
- Réduit le risque de tensions physiques au dos, aux épaules, au cou et aux bras causées par le déplacement des patients
- Alèse jetable pour aider à prévenir la contamination croisée
- Aucune limite de poids
- Économique
- Facile à utiliser – les instructions sont imprimées sur le produit
- Recyclable (PEBD 4)
- Taille standard : 33 po x 39 po

Taille TG : 45 po x 53 po



## SANDEL® Anticipez l'imprévu

Mis au point en collaboration avec des professionnels cliniques, les produits SANDEL sont conçus pour offrir des solutions aux secteurs clés à risque élevé dans le milieu des soins de santé. Nos produits orange vif distinctifs aident à réduire le risque de blessures, d'erreurs et d'infections évitables. Les produits SANDEL permettent aux soignants de faire leur travail en toute sécurité tout en améliorant les résultats pour les patients.

<sup>1</sup> Hospital eTool: HealthCare Wide Hazards Module: Ergonomics, U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration (OSHA), [www.osha.gov](http://www.osha.gov)

<sup>2</sup> Pocket Reference Guide: Safe Patient Handling and Movement in the Perioperative Setting, AORN Toolkit. Association of periOperative Nurses. 2014

# SANDEL® ALÈSE DE TRANSFERT DE PATIENT Z-SLIDER™

OPTIMISATION DE L'ERGONOMIE ET PERSONNEL ET LES PATIENTS

NO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE	QTÉ PAR CAISSE
2101	Emballage unique Z-Slider™	Alèse de transfert de patient, emballée individuellement, 33 po x 39 po (non stérile)	24/boîte, 2 boîtes/caisse	48
2151	Emballage unique Z-Slider™ (taille TG)	Alèse de transfert de patient, emballée individuellement, 45 po x 53 po (non stérile)	12/boîte, 2 boîtes/caisse	24
2101-H	Support mural transparent pour point de service	Distributeur mural transparent pour point de service à utiliser avec les emballages uniques Z-Slider™ et Z-Slider™ (taille TG)	4/caisse	4
2102	Alèse Z-Slider™ - Rouleau	Alèse de transfert de patient dans un distributeur en rouleau, 39 po x 33 po (non stérile)	30/boîte, 2 boîtes/caisse	60
2103	Distributeur mural Z-Slider™ (grand)	Recharge d'alèses de transfert de patient pour grand support mural (alèse de transfert de patient, 33 po x 39 po, non stérile)	15/boîte, 4 boîtes/caisse	60
2103-H	Support mural transparent pour point de service	Support mural transparent pour point de service pour la boîte distributrice 2103 (12 po x 20,5 po)	5/caisse	5
2104	Distributeur mural Z-Slider™ (petit)	Recharge d'alèses de transfert de patient pour petit support mural transparent (alèse de transfert de patient, 33 po x 39 po, non stérile)	10/boîte, 6 boîtes/caisse	60
2104-H	Support mural transparent pour point de service	Support mural transparent pour point de service pour la boîte distributrice 2104 (11,5 po x 11 po)	5/caisse	5



**2101**

Emballage unique Z-Slider™, emballé individuellement



**2151**

Ensemble unique Z-Slider™ (TG), emballé individuellement



**2101-H**

Support mural transparent d'emballages uniques Z-Slider™ pour point de service




**2102**

Rouleau d'alèses Z-Slider™



**2103**

Recharge Z-Slider™ pour grand support mural transparent pour point de service



**2103-H**

Grand support mural transparent pour point de service Z-Slider™



**2104**

Recharge d'alèses Z-Slider™ pour petit support mural transparent pour point de service



**2104-H**

Petit support mural transparent pour point de service Z-Slider™

➔ **Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.**

**Amérique du Nord**  
Tél. : 866-764-3327  
818-534-2500  
Courriel : sandel-cs@ansell.com

**Amérique latine et Caraïbes**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
Courriel : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
Courriel (Brésil) : luvax.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0)2 528 74 00  
Courriel : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : +603 8310 6688  
Courriel : apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : +61 3 9270 7270  
Courriel : protection@ap.ansell.com