




S-BPBP-1
Stylo bille irradié pour salle blanche

Stylo bille irradié pour salle blanche

Les stylos bille irradiés pour salle blanche BioClean Permaflow déposent une encre indélébile résistante à la lumière et à l'eau, permettent un étiquetage résistant à l'alcool qui facilite le nettoyage dans les environnements critiques et sont compatibles avec la classe 4 ISO et les BPF UE de grade A.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Étiquette résistante à l'alcool
- Traitement garantissant la compatibilité avec les salles blanches de classe 4 ISO et les BPF UE de grade A
- Encre noire ou bleue indélébile
- Résistance à la lumière et à l'eau
- Séchage rapide
- Non toxique



Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire et recherche
- Production et fabrication



S-BPBP-1

Stylo bille irradié pour salle blanche

FICHE TECHNIQUE

	Informations produit
Matériau	Polypropylène + Polycarbonate
Couleur	Noir, Bleu
QMS contrôle/Normes de fabrication	ISO 9001:2015
Affaires réglementaires	ISO 12757-2
Conditionnement	Un stylo par sachet en PE ; 3 stylos par sac protecteur scellé en PE ; 100 sacs protecteurs par carton doublé ; 1 carton doublé par carton d'expédition (300 stylos).
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma
Dose minimale pour la stérilisation	25kGy
Cleanroom de Salle Blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée limite de stockage	Cinq ans à compter de la date de fabrication.



S-BPBP-1

Stylo bille irradié pour salle blanche

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

