

GAMMEX™ Latex Micro

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux en latex, non poudrés, offrant une sensibilité tactile et une dextérité exceptionnelles

- **Dextérité et sensibilité tactile accrues** : 15 % plus fins que les gants chirurgicaux en latex standard d'Ansell pour plus grande finesse chirurgicale. Ces gants GAMMEX™ stériles offrent une précision exceptionnelle lors des interventions délicates.
- **Confort ergonomique élevé** : Les formeurs de gants anatomiques uniques d'Ansell offrent des gants chirurgicaux conçus pour un confort et de mouvement pour réduire la fatigue des mains.
- **Enfilage et défilage sans effort** : Un revêtement interne unique, rendu possible par la technologie d'aide à l'habillage d'Ansell, facilite l'habillage et le déshabillage dans des conditions de mains sèches ou humides, qu'il s'agisse du premier habillage ou de procédures intra-opératoires.



MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Recommandé pour

- Prévention de la fatigue des yeux
- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations délicates ophtalmologiques, cardiovasculaires et de microchirurgie
- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Enfilage sur mains humides

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX™ Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX™ sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX™ Latex Micro

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Marron
Épaisseur	Micro
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe ou sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	3 years
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Di-n-butylthiocarbamate de sodium (SDBC), Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), 2-mercaptobenzothiazole de zinc (ZMBT)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330052055	330052060	330052065	330052070	330052075	330052080	330052085	330052090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvass.medicass@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com