

Steriele overall met kraag, kap, overlaarzen en geïntegreerd gezichtsmasker

- **Extra functies:** De BioClean-D steriele set S-BDKM heeft een wegwerpoverall, overschoenen met een antislipzool, een capuchon en een geïntegreerd gezichtsmasker voor persoonlijke bescherming van top tot teen.
- **Geoptimaliseerde verpakking:** Alle kledingstukken worden in één verpakking aangeboden, waardoor ze gemakkelijker te hanteren zijn en er minder verpakkingsafval is
- **Verbeterde pasvorm:** De BioClean™ overall in deze kit is ontworpen met een ritssluiting aan de voorkant, elastiek op de rug, manchetten en enkels voor een comfortabele pasvorm, terwijl duimlussen zorgen voor een stevige grip
- **Minder risico op besmetting:** Deze steriele overall is gemaakt van CleanTough™ materiaal, dat zowel licht als niet pluist, en is daarom ideaal voor gebruik in cleanrooms.



Key Features and Benefits

- **Kap met geïntegreerd gezichtsmasker:** Extra product- en persoonlijke bescherming
- **Eén kit voor alle kledingstukken:** Minder verpakkingsafval
- **Slipbestendige zool:** Minder risico op verwondingen op de werkplek

Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Laboratorium en onderzoek
- Productie en productie





BioClean-D™ steriele kit S-BDKM

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaal	CleanTough™
Kleur	Wit
Certificaten	ISO 9001
Normen	CE 0598, EN 1149-5:2018, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Categorie III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, UKCA
Overzicht verpakkingen	S - 2XL: één capuchon met geïntegreerd gezichtsmasker, één overall met kraag en één paar overschoenen per verzegelde binnenzak; één binnenzak per verzegelde PE-buitenzak; 15 buitenzakken (sets) per doos 3XL en hoger: Eén kap met geïntegreerd gezichtsmasker, één overall met kraag en één paar overschoenen per verzegelde binnenzak; één binnenzak per verzegelde PE-buitenzak; 12 buitenzakken (kits) per doosAlle maten onderhevig aan MOQ (Minimum Order Quantity) en verlengde levertijd. *Duurzamere verpakking: Verpakt in recyclebare plastic verpakking en geleverd in gerecycled kartonnen verzenddozen. Binnen- en buitenzakken en voering zijn gemaakt van folie op basis van polyethyleen (PE). Controleer altijd uw lokale recyclestatus, want het is mogelijk dat deze materialen op uw locatie niet geschikt zijn voor recycling.
Land van oorsprong	Maleisië
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Sterilisatie Minimale dosis	25kGy
Verzekerd steriliteitsniveau	10 ⁻⁶
Cleanroom-klasse	ISO-klasse 4 & EU GMP graad A
Houdbaarheidstermijn	Drie (3) jaar na de productiedatum. Bewaren op een droge, koele plaats (<40°C) buiten bereik van direct zonlicht en fluorescerend licht.
Constructie	Hood Elasticated face opening, reinforced edges with incorporated facemask Coverall Zip front with flap cover. Thumb loops on wrist Elasticated back, cuffs and ankles Overboots Elasticated top with secure ties and slip-resistant soles

RESULTAAT TEST VOOR DEELTJESVERLIES

TEST	RESULTAAT
Deeltjesverlies (trommeltest van Helmke)	<0,5Qm (telling/cm ²) <2000

RESULTATEN ASTM F739-12-TESTMETHODE

GENEESMIDDEL	Gemiddelde doorbraaktijd, minuten
CISPLATINE	>240
CARMUSTINE	<6
CYCLOFOSFAMIDE	217 (275, 162, 215)
DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE	>240
5-FLUORO-URACIL	>240
METHOTREXAAT	>240
ETOPOSIDE	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28, 30, 33)

Resultaten verkregen onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden door een extern erkend laboratorium. *Voor Bioclean D en Bioclean 2000 hebben de chemische permeatieresultaten alleen betrekking op de prestaties van de stof ter referentie. Naden en sluitingen kunnen een lagere doorbraaktijd hebben. We raden aan om kleding met gesealde naden, zoals Bioclean-C, over de overall te dragen voor extra bescherming tegen het hanteren van chemotherapiemedicijnen.

MAATTABEL

S-BDKM-S; Maat: S, Borst: 84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")
 S-BDKM-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height: 170-176cm (5'6"-5'9")
 S-BDKM-L; Size: L, Chest: 100-108cm (39"-42"), Height: 176-182cm (5'9"-6'0")
 S-BDKM-XL; Size: XL, Chest: 108-116cm (42"-45"), Height: 182-188cm (6'0"-6'2")
 S-BDKM-2XL; Size: 2XL, Chest: 116-124cm (45"-48"), Height: 188-194cm (6'2"-6'4")
 S-BDKM-3XL; Size: 3XL, Chest: 124-132cm (48"-51"), Height: 194-200cm (6'4"-6'6")
 S-BDKM-4XL; Size: 4XL, Chest: 132-140cm (51"-54"), Height: 200-206cm (6'6"-6'8")



BioClean-D™ steriele kit S-BDKM

RESULTATEN MATERIAALPRESTATIETEST

TEST	RESULTAAT	PRESTATIEKLASSE	PERFORMANCE STANDARD
Schuurweerstand	>10 cycles	1	EN 12947-2
Weerstand tegen buigen en scheuren	>50,000 cycles	6	EN ISO 7854
Perforatieweerstand	>5 N	1	ISO 13996
Trapezoidale scheursterkte in de dwarsrichting	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Trapezoidale scheursterkte in de lengterichting	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Treksterkte in dwarsrichting	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Treksterkte in de lengterichting	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Vloeistofafstotend - 30% H₂SO₄	>90%	3	ISO 6530
Vloeistofafstotend - 10% NaOH	>90%	3	ISO 6530
Vloeistofafstotend - O-xyleen	>80%	2	ISO 6530
Vloeistofafstotend - Butaan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Vloeistofpenetratie - 30% H₂SO₄	<1%	3	ISO 6530
Vloeistofpenetratie - 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
Vloeistofpenetratie - O-xyleen	<1%	3	ISO 6530
Vloeistofpenetratie - Butaan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Inlekken van aerosol met fijne deeltjes¹	PASS	n.v.t.	EN ISO 13982-2
Penetratieweerstand m.b.v. spray (Spraytest)¹	PASS	n.v.t.	EN ISO 17491-4
Naadsterkte²	>50 N	2	ISO 13935-2
Halveringstijd van elektrostatische ladingen, t₅₀(sec.)	PASS	n.v.t.	EN1149-3

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.
2. Seam not destroyed., 3. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5

BESTELINFORMATIE

	MAAT	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit
S-BDKM	NABESTELNR.	S, M, L, XL, 2XL	3XL, 4XL

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Raadpleeg het productvalidatiepakket of neem contact op met de klantenservice van Ansell voor specifieke gegevens over het gebruik van kleding als bescherming tegen cytotoxische geneesmiddelen. Kleding voor bescherming tegen dergelijke geneesmiddelen moeten specifiek geselecteerd worden voor het soort chemicaliën dat wordt gebruikt.

