



BioClean-C™ Tablier avec manches BCAS

Tablier de protection léger et non stérile, protégeant contre divers médicaments de chimiothérapie

- **Protection assurée :** Le tablier BioClean-C™ avec manches BCAS est testé selon la norme de perméation ASTM F739-12, assurant une protection personnelle contre divers médicaments de chimiothérapie.
- **Réduction du poids et des risques de contamination :** Grâce à son matériau CleanTough™, ce tablier de sécurité est léger et reste peu pelucheux, réduisant ainsi les risques de contamination
- **Résistance accrue :** Doté d'une bande de protection et collé par ultrasons, ce tablier de travail résistant aux médicaments cytotoxiques est également robuste et fiable.
- **Amélioration de l'ajustement et du réglage :** Doté d'une fermeture réglable au niveau du cou et de rubans d'attache à l'arrière, ce tablier résistant aux produits chimiques permet aux porteurs de trouver un ajustement confortable et cohérent.



Key Features and Benefits

- **Norme de perméation ASTM F739-12 :** Protection contre les médicaments cytotoxiques
- **Matériau CleanTough™ :** Faible peluchage, légèreté, réduction de la contamination
- **Coutures collées par ultrasons :** résistance et protection accrues

Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques
- Production et Fabrication
- Laboratoire et Recherche

WWW.ANSELL.COM



Ansell



BioClean-C™ Tablier avec manches BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Couleur	Bleu
Normes de vérification	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normes	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Catégorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Présentation de l'emballage	One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 40 outer bags per lined carton (40 pieces). More sustainable packaging: Packed in recyclable plastic packaging and delivered in recycled cardboard shipper cases. Inner and outer bags and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
Classe de salle blanche	ISO de classe 4
Durée de conservation	5 years
Construction	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
Caractéristiques	Faible coefficient de perte de particules

PARTICULES AÉROPORTÉES – RÉSULTAT DE TEST

ESSAI	RÉSULTAT	CLASSE (IEST-RP-CC003.3)
Particules aéroportées (test du tambour de Helmke)	â‰¥ 0.5ÅQm (comptes/min) <1700	Catégorie I

MÉTHODE D'ESSAI ASTM F739-12, RÉSULTATS

MÉDICAMENT	Temps de passage moyen (MBT), minutes Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm2 /min
CISPLATINE	>480
CARMUSTINE	>480
CYCLOPHOSPHAMIDE	>480
DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE	>480
5-FLUOROURACILE	>480
MÉTHOTREXATE	>480
ÉTOPOSIDE	>480
PACLITAXEL	>480
THIOTÉPA	>456

Résultats obtenus dans des conditions de laboratoire contrôlées, par un laboratoire d'essai externe agréé. *Pour Bioclean D et Bioclean 2000, les résultats de perméation chimique se rapportent à la performance du tissu à titre de référence uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent avoir des temps de passage plus courts. Nous recommandons le port de vêtements à coutures scellées, tels que Bioclean-C, par-dessus la combinaison pour une protection supplémentaire contre la manipulation de médicaments de chimiothérapie.

TABLEAU DES TAILLES

BCAS-S : Taille : S, Poitrine : 84-92cm (33"-36"), Taille:164-170cm (5'4"-5'6")
BCAS-M : Taille : M, Poitrine : 92-100cm (36"-39"), Taille:170-176cm (5'6"-5'9")
BCAS-L : Taille : L, Poitrine:100-108cm (39"-42"), Taille:176-182cm (5'9"-6'0")
BCAS-XL : Taille : XL, Poitrine:108-116cm (42"-45"), Taille : 182-188cm (6'0"-6'2")



BioClean-C™ Tablier avec manches BCAS

RÉSULTATS AUX ESSAIS DE PERFORMANCE DU MATÉRIAU

ESSAI	RÉSULTAT	CLASSE DE PERFORMANCE	PERFORMANCE STANDARD
Résistance à l'abrasion	>10 cycles	1	EN 12947-2
Résistance à la perforation	>5 N	1	ISO 13996
Résistance à la déchirure trapézoïdale (sens travers)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Résistance à la déchirure trapézoïdale (sens machine)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Résistance à la traction (sens travers)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Résistance à la traction (sens machine)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Déperleance aux liquides – 30 % H₂O₄	>90%	3	ISO 6530
Déperleance aux liquides – 10 % NaOH	>90%	3	ISO 6530
Déperleance aux liquides – Oxyène	>90%	2	ISO 6530
Déperleance aux liquides – Butanol	>90%	3	ISO 6530
Pénétration par des liquides – 30 % H₂O₄	<1%	3	ISO 6530
Pénétration par des liquides – 10 % NaOH	<1%	3	ISO 6530
Pénétration par des liquides – Oxyène	<1%	3	ISO 6530
Pénétration par liquide – Butanol	<1%	3	ISO 6530
Résistance des coutures ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

INFORMATION DE COMMANDE

	TAILLE	Tablier BioClean-C de protection contre les agents chimiothérapeutiques avec manches
BCAS	NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Téléc. : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité aux règlements

CE 0598



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Veuillez consulter la trousse de validation des produits ou communiquer avec le service à la clientèle d'Ansell pour obtenir des données précises quant à l'utilisation des vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements de protection contre de tels médicaments doivent être choisis spécifiquement selon le type de produits chimiques utilisés.

