

Protecteur de surface stérile

Le tapis de préparation de médicaments chimiothérapeutiques BioClean™ S-BCPM rehausse la sécurité lors du travail à la paillasse pour les techniciens, le personnel infirmier et les pharmaciens qui manipulent ou administrent des agents chimiothérapeutiques. Il s'agit d'un protecteur de surface très absorbant à trois couches : deux couches de polyéthylène avec une couche centrale de papier formé par voie sèche. La couche supérieure permet une répartition uniforme du liquide, celle du centre détermine les propriétés d'absorption et celle du dessous protège contre les fuites.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

Fabrication à 3 couches sans latex
Couche supérieure à mailles pour une répartition uniforme
Couche centrale à absorption élevée
Couche inférieure imperméable

Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques
- Laboratoire et Recherche
- Production et Fabrication



FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Couleur	Bleu
Fabrication/Normes de vérification SMQ	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Affaires réglementaires	ISO 9001:2008
Emballage	S-BCPM4025B : Une unité par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur par deuxième sac en polyéthylène; 50 doubles sacs par sac extérieur scellé en polyéthylène; quatre sacs extérieurs par boîte doublée (200 pièces) S-BCPM5640B : Une unité par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur par deuxième sac en polyéthylène; 25 doubles sacs par sac extérieur scellé en polyéthylène; quatre sacs extérieurs par boîte doublée (100 unités)
Pays d'origine	États-Unis
Tailles disponibles	40cm x 25cm, 56cm x 40cm
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale de stérilisation	25kGy
Niveau d'assurance de stérilité	10 ⁻⁶
Classe de Salle Blanche	Classe 100/ISO Classe 5 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée de conservation	Three (3) years from date of manufacture.



S-BCPM

Protecteur de surface stérile

INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	40cm x 25cm	56cm x 40cm
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	S-BCPM-4025B	S-BCPM-5640B

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Téléc. : +44 1638 668890

Technologie



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

