

ENCORE™ Atténuation du rayonnement

GANTS MÉDICAUX SPÉCIAUX

Gants stériles en latex, non poudrés, protégeant les mains de l'exposition aux rayonnements diffus.

- **Réduction de l'exposition à la dose de peau** : Ces gants stériles en latex, sans poudre, agissent comme un bouclier protecteur lors des procédures de fluoroscopie, contribuant à réduire l'exposition de la peau aux rayonnements diffus jusqu'à 53,7 % (par rapport à une réduction de 1 % en cas de port de gants chirurgicaux standard)**.
- **Confort et sensibilité tactile assurés** : Les gants ENCORE® Radiation Attenuation présentent des niveaux d'épaisseur idéaux, protégeant les utilisateurs de l'exposition aux rayonnements diffus sans compromettre leur sensibilité tactile, leur forme et leur confort.
- **Prise en main sûre** : ces gants d'atténuation des rayonnements de couleur kaki présentent également une finition externe microtexturée, assurant un excellent contrôle et une bonne manipulation des instruments médicaux.
- **Sécurité sans plomb** : La formulation unique du latex sans plomb d'Ansell utilise de l'oxyde de bismuth et élimine les risques liés à l'utilisation du plomb.



**Wagner LK, Mulhern OR. « Radiation-attenuating surgical gloves: effects of scatter and secondary electron production », Radiologie. 1996;200(1):45-48

IMPORTANT : Les gants d'atténuation des rayonnements sont classés comme un écran de protection individuelle et non comme un dispositif médical. Ils doivent être utilisés en combinaison avec des gants médicaux s'ils entrent en contact avec du sang ou d'autres fluides corporels.

ATTENTION : Ces gants d'atténuation des rayonnements sont conçus pour protéger les mains contre l'exposition aux rayonnements diffus provenant du faisceau de rayons X pendant les procédures de fluoroscopie. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des faisceaux de rayons X directs ou primaires.

La sécurité d'utilisation de ces gants par des personnes sensibilisées au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

Recommandé pour

- Toutes les chirurgies, en particulier les procédures à risque élevé en orthopédie, en traumatologie et en cardiologie



ENCORE^{MD}
Pour travailler en toute confiance

Conçu pour offrir des solutions et un niveau de confiance optimums aux chirurgiens, personnel infirmier de salle d'opération et techniciens en chirurgie qui recherchent à la fois protection et dextérité, confort et prise sûre pour leur permettre de travailler au meilleur de leurs capacités.

- Applications cliniques à risque élevé
- Protège les mains du rayonnement diffusé lors des interventions guidées par imagerie (fluoroscopies)



ENCORE™ Atténuation du rayonnement

GANTS MÉDICAUX SPÉCIAUX

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel avec oxyde de bismuth
Teneur en poudre	Non poudrée
Couleur	Kaki
Épaisseur	Standard
Poignet	Droite (ou droit)
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-texturée
Surface interne du gant	Enduction polymère
Prévention des allergies	Aucun
Niveau de prise	Modéré
Recommandation relative au double gantage	Sous-gant
Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques	Non, produit non testé en vertu de la norme ASTM D6978
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,0
Stérile	Oui
Normes de produits	ASTM F2547
Normes en matière de qualité et d'environnement	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	5 paires par boîte
Durée de conservation	4 ans
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Informations exclusives - Non disponibles

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code de produit	20873065	20873070	20873075	20873080	20873085	20873090

Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.

Amérique du Nord
Tél. (É.-U.) : 1 800 952-9916
Tél. (Canada) : 1 844 494-7854
Courriel : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (É.-U.) : 866 764 3327
Sandel Courriel : sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52 442 296 20 50
Courriel : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
Courriel : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Courriel : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : +603 8310 6688
Courriel : apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
Courriel : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : +61 3 9270 7270
Courriel : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
Courriel : infochina@ansell.com

ansell.com

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement).
© Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

