



Excell BEXS

符合10级 (ISO 4) 环境的无菌丁腈洁净室手套

无加速器无菌丁腈手套，为用户提供更好的防护

- 降低过敏风险: BioClean™ Excell BEXS 无菌丁腈手套不含粉末、乳胶和化学促进剂, 可消除 I 型乳胶和 IV 型化学过敏症和敏感性
- 清洁处理: 这款手套经过去离子洗涤, 以减少表面微粒、离子萃取物和非挥发性残留物
- 更可持续的包装: 采用可回收*的塑料包装, 并使用可回收的纸板运输箱运送
- 降低污染风险: 非颗粒包装降低了洁净室环境中潜在的污染物危害

*请务必检查您当地的可回收情况, 因为这些材料在您当地可能不适合回收



关键特征和优势

- 耐化学性: 抵御化学品和化疗药物的侵害
- 符合人体工学的手部设计: 提高灵巧性, 便于熟练操作
- 伽马辐照灭菌: 无菌保证水平 (SAL) 为 10^{-6}

行业

- 无菌处理部门
- 生物技术制造业
- 受控和关键环境
- 实验室研究与开发
- 医疗器械制造业
- 制药业



Excell BEXS

符合10级 (ISO 4) 环境的无菌丁腈洁净室手套

技术数据表

产品信息	
材料	丁腈
颜色	白色
形状	贴合手型
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
监管	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, III类, UKCA
包装	每个钱夹式PE内包装袋1副; 每个密封EasyTear PE小包装袋1个钱夹式包装袋; 每个密封PE外包装袋10个小包装袋; 每个内衬纸箱20个外包装袋(200副)
存储	避免阳光直射; 存放在干燥处, 并保持原包装。远离臭氧源。如果按照说明正确存放产品, 它们不会失去性能或明显改变特性。如果产品可能受到老化或储存的影响, 包装材料上会注明有效期。
原产国	马来西亚
可选尺寸	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
外层手套表面	手指和手掌纹理
Internal Glove Surface	氯化
灭菌方法	伽马辐照(25 kGy)
灭菌最小剂量	25kGy
无菌保证水平	10 ⁻⁶
无尘室兼容性	10级/ISO 4级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室
保质期	自生产之日起五(5)年
经测试可用于化疗药物	是
蛋白质水平	不适用: 不含天然胶乳
抗静电性	是



Excell BEXS

符合10级 (ISO 4) 环境的无菌丁腈洁净室手套

物理性质								测试方法
尺码	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	
长度(毫米/英寸)	300/12							EN ISO 21420
手掌宽度 (mm/in)	77毫米	83毫米	89毫米	95毫米	102毫米	108/4.2	115/4.5	
无孔洞	1.5 AQL 性能等级为2级							EN 374-2
典型粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (计数/平方厘米)	3000							IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.14/5.51							EN 455-2
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.17/6.69							EN 455-2
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.11/4.33							EN 455-2
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	Min. 15							ASTM D412-06a
老化期间断裂强力(牛)	$\geq 9\text{ N}$							EN 455-2

离子含量

浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	典型	浓度单位 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	典型
铵盐	Available on File	硝酸盐	<0.25
溴化物	<0.01	亚硝酸盐	Available on File
钙	<0.55	磷酸盐	<0.01
氯化物	<0.35	钾	<0.10
氟化物	<0.01	钠	<0.05
锂	<0.01	硫酸盐	<0.05
镁	<0.01	锌	<0.05

订购信息

尺码	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加订购编号	BEXS-60	BEXS-65	BEXS-70	BEXS-75	BEXS-80	BEXS-85	BEXS-90

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利:www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担责任。