

无菌氯丁橡胶洁净室手套，兼具触感和舒适性

- 确保舒适性和触感: BioClean™ Fusion(无菌) S-BFAP 氯丁橡胶手套易于穿脱, 非常适合双层手套使用。其优化的厚度水平可在长时间使用时保持舒适性和触感。
- 防过敏: 由于这款呢一次性无粉手套采用不含乳胶的聚合物制成, 因此可消除 I 型乳胶过敏风险
- 增强型袖口设计: 其卷边加长袖口设计将安全贴合与额外的手臂覆盖相结合, 增强了对手部和腕部的防护
- 最大程度地降低污染风险: 采用非颗粒 EasyTear 包装, 降低了洁净室环境中的污染风险
- 注意: 请联系安思尔客户服务部门了解具体的化疗药物渗透时间和建议

关键特征和优势

- 优化的厚度: 确保舒适度和触觉灵敏度
- 无乳胶氯丁橡胶配方: 消除 I 型过敏风险
- 加长卷边袖口设计: 增强手部防护

行业

- 受控和关键环境
- 生产和制造
- 实验室和研发中心
- 无菌处理部门





Fusion S-BFAP

符合10级(ISO 4)环境标准的无菌氯丁橡胶洁净室手套

技术数据表

| | 产品信息 |
|------------------------|--|
| 材料 | 氯丁橡胶(聚氯丁二烯) |
| 颜色 | 绿色 |
| 形状 | 双手通用 |
| 袖口 | 卷边 |
| 生产/质量管理体系审核标准 | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms |
| 监管 | CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, III类, UKCA |
| 包装 | 每个钱夹式PE内包装袋1副;每个密封EasyTear PE小包装袋内有1个钱夹式包装袋;每个密封PE外包装袋内有10个小包装袋;每个加衬里纸箱内有20个外包装袋(200副) |
| 存储 | 避免阳光直射;存放在干燥处,并保持原包装。远离臭氧源。如果按照说明正确存放产品,它们不会失去性能或明显改变特性。如果产品可能受到老化或储存的影响,包装材料上会注明有效期。 |
| 原产国 | 印度尼西亚 |
| 可选尺寸 | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11) |
| 粉末含量 | 无粉 |
| 外层手套表面 | 手指纹理 |
| Internal Glove Surface | 聚合物涂层 |
| 灭菌方法 | 伽马辐照(25 kGy) |
| 灭菌最小剂量 | 25kGy |
| 无菌保证水平 | 10 ⁻⁶ |
| 无尘室兼容性 | 10级/ISO 4级和欧盟GMP A/B级以及其它灭菌洁净室 |
| 保质期 | 自生产之日起五(5)年。 |
| 经测试可用于化疗药物 | 是 |
| 蛋白质水平 | 不适用:不含天然胶乳 |
| 抗静电性 | 是 |



Fusion S-BFAP

符合10级 (ISO 4) 环境标准的无菌氯丁橡胶洁净室手套

| 物理性质 | | | | | | | 测试方法 |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 尺码 | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) | EN 420 |
| 长度(毫米/英寸) | 300/12 | | | | | | |
| 手掌宽度 (mm/in) | 76/3 | 86/3.4 | 95/3.7 | 106/4.2 | 115/4.5 | 120/4.7 | |
| 无孔洞 | 1.5 AQL | | | | | | EN 374-2 |
| 典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米) | 850 | | | | | | IENT-RP-CC005.4 |
| 最小单层手掌厚度(毫米/密耳) | 0.10 / 3.94 | | | | | | EN 455-2 |
| 最小单层手指厚度(毫米/密耳) | 0.12 / 4.72 | | | | | | EN 455-2 |
| 最小单层袖口厚度(毫米/密耳) | 0.07/2.76 | | | | | | EN 455-2 |
| 老化期间极限抗拉强度(兆帕) | Min. 14 | | | | | | ASTM D412-06a |
| 老化期间断裂强力(牛) | ≥ 6 N | | | | | | EN 455-2 |

离子含量

| 浓度单位 µg/cm ² | 典型 | 浓度单位 µg/cm ² | 典型 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 铵盐 | 0.003 | 硝酸盐 | 0.884 |
| 溴化物 | Not Detected | 亚硝酸盐 | Not Detected |
| 钙 | 0.652 | 磷酸盐 | Not Detected |
| 氯化物 | 0.194 | 钾 | 0.315 |
| 氟化物 | Not Detected | 钠 | 0.099 |
| 锂 | Not Detected | 硫酸盐 | 0.025 |
| 镁 | 0.007 | 锌 | Not Detected |

订购信息

| 尺码 | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 追加订购编号 | S-BFAP-5055 | S-BFAP-6065 | S-BFAP-7075 | S-BFAP-8085 | S-BFAP-9090 | S-BFAP-1010 |

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890

Ansell, ®和™ 均为安思尔有限公司 (Ansell Limited) 或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当, 安思尔不承担任何责任。

