

## Nesterilní ubrousek z polycelulózy

Ubrousky BioClean Oryx™ jsou vytvořeny z hydraulicky splétané polycelulózy. Mají výborné absorpční vlastnosti, jsou hladké, odolné, pevné a mají nízkou úroveň pouštění vláken. Neobsahují optické zjasňovače ani bělicí prostředky a jsou baleny v čistých prostorách dle normy ISO třídy 5 pro zajištění nízké úrovně částic a extrahovatelných látek.


### Key Features and Benefits

Neobsahuje optické zjasňovače ani bělicí prostředky

Nízká úroveň pouštění vláken

Mimořádné absorpční vlastnosti

Vynikající pevnost a odolnost



### Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Práce v laboratoři a výzkum
- Produkce a výroba



# BioClean Oryx BOWB Ubrousek

## FYZICKÉ VLASTNOSTI

|                        |                                                  |        |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Síla při roztržení (N) | Machine Direction                                | 98     |
|                        | Cross Direction                                  | 42     |
| Absorption             | Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m <sup>2</sup> ) | 305.90 |
|                        | Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g)               | 4.60   |

| Typical Extractable Ions |        |           |           |         |          |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
|                          | Sodium | Potassium | Magnesium | Calcium | Chloride |
| (µg/cm <sup>2</sup> )    | 0.422  | 0.038     | 0.116     | 0.228   | 0.07     |

ND = Not Detected, NT = Not Tested

|                                                                    |                                        |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Particle generation (>0.5µm) orbital shake method                  | 4.6 x 10 <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> |                    |                  |
| Particle generation Helmke drum method (average counts per minute) | >=0.3µm                                | >=0.5µm            | >=5.0µm          |
|                                                                    | 1261 DRY / 363 WET*                    | 850 DRY / 170 WET* | 85 DRY / 29 WET* |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

|         |              |                           |
|---------|--------------|---------------------------|
|         | VELIKOST     | 400mm x 400mm (16" x 16") |
| BOWB 16 | OBJEDNACÍ Č. | BOWB 16                   |

Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Británie

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

