

# GAMMEX™ Latex EnLite

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

## Chirurgické rukavice bez latexového pudru pro spolehlivou ochranu rukou a pohodlné nošení.

- **Zvýšený komfort:** Latexové chirurgické rukavice GAMMEX® Latex EnLite™ jsou vyrobeny s použitím unikátních anatomických tvarovacích prvků, které zajišťují vynikající přiléhavost a pohodlí.
- **Snadné oblékání:** Díky chlorační úpravě vnitřního povrchu se tyto latexové rukavice snadno navlékají.
- **Bezpečné uchycení:** sterilní rukavice GAMMEX® Latex EnLite™ mají rovné manžety, které zajišťují bezpečné uchycení pláště.
- **Optimální prevence alergií:** Exkluzivní výrobní proces zajišťuje velmi nízké hladiny latexových proteinů a zbytků chemických urychlovačů, čímž se minimalizuje riziko vzniku alergií a přecitlivělosti na latex typu I a chemické látky typu IV.
- **Bezpečný úchop:** Hladký povrch rukavic s mikrotexturou umožňuje jistou manipulaci s nástroji.
- **Testované chemoterapeutika:** Testováno na bezpečné používání chemoterapeutik v souladu s požadavky normy ASTM D6879\*.

**POZOR:** Nebylo zjištěno bezpečné používání těchto rukavic osobami citlivými na latex. Tento výrobek obsahuje přírodní kaučukový latex, který může způsobit alergické reakce.

\*Ohledně konkrétních časů a doporučení pro prostupnost chemoterapeutik se obraťte na zákaznický servis společnosti Ansell.

### Doporučeno pro

- Stručné vyšetřovací postupy s nízkým rizikem
- Mimořádné pohodlí při dlouhých procedurách
- Sterilní procedury na operačním sále.
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnější rukavici

### POUŽITÉ TECHNOLOGIE



### GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa světuji své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

# GAMMEX™ Latex EnLite

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

## INFORMACE O PRODUKTU

|                                                      |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                                             | Přírodní pryžový latex                                                                                                          |
| Obsah ve formě prášku                                | Nepudrované                                                                                                                     |
| Barva                                                | Přírodní                                                                                                                        |
| Tloušťka                                             | Norma                                                                                                                           |
| Provedení manžety                                    | Rovná                                                                                                                           |
| Vnější povrch rukavic                                | Hladké s povrchovou mikrotexturou                                                                                               |
| Vnitřní povrch rukavic                               | Chlorované                                                                                                                      |
| Prevence alergie                                     | Žádný                                                                                                                           |
| Citlivost úchopu                                     | Střední                                                                                                                         |
| Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic            | Vnější rukavice                                                                                                                 |
| Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky | Ne, nebylo testováno na soulad s ASTM D6978                                                                                     |
| Osvobození z děr (úroveň inspekce I)                 | AQL 0,65                                                                                                                        |
| Sterilní                                             | Ano                                                                                                                             |
| Produktové normy                                     | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107                                                                         |
| Normy pro kvalitu / životní prostředí                | EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001                                                                        |
| Balení                                               | 50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case                                                            |
| Životnost při uskladnění                             | 3 roky                                                                                                                          |
| Pokyny pro skladování                                | Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení |
| Chemické akcelerátory vulkanizace                    | Diethyldithiokarbamat zinečnatý (ZDEC)                                                                                          |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| Velikost       | 5.5       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktový kód | 330061055 | 330061060 | 330061065 | 330061070 | 330061075 | 330061080 | 330061085 | 330061090 |

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

**Severní Amerika**  
Tel. USA: 800 952 9916  
Tel. CA: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tel USA: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Střední a Jižní Amerika**  
Tel.: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cs-lac@ansell.com  
**Brazílie**  
Tel.: +55-11-3356-3100  
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Evropa, Blízký východ a Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asie/Pacifik**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Indie**  
Tel.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Austrálie a Nový Zéland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-mail: protection@ap.ansell.com  
**Čína**  
Tel.: +86(21) 3827 5005  
E-mail: infochina@ansell.com