

Černé nitrilové vyšetřovací rukavice pro ochranu rukou před nečistotami a vynikající přilnavost

- **Maskuje skvrny:** černá barva vyšetřovacích rukavic MICROFLEX® 93-852 maskuje nečistoty a zároveň zvyšuje viditelnost světlých předmětů.
- **Vylepšená přilnavost:** Plně strukturovaná, nepěňivá konstrukce zajišťuje vynikající přilnavost těchto nitrilových rukavic bez pudru a silikonu.
- **Osvědčená ochrana:** Tyto lékařské vyšetřovací rukavice jsou schváleny pro použití proti fentanyl a žaludečním kyselinám (zvratkům), což zaručuje, že jsou vhodné pro nebezpečné situace předávkování - splňují také normy EN ISO 374 typu B pro ochranu proti chemickým postřikům.
- **Skutečná všestrannost:** Tyto rukavice jsou vhodné pro různé aplikace, zejména pro automechaniky, pracovníky údržby a strážce zákona.
- **Manipulace s potravinami v souladu s předpisy:** Ideální také pro širokou škálu aplikací při manipulaci s potravinami.



Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Servis motorových vozidel
- Přírodní vědy
- Strojní průmysl a vybavení

Doporučeno pro

- Inspekce, výběr a kontrola dílů
- Trh s náhradními díly automobilů pro všeobecné účely
- Použití čisticích nástrojů a robotických zařízení
- Výměna oleje, kapalin a filtrů
- Převody a oprava motoru
- Výměny pneumatik
- Údržba laboratorního nábytku a vybavení
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Míchání, směšování pevných a kapalných látek
- Sběr vzorků surovin
- Vážení a výdej pevných a kapalných surovin
- Inspekce (manipulace, kontrola a značení)

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vnější povrch rukavic	Plně zdrsňelý
Kontrolní standardy	ISO 13485:2003
Certifikace produktů	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Přehled balení	100 rukavic v jednom dávkovači 10 dávkovačů v jednom balení 1000 rukavic v jednom balení
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Malajsie
Segmentace produktů	Životnost
Antistatické	Ano EN1149
Chemické akcelerátory vulkanizace	- Diethyldithiokarbamát zinečnatý (ZDEC) - Dibutyldithiokarbamát zinečnatý (ZDBC) Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.


FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	245/9,6		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-2
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Maximální pevnost v tahu (MPa)	24	20	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	600	500	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	7	6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01	Severní Amerika Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445	Austrálie Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578
Asie a Pacifik Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699	Latinská Amerika a Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133	Rusko Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

