



**BioClean-C™ sterilt
forklæde til
kemoterapi S-BCDA**

Forklæde til kemoterapibeskyttelse - steril

BioClean-C forklæde til kemoterapibeskyttelse yder beskyttelse mod en lang række kemoterapistoffer og er fremstillet af let, fnugfrit blåt CleanTough-materiale og har bindebånd til lukning bagpå og justerbar halslukning, så det er komfortabelt og nemt at tage på.

Key Features and Benefits

- Testet mod standard for gennemtrængning, ASTM F739-12
- Bindebånd til lukning bagpå
- Justerbar halslukning
- Let fnugfrit CleanTough-materiale



Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Produktion/fremstilling
- Laboratorie/Forskning





BioClean-C™ sterilt forklæde til kemoterapi S-BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	CleanTough™
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ASTM F739, CE 0598, ISO 11137-1:2006, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategori III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009
Emballageoversigt	Et stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet PE-yderpose. 50 yderposer pr. foret karton (50 stk.)
Sterilisationsmetode	Gammabestråling 25 kGy
Sterilisering minimumdosis	25kGy
Sterilitetskonfidensniveau	10 ⁻⁶
Holdbarhed	Three (3) years from date of manufacture.
KONSTRUKTION	Adjustable neck, tie fastening at waist
Egenskaber	Lavt partikelindhold

LAVPARTIKEL-TESTRESULTATER

PRØVE	RESULTAT
Lavpartikel (Helmke Drum-test)	≥ 0,5Qm (optællinger/min) <1700

ASTM F739-12 TESTMETODERESULTATER

LÆGEMIDDEL	Gennemsnitlig gennembrudstid, minutter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	>240
CYCLOPHOSPHAMID	>240
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METHOTREXAT	>240
ETOPOSID	<6
PACLITAXEL	>240
THIOTEPA	55 (46,88,31)

Resultater opnået under kontrollerede laboratorieforhold ved akkrediteret eksternt testlaboratorium.

STØRRELESSESKEMA

S-BCDA-S: Størrelse: S, Bryst: 84-92 cm (33"-36"), Højde: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BCDA-M: Størrelse: M, Bryst: 92-100 cm (36"-39"), Højde: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BCDA-L: Størrelse: L, Bryst: 100-108 cm (39"-42"), Højde: 176-182 cm (5'9"-6'0")



BioClean-C™ sterilt forklæde til kemoterapi S-BCDA

RESULTATER AF TEST AF MATERIALETS YDEEVNE

PRØVE	RESULTAT	PRÆSTATIONSKLASSE
Slidstyrke	10 to 100 cycles	1
Punkteringssstyrke	10 N	1
Trapezrivstyrke tværgående retning (CD)	CD 32.3 N	2
Trapezrivstyrke tværgående retning (MD)	MD 50.6 N	3
Trækstyrke tværgående retning (CD)	CD 47 N	1
Trækstyrke maskinretning (MD)	MD 94 N	2
Væskeafvisende – 30 % H ₂ SO ₄	99.0%	3
Væskeafvisende – 10 % NaOH	98.4%	3
Væskeafvisende – O-Xylene	91.4%	1
Væskeafvisende – Butan-1-ol	93.9%	3
Gennemtrængning af væsker – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Gennemtrængning af væsker – 10% NaOH	0%	3
Gennemtrængning af væsker – O-Xylene	0%	3
Gennemtrængning af væsker – Butan-1-ol	0%	3
Sømstyrke ¹	74 N	2

1. Seam not destroyed

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	BioClean-C sterilt forklæde til kemoterapi
S-BCDA	GENBESTILLINGSNR.	S-BCDA-S, S-BCDA-M, S-BCDA-L

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder for ydeevne og overholdelse af lovgivning



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,

Se vores produktvalideringspakke, eller kontakt Ansell kundeservice for at få specifikke oplysninger om brugen af beklædning sammen med cytotoxiske præparater. Beklædning, der bruges til beskyttelse mod sådanne stoffer, skal være særligt udvalgt til den anvendte type kemikalier.

