

GAMMEX® Latex Glove-in-Glove™ System

OPERATIONSHANDSKER

System med dobbelte latex-handsker, der består af to handsker i én, så det er nemt at tage dobbelte handsker på ad én omgang

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE:

- Udvendig og indvendig handske i ét sparer den halve tid til påtagning
- 50 % mindre indre emballage bidrager til at reducere miljøpåvirkningen
- Yderhandsken og inderhandsken er samlet ved fingerspidserne, så de skal justeres mindst muligt, når de tages på
- Den udvendige handske er nem at tage af, så det er nemt at skifte handsker under operationer
- Både den udvendige og den indvendige handske har samme størrelse, så det er behageligt for brugeren

FORSIGTIG: Det er ikke undersøgt, om latexoverfølsomme personer kan bruge disse handsker uden risiko. Dette produkt indeholder naturgummilætex, der kan forårsage allergiske reaktioner.

Anbefales til

- Al kirurgi, specielt ortopædiske indgreb og traume- og hjerteindgreb med høj risiko
- Nemt at se huller i handsken

ANVENDTE TEKNOLOGIER



GAMMEX® Innovation, der beskytter

Drevet af innovation er GAMMEX® kirurgiske handsker konstrueret til at imødekomme de udviklende brugerbehov i det kirurgiske samfund. Med unikke formuleringer og avancerede teknologier, ergonomisk komfort og overlegen beskyttelse, overdrager sundhedsarbejdere over hele verden deres hænder til vores.

GAMMEX® Latex Glove-in-Glove™ System

OPERATIONSHANDSKER

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Naturgummilatex
Pulverindhold	Upudret
Farve	Natur, Grøn
Tykkelse	Standard
Manchetstil	Rullet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Prægede fingre og håndflade
Indvendig handskeoverflade	Coated med HydraSoft™ teknologi
Forebyggelse af allergi	Ingen
Grebniveau	Høj
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	2 par i hver pose; 50 par i hver æske (25 poser); 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver æske/kasse (100 poser)
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC), Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	330083055	330083060	330083065	330083070	330083075	330083080	330083085	330083090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tlf: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mellem- og Sydamerika
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tlf.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tlf.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kina
Tlf.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com