

Steriili kevyt suojaesiliina, joka suojaa erilaisilta kemoterapialääkkeiltä.

- **Varma suojaus:** BioClean-C™ Esiliina - Steriili S-BCDA täyttää läpäisykykystandardin ASTM F739-12, mikä tarkoittaa, että se on ihanteellinen suojaesiliina erilaisia kemoterapialääkkeitä vastaan.
- **Pienempi paino ja pienemmät kontaminaatoriskit:** Tämä työesiliina on suunniteltu kevyestä CleanTough™-materiaalista, joka minimoi kontaminaatoriskit sen vähäisen nukkaantumisen ansiosta.
- **Parempi istuvuus:** Tämä kemikaaleja kestävä esiliina on varustettu solmimisnauhoilla ja säädettävällä kaulakiinnityksellä, joten käyttäjät voivat löytää sopivan istuvuuden ja pukeminen on helpompaa.

Key Features and Benefits

- **Permeaatiostandardi ASTM F739-12:** Kemoterapian lääkeresistenssi
- **CleanTough™-materiaali:** Vähän nukkaava, kevyt ja epäpuhtauksia vähentävä materiaali
- **Niskakiinnitys ja solmimisnauhat:** stressitön pukeminen ja parempi istuvuus.

Teollisuudenalat

- Säädelyt ja kriittiset ympäristöt
- Tuotanto ja valmistus
- Laboratorio ja tutkimus





BioClean-C™ esiliina -steriili S-BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaali	Polyeteeni/polypropeenilaminaattikuitu
Väri	Sininen
Auditointistandardit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standardit	ASTM F739, CE 0598, ISO 11137-1:2006, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Katgoria III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Pakkauksen esittely	Yksi kappale suljetussa PE-sisäpussissa, yksi sisäpussi suljetussa PE-kuljetuspussissa, 50 kuljetuspakkausta vuoratussa laatikossa (50 kpl)
Sterilointimenetelmä	Gammasäteily 25 kGy
Sterilointi Vähimmäisannos	25kGy
Puhdistusluokka	Luokka 10 / ISO-luokka 4; EU GMP -luokka A/B ja muut steriilit puhdistilat
Säilyvyys	3 years
Rakentaminen	Adjustable neck, tie fastening at waist
Ominaisuudet	Pienhiukkasten irtoaminen vähäistä

PARTIKKELEIDEN IRROTTAMISEN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS
Partikkeleiden irtoaminen (Helmke-rumputesti)	≥ 0,5 Qm (laskentataajuus, cpm) < 1 700

ASTM F739-12 -TESTAUSMETODIN TULOKSET

LÄÄKE	Keskimääräinen läpäisy aika, minuuttia Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
SISPLATIINI	>480
KARMUSTIINI	>480
SYKLOFOSFAMIDI	>480
DOKSORUBISIINIHYDROKLORIDI	>480
5. FLUOROURASIILI	>480
METOTREKSAATTI	>480
ETOPOSIDI	>480
PAKLITAKSELI	>480
TIOTEPA	>456

Tulokset on saavutettu akkreditoidun ulkoisen testauslaboratorion suorittamana kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa. *Bioclean D:n ja Bioclean 2000:n kohdalla kemiallisen läpäisyn tulokset koskevat ainoastaan kankaan suorituskkyä. Saumojen ja sulkimien läpimenoaika voi olla lyhyempi. Suosittelemme, että haalarin päällä käytetään vaatteita, joissa on tiivistetyt saumat, kuten Bioclean-C:tä, joka antaa lisäsuojaa kemoterapialääkkeiden käsittelyä vastaan.

KOKOTAULUKKO

S-BCDA-S: Koko: S, Rinta: 84-92cm (33"-36"), Pituus: 164-170cm (5'4"-5'6")
S-BCDA-M: Koko: M, Rinta: 92-100cm (36"-39"), Pituus: 170-176cm (5'6"-5'9")
S-BCDA-L: Koko: L, Rinta: 100-108cm (39"-42"), Pituus: 176-182cm (5'9"-6'0")



BioClean-C™ esiliina -steriili S-BCDA

MATERIAALIN SUORITUSKYVYN TESTITULOKSET

TESTI	TULOS	SUORITUSKYKYLUOKKA	PERFORMANCE STANDARD
Hankauskestävyys	>10 cycles	1	EN 12947-2
Pistokestävyys	>5 N	1	ISO 13996
Trapetsitesti repäisykestävyys poikkisuunnassa (CD)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Trapetsitesti repäisykestävyys koneen suunnassa (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Vetolujuus poikkisuunnassa (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Vetolujuus koneen suunnassa (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Nesteiden hylkivyyt - H₂SO₄ 30 %	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyt - NaOH 10 %	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyt - O-ksyleeni	>90%	2	ISO 6530
Nesteiden hylkivyyt - 1-butanoli	>90%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - 30 % H₂SO₄	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - NaOH 10 %	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - O-ksyleeni	<1%	3	ISO 6530
Nesteiden läpäisy - Butaani-1-oli	<1%	3	ISO 6530
Sauman vahvuus ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

TILAUSTIEDOT

	KOKO	Steriili BioClean-C-kemoterapiaesiliina
S-BCDA	UUELLEENTILAUKEN NRO	S-BCDA-S, S-BCDA-M, S-BCDA-L

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

Katso tuotteen validointipakkaus tai ota yhteyttä Ansellin asiakaspalveluun saadaksesi tuotekohtaiset tiedot vaatteiden käytöstä sytotoksisten lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi lääkkeitä vastaan käytettävä vaatetus täytyy valita erityisesti käytettyjä kemikaaleja varten.

