

Validoitu puhdas nitrilinen RABS/isolaattorikäsine, joka on suunniteltu kemolääkkeiden käsittelyyn.

- **Erikoissuojaus:** BioClean™ Clean Nitrile Isolator Mitten CGL30NITM9 on testattu ASTM D6978-05:n mukaisesti, se on hyväksytty kemoterapialääkkeiden käsittelyyn, ja se takaa kemiallisen kestävyuden VHP:tä, IPA:ta ja muita desinfiointiaineita vastaan.
- **Vähentää kontaminaatoriskiä:** Nämä autoklavoitavat puhdistilakäsineet ovat 100-prosenttisesti vesivuototestatut, mikä minimoi kontaminaatoriskin ja tarjoaa tehokkaan käsivarsien ja käsien suojan.
- **Optimoitu puhtaus:** Nämä 254 mm (10") portteihin sopivat lapaset on pesty ja pakattu ISO 4 -puhdastiloissa, mikä takaa alhaisen hiukkaspitoisuuden.
- **Parempi istuvuus:** BioClean™ Clean Nitrile Isolator Mitten CGL30NITM9 on suunniteltu erityisesti vähentämään käsien väsymistä.



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **ASTM D6978-05 testattu:** RABS-suojakäsineet soveltuvat sytostaattilääkkeiden käsittelyyn
- **100 % vesivuototestattu:** Eristyskäsineet, joissa kontaminaatoriskit ovat pienemmät
- **Käsitelty ISO 4 -puhdastila:** Poikkeuksellinen puhtaustaso

Teollisuudenalat

- Lääketeollinen valmistus
- Laboratoriotutkimus- ja kehitystyö
- Raaka-aine ja valmistelu
- Bioteknologiavalmistus
- Puolijohteiden valmistus





CGL30NITM9

Validoitu puhdas RABS- ja
eristysnitrilihanska

TEKNISET TIEDOT

Tuotetiedot	CGL30NITM9
Materiaali	Nitrili
Väri	Valkoinen
Muoto	Voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa kädessä
Käsineen ulkopinta	Tasainen
Rannekemalli	Kohoreunainen
Auditointistandardit	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Pakkauksen esittely	Yksi kappale sinetöidyssä PE-sisäpussissa, yksi sisäpussi sinetöidyssä toisessa PE-sisäpussissa, yksi toinen sisäpussi sinetöidyssä PE-kuljetuspussissa, 20 kuljetuspakkausta vuoratussa valkoisessa Correx-polyeteenilaatikossa (20 kpl)
Säilytysohjeet	Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa alle 40 C:ssa, poissa suorasta auringonvalosta ja loistelamppujen valosta
Saatavissa olevat koot	9.75
Käyttölämpötila-alue	-10°C - 120°C
Puhdistiluokka	Luokka 10/ISO 4
Säilyvyys	Kolme (3) vuotta valmistuspäivämäärästä.
Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Kyllä, ASTM D6978:n mukaisesti Ei listattu US FDA 510k:ssa
Proteiinitaso	Ei sovellettavissa, ei sisällä luonnonkumilateksia
Standardit	ASTM D6978, CE 0598, EC 1935/2004, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Katgoria III



CGL30NITM9

Validoitu puhdas RABS- ja eristysnitrilihanska

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot	Testausmenetelmä
Koot	9.75	
Pituus (mm/in)	840/33	EN 420
Kämmenen leveys (mm/in)	127mm	EN 420
Portin koko	10"	
Kämmenen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2
Kohde yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Rannekkeen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

SUOJAUS MEKAANISIA RISKEJÄ VASTAAN, EN 388:2016+A1:2018

Riski	Suorituskykytasot
Hankauskestävyys	Level 4
Terien viillonkestävyys	Level 1
Repäisykestävyys	Level 0
Pistokestävyys	Level 1

TILAUSTIEDOT

	PORT SIZE	10"/254mm
	KOKO	9.75
CGL30NITM9	UUDELLEENTILAUKSEN NRO	CGL30NITM9

Teknologia



Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: 1 800 363-8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

