

ENCORE® Non-Latex PI Hybrid

LEIKKAUSKÄSINEET

Polyisopreeni- ja neopreenikirurgiset käsineet, joissa mukavuus ja kestävyys ovat ihanteellisessa tasapainossa.

- **Parempi käyttömukavuus ja kestävyys:** ENCORE® Non-Latex PI Hybrid -käsineiden patentoitu polyisopreenin ja neopreenin HYBRID™ Technology -teknologiasekoitus tarjoaa molempien materiaalien parhaat puolet yhdistämällä kestävyden ja lateksin kaltaisen mukavuuden.
- **Optimoitu ihoystävällisyys:** Näissä ei-lateksikäsineissä** ei myöskään ole kemiallisia kiihdyttämiä, joiden tiedetään aiheuttavan allergista kosketusihottumaa, jolloin käyttäjät altistuvat vähemmän kemikaaliallergioille ja herkkyyksille tyyppin IV ja lateksille tyyppin I.
- **Parannettu käyttäjän turvallisuus:** Ihanteellinen ulkokäsine kaksoiskäsineitä käytettäessä, sillä niiden puoliksi läpinäkyvä väri mahdollistaa nopean ja helpon käsineen rikkoutumisen havaitsemisen.
- **Vahvistettu ote:** ENCORE® Non-Latex PI Hybrid -kirurgisissa käsineissä on myös sileä pinta, jossa on mikroteksturoitu pinta, joka parantaa pitoa ja tekee instrumenttien käsittelystä turvallisempaa.
- **Kemotestattu:** Ne täyttävät ASTM D6978 -standardin vaatimukset, joten ne soveltuvat käytettäväksi erilaisten kemoterapialääkkeiden kanssa***.



**vapaa sinkki-2-merkaptobentsotiatsolista (ZMBT), difenyyliguanidiinista (DPG) ja setyyliipyridiniumkloridista (CPC).

***Ota yhteyttä Ansellin asiakaspalveluun erityisten kemoterapialääkkeiden läpäisyajkojen ja suositusten saamiseksi.

Suositus

- Käsineen rikkoutumisen helppo tunnistus
- Suojaus tyyppin I lateksiallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla
- Käyttö päällyskäsineenä kaksoiskäsinekäytössä

KÄYTETYT TEKNOLOGIAT

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



ENCORE® Non-Latex PI Hybrid

LEIKKAUSKÄSINEET

TUOTETIEDOT

Materiaali	PI (polyisopreeni), Neopreeni (polykloropreeni)
Puuterisisältö	Puuteriton
Väri	Luonnonvärinen
Paksuus	Standard
Rannekemalli	Kohoreunainen SureFit-teknologialla
Käsineen ulkopinta	Tasainen, mikrokuvioitu viimeistely
Käsineen sisäpinta	Polymeeripinnoitettu DERMASHIELD™-teknologialla
Allergian ehkäisy	Lateksi (tyyppi I)
Otepidon taso	Keskitaso
Kaksoiskäsineen käytön suositus	Ulkokäsine
Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Kyllä, ASTM D6978:n mukaisesti Ei listattu US FDA 510k:ssa
Läpäisemättömyys (tarkastustaso I)	0,65 AQL
Steriili	Kyllä
Tuotestandardit	ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Laatu-/Ympäristöstandardit	EN 556, ISO 11137-osa 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Pakkaus	50 paria laatikossa, 4 laatikkoa kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa, 200 paria kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa
Säilyvyys	3 vuotta
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Sinkki-dietyyliiditiokarbamaatti (ZDEC), Sinkki-di-butyyliditiokarbamaatti (ZDBC), Natrium-di-n-butyyliditiokarbamaatti (SDBC), Ksantogeenipolysulfidit

TILAUSTIEDOT

Koko	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Tuotekoodi	340105055	340105060	340105065	340105070	340105075	340105080	340105085	340105090

Ota yhteyttä Ansell-edustajaasi tilauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

Pohjois-Amerikka
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Keski- ja Etelä-Amerikka
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cs@ansell.com
Brasilia
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvass.medicas@ansell.com

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Aasian ja Tyynenmeren alue
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Intia
Puh: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia ja Uusi-Seelanti
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Kiina
Puh: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com