

Tarjoaa mukavan ja luotettavan suojauksen

MICROFLEX® PN-290 Performance -sarjan nitriilitutkimuskäsineet tarjoavat mukavan ja luotettavan suojauksen terveydenhuollon ja laboratorioiden työntekijöille tai kaikille käsineiden käyttäjille, jotka etsivät poikkeuksellista istuvuutta. Kevyt nitriilikoostumus varmistaa parannetun mukavuuden ja tuntoherkkyyden samalla, kun kuvioidut sormenpäät tarjoavat paremman otepidon. Pakattu 200 käsinettä laatikkoon ja hyväksytty kemoterapiakäyttöön.



Teollisuudenalat

- Terveydenhoito
- Hätäpalvelut
- Biotieteet
- Hammashoito

Suositus

- Tavalliset potilastutkimukset
- Yleishammaslääketiede
- Hätäpalvelut
- Laboratorioanalyysi
- Suojaus tyypin I lateksiallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla
- Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 9001
Tuotesertifiointi	UE: marquage CE en vertu du Règlement relatif aux Dispositifs Médicaux (RDM) (UE) 2017/745 (Classe I) et Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (risques Cat. III) par Centexbel (0493)
Pakkauksen esittely	200 käsinettä annostelijassa 10 annostelijaa kuljetuslaatikossa 2 000 käsinettä kuljetuslaatikossa *180 käsinettä annostelijassa (koko XL) *1 800 käsinettä kuljetuslaatikossa (koko XL)
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Tuotesegmentointi	Standardi Ohut
Antistaattinen	Ei testattu
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	- Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC) - Sinkkidietyyyliditiokarbamaatti (ZDEC) Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot	Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	240/9.5	EN 455-2
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1,5 AQL	EN 455-1
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.08 / 3.2	EN 455-2
Sormen paksuus (mm/mil)	0.10 / 3.9	EN 455-2
ENNEN VANHENTAMISTA		VANHENTAMISEN JÄLKEEN
Enimmäisvetolujuus (MPa)		
Vetolujuus (N)	≥ 6	≥ 6
		EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Tuotekoodi	PN-290-XS	PN-290-S	PN-290-M	PN-290-L	PN-290-XL

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Pohjois-Amerikka Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Aasian ja Tyynenmeren alue Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Latinalainen Amerikka ja Karibia Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Venäjä Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

