

Henkilökohtainen silmäsuojaus

LÄÄKETIETEELLISET SUU- NENÄSUOJAIMET

Silmäsuojaimet suojaavat silmiä roiskeilta, ruiskeilta tai suihkeilta, jotka saattavat ärsyttää tai vahingoittaa silmiä tai aiheuttaa mahdollisesti käyttäjälle tulehduksen.

Kertakäyttöiset suojalasit, jotka voi helposti vaihtaa jokaisen potilaan välillä, on suunniteltu suojaamaan terveydenhoidon ammattilaisia tartuntatilanteilta.

- Tarjoaa suojaratkaisun, joka auttaa tukemaan hoitajia potilaiden suojaamisessa
- Lisää turvallisuusprotokollien noudattamista tarjoamalla helpon saatavuuden käyttöpaikassa
- Voidaan kiinnittää helposti seinään muovisella osastopakkauksen pidikkeellä (erillinen) tai asettaa hyllylle, jos seinäkiinnitys ei ole mahdollinen
- Kevyet ja värikkäät kehykset optisen tason kirkkailla linseillä Ihanteellinen käytettäväksi leikkaussaleissa, ensiavussa, synnytysosalissa, paloyksiköissä, dialyysissä, hammashoitoloissa ja monessa muussa.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- Tarjoaa suojaratkaisun, joka auttaa tukemaan hoitajia potilaiden suojaamisessa
- Lisää turvallisuusprotokollien noudattamista tarjoamalla helpon saatavuuden käyttöpaikassa
- Voidaan kiinnittää helposti seinään muovisella osastopakkauksen pidikkeellä (erillinen) tai asettaa hyllylle, jos seinäkiinnitys ei ole mahdollinen
- Täysin koottuna kevyt – painaa 8,5 grammaa
- 10 kehysten väri vaihtoehtoa

SUOSITUS

- Ristikontaminaation riskin estäminen
- Infektioiden hallinnan parantaminen

Henkilökohtainen silmäsuojaus

LÄÄKETIETEELLISET SUU- NENÄSUOJAIMET



Tuotteen Kuvaus

Väri Keltainen, Valkoinen, Taivaansininen, Punainen, Purppura, Vaaleanpunainen, Vihreä

VALMISTUS- JA TURVALLISUUSSTANDARDIT

Erän seurattavuus Kyllä

Uudelleenkäytettävä	Ei, kertakäyttötuote, vain kertakäyttöön
Uudelleensterilointi	Ei sovellettavissa
Paino	Koottu silmäsuojaus: 8,5 g
Standardit	EN 166:2001, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008

PAKKAUS JA VARASTOINTI	
Laatikko Määrä	, , ,
Säilyvyys	5 vuotta
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.

ORDERING INFORMATION				
Item Number	Product Name	Description	Packaging	Case Quantity
7003	TIDI® Tower - annostelijateline	Tower-annostelijateline TIDI® Grab 'n Go -silmäsuojaimille, akryylinen seinälle asennettava tai pöydälle sijoitettava kotelo käytettäväksi tuotteen 9210A-100 kanssa	2 kpl annostelulaatikossa	2
9210-250DSP	TIDI® Assemble 'n Go™ -linssien osastopakkaus	Assemble 'n Go™ -linssien osastopakkaus Vain linssi -koottavaksi 9211-400-linssin kanssa	250 kpl annostelulaatikossa	250
9210A-100	TIDI® Grab 'n Go™ - silmasuojaimet	Grab 'n Go™ -silmasuojaimet; TIDI Tower kaksiosainen (kehys + linssi); koottu Tower-annostelijassa	25 kpl annostelulaatikossa, 4 annostelulaatikkaa osastopakkauksessa	100
9211-400	TIDI® Assemble 'n Go™ - kehysten osastopakkaus	Assemble 'n Go™ -kehysten osastopakkaus Vain kehyk -koottavaksi 9210-linssin kanssa	100 kpl annostelulaatikossa, 4 annostelulaatikkaa osastopakkauksessa	400

9210A-100; 7003; 9210-250; 9211-400

Ota yhteyttä Ansell-edustajaasi tilauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

Pohjois-Amerikka Puh: (866) 764-3327 Email: sandel-cs@ansell.com US Tel: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 Email: insidesalesus@ansell.com	Latinalainen Amerikka & Karibia Tel: +52(442) 296 20 50 Email: cs lac@ansell.com Brasilia Puh: +55-11-3356-3100 Brasilia Email: luvas.medicas@ansell.com	Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Tel: +32 (0) 2 528 74 00 Email: info@ansell.eu	Aasian ja Tyynenmeren alue Tel: +603 8310 6688 Email: apac.medical@ansell.com	Australia ja Uusi-Seelanti Tel: +61 3 9270 7270 Email: protection@ap.ansell.com
--	---	---	--	--

ansell.com

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu USA:ssa ja USA:n ja ei-USA:n patenttia haettu: www.ansell.com/patentmarketing.
© 2022 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.