

Galléros kezelábas védőruha – Steril

A BioClean-D galléros kezelábas védőhajtókával ellátott első cipzárral, elastikus hátrésszel, mandzsettával és bokarésszel, valamint biztos rögzítést lehetővé tevő hüvelykujj-hurkokkal rendelkezik. Az antisztatikus, könnyű, minimálisan szőszölődő CleanTough anyag kényelmes viseletet biztosít, és számos vegyi anyag ellen nyújt védelmet.

A kemoterápiás gyógyszerek konkrét átszivárgási időiről és az ajánlásokról érdeklődjön az Ansell Ügyfélszolgálatán.

Key Features and Benefits

- Antisztatikus, könnyű, minimálisan szőszölődő CleanTough anyag
- Hüvelykujj-hurkok a biztonságos rögzítéshez
- Cipzár visszazárható hajtókával
- Elastikus hátrész, mandzsetta és bokarész

Iparágak

- Ellenőrzött/Kritikus környezetek
- Gyártás és termelés
- Gyógyszeripari gyártás
- Biotechnológiai gyártás
- Orvosi eszközök gyártása





BioClean-D galléros steril kezelábas védőruha S-BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Anyag	CleanTough™
Auditálási szabványok	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Szabványok	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, III. kategória, CE 0598
Csomagolási áttekintés	Egy darab/lezárt belső PE tasak; egy belső tasak/lezárt külső PE tasak; 20 külső tasak/bélelt karton (20 darab). Figyelem: az XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL és 7XL méretek esetén egy karton 15 darabot tartalmaz; ezekre a méretekre minimális rendelési mennyiség és átfutási idő érvényes
Tisztatér-besorolás	10. osztály/ISO 4. osztály & EU GMP A osztály/B és egyéb steril tisztaterek
Szavatossági idő	Three (3) years from date of manufacture.
Építőipar	Bound seams with single needle stitching

RÉSZECSCKE-LEADÁSI TESZT EREDMÉNYEI

TESZT	EREDMÉNY
Részecské-leadás (Helmke Drum teszt)	$\geq 0,5$ Qm (darab/perc) < 2000

ASTM F739-12 VIZSGÁLATI MÓDSZER SZERINTI EREDMÉNYEK

GYÓGYSZER	Átlagos áttörési idő (MBT), perc Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISZPLATIN	>240
KARMUSZTIN	<6
CIKLOFOSZFAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICIN-HIDROKLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREXÁT	>240
ETOPOZID	>240
PACLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Az eredmények ellenőrzött laboratóriumi körülmények között, akkreditált külső tesztlaboratórium által végzett vizsgálatok alapján születtek.

MÉRETTÁBLÁZAT

S-BDCCT-S; Méret: S, Mellkas körfogat: 84-92 cm (33"-36"), Testmagasság: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BDCCT-M; Méret: M, Mellkas körfogat: 92-100 cm (36"-39"), Testmagasság: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BDCCT-L; Méret: L, Mellkas körfogat: 100-108 cm (39"-42"), Testmagasság: 176-182 cm (5'9"-6'0")
S-BDCCT-XL; Méret: XL, Mellkas körfogat: 108-116 cm (42"-45"), Testmagasság: 182-188 cm (6'0"-6'2")
S-BDCCT-XXL; Méret: XXL, Mellkas körfogat: 116-124 cm (45"-48"), Testmagasság: 188-194 cm (6'2"-6'4")
S-BDCCT-XXXL; Méret: XXXL, Mellkas körfogat: 124-132 cm (48"-51"), Testmagasság: 194-200 cm (6'4"-6'6")
S-BDCCT-XXXXL; Méret: XXXXL, Mellkas körfogat: 132-140 cm (51"-54"), Testmagasság: 200-206 cm (6'6"-6'8")
S-BDCCT-5XL; Méret: 5XL, Mellkas körfogat: 140-148 cm (54"-57"), Testmagasság: 206-212 cm (6'8"-6'10")
S-BDCCT-6XL; Méret: 6XL, Mellkas körfogat: 148-156 cm (58"-61"), Testmagasság: 212-218 cm (6'10"-6'12")
S-BDCCT-7XL; Méret: 7XL, Mellkas körfogat: 156-164 cm (61"-64"), Testmagasság: 218-224 cm (7'1"-7'3")



BioClean-D galléros steril kezelábas védőruha S-BDCCT

ANYAGTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

TESZT	EREDMÉNY	TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY
Horzsolással szembeni ellenállás	10 to 100 cycles	1
Hajtogatási berepedezéssel szembeni ellenállás	5,000 to 15,000 cycles	3
Átlyukadással szembeni ellenállás	8 N	1
Trapezoid szakadással szembeni ellenállás – keresztirány (CD)	CD 29.3 N	2
Trapezoid szakadással szembeni ellenállás – gépirány (MD)	MD 55.5 N	3
Szakítószilárdság – keresztirány (CD)	CD 48 N	1
Szakítószilárdság – gépirány (MD)	MD 97 N	2
Folyadékkepergető képesség – 30%-os H ₂ SO ₄	96.3%	3
Folyadékkepergető képesség – 10%-os NaOH	97.6%	3
Folyadékkepergető képesség – orto-xilol	95.7%	2
Folyadékkepergető képesség – n-butanol	96.6%	3
Folyadékpenetráció – 30%-os H ₂ SO ₄	0%	3
Folyadékpenetráció – 10%-os NaOH	0%	3
Folyadékpenetráció – orto-xilol	0%	3
Folyadékpenetráció – n-butanol	0%	3
Finom részecskék aeroszoljainak beszívargása ¹	Pass	n.a.
Permetpenetrációval szembeni ellenállás permetteszt alapján ¹	Pass	n.a.
Varrat erőssége ²	70 N	2
Töltésfelezési idő, t ₅₀ (mp)	0.07	MEGFELELT

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

	MÉRET	BioClean-D galléros steril kezelábas védőruha	BioClean-D galléros steril kezelábas védőruha
S-BDCCT	ÚJRARENDELÉSI SZÁM	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



TYPE 5



TYPE 6



CE 0598

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozatot nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

A védőöltözetek citotoxikus gyógyszerekhez való használhatóságára vonatkozó konkrét adatokat tekintse meg a termék validációs csomagjában, vagy lépjen kapcsolatba az Ansell ügyfélszolgálatával. Az említett gyógyszerek elleni védelemhez használt védőöltözeteket kifejezetten az alkalmazott vegyi anyagok típusának megfelelően kell kiválasztani.

