

GAMMEX® Cut-Resistant Glove Liners

ORVOSTECHNIKAI SPECIÁLIS KESZTYŰK

A latexmentes, Dyneema® Diamond vágásálló fonalból készült belső kesztyűk megfelelő vágásállóságot és védelmet biztosítanak a nehéz eljárások során*

Az Ansell GAMMEX® Cut-Resistant Glove Liner elnevezésű vágásálló belső kesztyűi erős, nagy sűrűségű szálakat tartalmazó Dyneema® Diamond fonalból készülnek, amely megfelelő vágás elleni védelmet biztosít a nehéz eljárások során, ugyanakkor optimális mozgékonytságot, kényelmet és illeszkedést nyújt. A belső kesztyűk nem orvostechikai eszköznek, hanem személyi védőeszköznek (PPE) minősülnek. Ezek a latexmentes, egyszer használatos vágásálló kesztyűk steril és mentesek a kémiai akcelerátoroktól; viselésük sebészeti eljárások során való használatkor két púdermentes kesztyű között javasolt.



FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

- Nem latexből készült és mentes a kémiai akcelerátoroktól az I-es típusú latexallergia megelőzése, valamint a IV-es típusú vegyszerallergia és a bőrérzékenység kialakulásának minimalizálása érdekében
- Optimális mozgékonytságot, kényelmet és illeszkedést biztosít, miközben közepes szintű vágás elleni védelmet nyújt
- Csökkenti a vágási sérülések kockázatát az éles műszerek kezelésekor
- ANSI/ISEA 105 szerinti 2. vágásállósági szint; EN ISO 13997 szerinti B szintű vágásvédelmi szint; EN 388 szerint 3. szintű horzsolás elleni védelem
- Steril és egyszer használatos – az FDA szabályozása szerint I. osztályú orvostechikai eszköz

FIGYELMEZTETÉS: Egyik belső kesztyű sem biztosít teljes védelmet a vágások ellen. Használja körültekintéssel az éles műszerek kezelése során. A belső kesztyű szakadás és szike okozta sérülések ellen biztosít védelmet, a tűszúrás okozta sérülések ellen azonban nem véd.

*A műtőben bekövetkezett szike okozta sérülések 67%-a a nem orvosi személyzet körében (vagyis nővérek, orvossegédek, medikusok és segédnővérek körében) fordult elő. Az adatok forrása a Massachusetts állam Közegészségügyi Minisztériuma által a Foglalkozás-egészségügyi Felügyeleti Program keretében 2008 áprilisában publikált „SHARPS INJURIES in the OPERATING ROOM, Massachusetts Sharp Inquiry Surveillance System Data, 2004” című anyag. A szike okozta sérülések sokrétű kockázatot jelentenek, mivel egyrészt mechanikai sérülést okoznak, másrészt pedig mind a sérült dolgozót, mind a beteget vér útján terjedő fertőzés kockázatának teszik ki. [Watt AM et al: Scalpel injuries in the operating theatre – Editorial BMJ 2008;336:1031]



GAMMEX® Innováció, amely védi

Az innováció hatására a GAMMEX® sebészeti kesztyűket úgy alakították ki, hogy reagáljanak a sebészeti közösség változó felhasználói igényeire. Az egyedülálló összetétel és a legmodernebb technológiák, az ergonómikus kényelem és a kiváló védelem révén az egészségügyi dolgozók szerte a világon a kezünket bízzák meg.

A következőhöz ajánlott:

- Vágási sérülések magas kockázatával járó területek, például ortopédia, baleseti sebészet, szívsebészet, állatgyógyászat, steril szállítás, fogászati alkalmazások és egyebek
- Enyhe és közepes vágásállóság és védelem a nehéz eljárások során

GAMMEX® Cut-Resistant Glove Liners

ORVOSTECHNIKAI SPECIÁLIS KESZTYŰK

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Anyag	Nagy sűrűségű szál: Dyneema® Diamond, Nejlon, Spandex, Poliészter
Púdertartalom	Púdermentes
Szín	Fehér
Mandzsetta stílusa	Színkódolt
Kesztyű külső felülete	Kötött anyag
Allergia-megelőzés	Latex (I-es típusú), vegyszer (IV-es típusú)
Duplakesztyű használatára vonatkozó javaslatok	Két sebészeti kesztyű között
Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve	Nem, nincs bevizsgálva az ASTM D6978 szabvány szerint
Lyukaktól való mentesség (I. ellenőrzési szint)	1.0 AQL
Steril	Igen
Termékszabványok	ANSI/ISEA 105-2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Csomagolás	5 pár/doboz
Szavatossági idő	2 év
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok	Tulajdonosi információk – nem állnak rendelkezésre

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	XS / 5 ☒	S / 6 - 6 ☒	M / 7 - 7 ☒	L / 8 - 8 ☒	XL / 9
Termékkód	5789910	5789911	5789912	5789913	5789914

Rendelés ügyében vagy további információkért forduljon az Ansell képviselőjéhez.

Észak-Amerika
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Közép- és Dél-Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazília
Tel: +55-11-3356-3100
E-mail: luvras.medicas@ansell.com

Európa, Közel-Kelet és Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Ázsia és Csendes-óceáni térség
Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

India
Tel: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Ausztrália és Új-Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kína
Tel: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com

ansell.com

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

