



CGL30NITM9

Cempal RABS/Isolator Nitril Bersih Tervalidasi

Cempal RABS/Isolator Nitril Bersih Tervalidasi

Cempal RABS dan Isolator BioClean terbuat dari nitril bebas akselerator dengan tingkat partikel yang sangat rendah dan sifat ESD yang prima. Dirancang untuk digunakan di area yang bersentuhan dengan produk, cempal CGL kami diproses dan dikemas dalam ruangan bersih.

FITUR & MANFAAT UTAMA

- Teruji terhadap ASTM D6978-05 untuk menangani obat kemo
- 100% teruji terhadap kebocoran udara
- Permukaan yang ultra-bersih memastikan perlindungan produk
- Khusus didesain untuk meminimalkan kelelahan tangan
- Cocok untuk Lubang 10-12"/254-304 mm

Industri

- Manufaktur Farmasi
- Penelitian dan Pengembangan Laboratorium
- Bahan Mentah dan Persiapan
- Manufaktur Bioteknologi
- Pembuatan semikonduktor





CGL30NITM9

Cempal RABS/Isolator Nitril Bersih
Tervalidasi

LEMBAR DATA TEKNIS

Referensi Produk	CGL30NITM9
Bahan	Nitril
Warna	Putih
Bentuk	Dapat Digunakan pada Tangan Kanan atau Kiri
Permukaan Sarung Tangan Eksternal	Halus
Gaya Manset	Bergelang
Standar Audit	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Gambaran Umum Pengepakan	Satu unit per kantong PE dalam tersegel; satu kantong dalam per kantong PE dalam sekunder tersegel; satu kantong dalam sekunder per kantong PE luar tersegel; 20 kantong luar per kotak polietilena Correx putih dalam berpelapis (20 unit)
Petunjuk Penyimpanan	Simpan di tempat sejuk kering kurang dari 40 derajat C dari sinar matahari langsung dan lampu neon
Negara Asal	Malaysia
Ukuran yang Tersedia	9.75
Rentang Suhu Pengoperasian	From -10°C to 120°C
Kelas Ruang Bersih	ISO Kelas 4
Masa Simpan	Tiga (3) tahun dari tanggal produksi.
Diuji untuk Digunakan bersama Obat Kemoterapi	Ya, menurut ASTM D6978 (Tidak tercantum dalam FDA AS 510k)
Tingkat Protein	T/A: tidak mengandung lateks karet alam
Standar	ASTM D6978, CE 0598, EC 1935/2004, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Kategori III



CGL30NITM9

Cempal RABS/Isolator Nitril Bersih
Tervalidasi

SIFAT-SIFAT FISIK

	Nilai Umum	Metode Pengujian
Ukuran	9.75	
Panjang (mm/in)	840/33	EN 420
Lebar Telapak (mm/in)	127/5	EN 420
Ukuran Lubang	10"	
Ketebalan Dinding Telapak Tunggal Minimum (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2
Ketebalan Dinding Jari Tunggal Minimum (mm/mil)	0.60/24	EN 455-2
Ketebalan Dinding Manset Tunggal Minimum (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

PERLINDUNGAN TERHADAP RISIKO MEKANIS, EN 388:2016+A1:2018

Risiko	Tingkat performa
Tahan Kikisan	Level 4
Tahan Sayatan Mata Pisau	Level 1
Tahan Robek	Level 0
Tahan Tusukan	Level 1

INFORMASI PEMESANAN

	PORT SIZE	10"/254mm
	UKURAN	9.75
CGL30NITM9	NO. PEMESANAN ULANG	CGL30NITM9

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
AS T: +1 800 800 0444
AS F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Inggris

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Teknologi



NO RUBBER LATEX

Kepatuhan terhadap Standar
Performa dan Peraturan

CE 0598



EN 388

EN 421

4101X



EN ISO 374-1:2016
Type A



EN ISO 374-5
VIRUS

Ansell, ® dan "™" adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

