

Penutup lengan sekali pakai steril yang lebih panjang, untuk perlindungan pribadi yang lebih komprehensif

- **Perlindungan yang ditingkatkan:** Penutup Lengan BioClean-D™ Penutup lengan steril S-BDSC-L lebih panjang daripada alternatif standar Ansell (dengan panjang rata-rata 480mm), sehingga meningkatkan cakupan perlindungan pada lengan
- **properti ESD:** Bahannya dilapisi antistatis, sehingga membatasi risiko kerusakan atau gangguan elektrostatis
- **Mengurangi risiko kontaminasi:** Penutup lengan sekali pakai ini juga terbuat dari bahan CleanTough™ ringan yang tidak berserat, untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko kontaminasi
- **Kesesuaian yang dioptimalkan:** Sarung tangan ini juga dilengkapi dengan bukaan yang elastis, sehingga pemakainya dapat mengenakannya dengan lebih pas dan lebih aman
- **Lingkar ibu jari yang terintegrasi** menjaga agar lengan baju tidak tergulung ke belakang dan memperlihatkan lengan atau pergelangan tangan.



Key Features and Benefits

- **Ukuran yang lebih panjang (480mm):** Cakupan dan perlindungan yang ditingkatkan
- **Lapisan antistatis:** Pembuangan listrik statis yang terkendali
- **Bahan ringan rendah serat:** Risiko kontaminasi yang lebih rendah

Industri

- Lingkungan Terkendali dan Kritis
- Produksi dan Manufaktur
- Manufaktur Farmasi
- Manufaktur Bioteknologi
- Manufaktur Perangkat Medis

www.ansell.com





BioClean-D™ BDSC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Standar Audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standar	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, UKCA
Gambaran Umum Pengepakan	Satu pasang per kantong PE dalam tersegel; 15 kantong dalam per kantong PE luar tersegel; enam kantong luar per karton (90 pasang)
Metode Sterilisasi	Iradiasi GAMMA (25 kGy)
Dosis Minimum Sterilisasi	25kGy
Masa Simpan	3 years

HASIL TES PELURUHAN PARTIKEL

TES	HASIL
(Tes Drum Helmke) Peluruhan Partikel	$\geq 0,5Qm$ (jumlah/mnt) <260

HASIL METODE UJI ASTM F739-12

OBAT	Waktu Tembus Rata-rata (MBT), Menit Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTINE	<6
SIKLOFOSFAMIDA	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROCHLORIDE	>240
5-FLUOROURASIL	>240
METOTREKSAT	>240
ETOPOSIDA	>240
PAKLITAKSEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Hasil yang dicapai dalam kondisi laboratorium terkontrol oleh laboratorium pengujian eksternal terakreditasi.

BAGAN UKURAN

Universal long length min. 480mm



BioClean-D™ BDSC

HASIL TES PERFORMA BAHAN

TES	HASIL	KELAS PERFORMA	PERFORMANCE STANDARD
Tahan Abrasi	>10 cycles	1	EN 12947-2
Tahan Retak Fleksibel	>50,000 cycles	6	EN ISO 7854
Tahan Tusukan	>5 N	1	ISO 13996
Tahan Robek Trapesium Arah Silang (CD)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Tahan Robek Trapesium Arah Mesin (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Kekuatan Tarik Arah Silang (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Kekuatan Tarik Arah Mesin (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Penolakan terhadap Cairan – 30% H ₂ O	>90%	3	ISO 6530
Penolakan terhadap Cairan – 10% NaOH	>90%	3	ISO 6530
Penolakan terhadap Cairan – O-Xilena	>80%	2	ISO 6530
Penolakan terhadap Cairan – Butan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Penetrasi oleh Cairan – 30% H ₂ O	<1%	3	ISO 6530
Penetrasi oleh Cairan – 10% NaOH	<1%	3	ISO 6530
Penetrasi oleh Cairan – O-Xilena	<1%	3	ISO 6530
Penetrasi oleh Cairan – Butan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Kekuatan Jahitan ²	>50 N	2	ISO 13935-2
Waktu Paruh Peluruhan Arus Listrik Statis, t ₅₀ (dtk)	PASS		EN1149-3

1. Seam not destroyed

2. The material is static dissipative. Tested in accordance with EN1149-5

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi kami di www.ansell.com, atau hubungi kami di

Wilayah Eropa, Timur Tengah & Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Wilayah Asia Pasifik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Wilayah Amerika Utara

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Wilayah Amerika Latin & Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Kepatuhan terhadap Standar Performa dan Peraturan



CE 0598



Ansell, ® dan ™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. Dipatenkan di AS dan dalam Proses Paten di AS dan di Luar AS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Semua Hak Dilindungi.

Dokumen ini atau pernyataan lain yang dibuat di dalam dokumen ini oleh atau atas nama Ansell tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau bahwa produk Ansell mana pun cocok untuk tujuan tertentu. Ansell tidak bertanggung jawab atas kesesuaian atau ketepatan pilihan pengguna akhir atas sarung tangan untuk penggunaan tertentu.

Silakan lihat kemasan validasi produk atau hubungi layanan pelanggan Ansell untuk mengetahui data spesifik tentang penggunaan garmen dengan obat sitotoksik. Bahan garmen yang digunakan untuk perlindungan terhadap obat semacam itu harus dipilih secara spesifik untuk tipe bahan kimia yang digunakan.

