

## **ENCORE® Non-Latex**

SARUNG TANGAN BEDAH

### Sarung tangan bedah neoprene dan bebas akselerator kimiawi yang menawarkan kombinasi tak tertandingi antara kepekaan dan ketahanan



- Non-lateks dan 100% bebas akselerator kimiawi guna menghilangkan risiko alergi lateks Tipe I dan meminimalkan alergi bahan kimia Tipe IV dan sensitivitas kulit
- Menawarkan Teknologi SENSOPRENE™ guna menghadirkan sarung tangan tipis namun tangguh untuk menambah kenyamanan dan ketahanan
- Hingga 30% lebih tipis dibandingkan sarung tangan bedah neoprene standar untuk meningkatkan sensitivitas sentuhan dan ketangkasan
- Halus dengan sentuhan tekstur mikro guna memberikan penanganan dan genggaman instrumen yang aman
- Telah diuji untuk digunakan dengan obat kemoterapi dan berbagai bahan kimia yang digunakan di rumah sakit\*

\*Hubungi Layanan Pelanggan Ansell untuk mendapatkan informasi tentang waktu perembesan obat kemoterapi dan rekomendasi secara spesifik.

#### Direkomendasikan untuk

- Semua pembedahan, terutama prosedur yang rumit dalam kedokteran mata, mikro, dan kardiovaskular
- Perlindungan dari alergi lateks Tipe I dan meminimalkan alergi zat kimia Tipe IV pada petugas kesehatan atau pasien
- Digunakann sebagai sarung tangan luar ketika menggunakan merangkap sarung tangan rangkap

#### TEKNOLOGI UNGGULAN













#### ENCORE<sup>®</sup> Kemantapan untuk Bertindak

Dibuat khusus untuk solusi optimal yang dirancang untuk memberikan tingkat kepercayaan diri tinggi kepada ahli bedah, perawat ruang operasi, dan teknisi bedah yang mencari perlindungan dengan tingkat ketangkasan, kenyamanan, dan genggaman yang tinggi agar dapat memberikan kinerja terbaik.



# **ENCORE®** Non-Latex

| Bahan  | Neoprena (Polikloroprena)   |   |     |   |     |   |     |   |
|--|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| Kandungan Serbuk                                 | Bebas Serbuk  |   |     |   |     |   |     |   |
| Warna  | Alami   |   |     |   |     |   |     |   |
| Ketebalan  | Mikro   |   |     |   |     |   |     |   |
| Gaya Manset                                      | Bergelang dengan Teknologi SUREFIT™   |   |     |   |     |   |     |   |
| Permukaan Sarung Tangan<br>Eksternal             | Halus dengan Lapisan Bertekstur Mikro   |   |     |   |     |   |     |   |
| Permukaan Sarung Tangan<br>Internal              | Polimer yang Dilapisi dengan Teknologi DERMASHIELD™   |   |     |   |     |   |     |   |
| Pencegahan Alergi                                | Lateks (Tipe I), Kimiawi (Tipe IV)  |   |     |   |     |   |     |   |
| Tingkat Genggaman                                | Sedang  |   |     |   |     |   |     |   |
| Rekomendasi Perangkapan<br>Sarung Tangan         | Sarung tangan luar  |   |     |   |     |   |     |   |
| Diuji untuk Digunakan<br>bersama Obat Kemoterapi | Ya, menurut ASTM D6978 dan disetujui oleh FDA AS  |   |     |   |     |   |     |   |
| Bebas dari Lubang (Tingkat<br>Inspeksi I)        | 0,65 AQL  |   |     |   |     |   |     |   |
| Steril   | Ya  |   |     |   |     |   |     |   |
| Standar Produk                                   | ASTM D6978, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 |   |     |   |     |   |     |   |
| Standar<br>Kualitas/Lingkungan                   | EN 556, ISO 11137-Bagian 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001  |   |     |   |     |   |     |   |
| Pengemasan                                       | 50 pasang per kotak; 4 kotak per karton/kardus; 200 pasang per karton/kardus  |   |     |   |     |   |     |   |
| Masa Simpan                                      | 3 tahun   |   |     |   |     |   |     |   |
| Petunjuk Penyimpanan                             | Jauhkan dari cahaya matahari langsung; simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sumber ozon atau pengapian  |   |     |   |     |   |     |   |
| Akselerator Kimiawi<br>Vulkanisasi               | Nihil   |   |     |   |     |   |     |   |
| INFORMASI PEMESANAN                              |   |   |     |   |     |   |     |   |
| Ukuran   | 5.5   | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |

#### Hubungi perwakilan Ansell untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut.

Amerika Utara AS Telp.: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 Email: insidesalesus@ansell.com Sandel AS Tel: 866 764 3327 SAndel Email: sandel-cs@ansell.com

Amerika Tengah & Selatan Telp.: +52(442) 296 20 50 Email: cslac@ansell.com Brasil Telp.: +55-11-3356-3100 Email: luvas.medicas@ansell.com

340111055

340111060

Eropa, Timur Tengah & Afrika Telp.: +32 (0)2 528 74 00 Email: info@ansell.eu

340111065

Telp.: +603 8310 6688 Email: apac.medical@ansell.com

340111080

340111075

India
Telp.: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia & Selandia Baru
Telp.: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com

340111090

340111085

Tiongkok
Telp.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com

**Kode Produk** 

340111070