

調合用滅菌マット

BioClean 化学薬品調合用マット S-BCPM は、化学療法薬剤を取り扱ったり投与する際、技師、看護師、薬剤師の作業台での安全性を強化します。この調合用マットは非常に吸収性に優れた三層の調合用マットで、ポリエチレン製の上層と下層、エアレイドペーパーの中間層で構成されています。上層は、液体の均一な分散を可能にし、中間層は吸収性に優れ、下層は、液体の漏れから防御します。

主な特徴とメリット

ラテックスフリーの三層構造
液体を均一に分散させるメッシュの上層
吸収性に優れた中間層
不浸透性の下層



業界

- 管理された重要な環境
- 実験室および研究
- 生産と製造



S-BCPM

調合用滅菌マット

技術データシート

	製品情報
素材	Top layer - Polyolefin apertured film + Middle layer - Air-laid paper + Bottom layer - Polyethylene
色	ブルー
製造 / QMS監査規格	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
規制	ISO 9001:2008
梱包	S-BCPM4025B: 密閉 PE 内袋あたり1枚入、2つ目の PE 袋あたり1内袋入 密閉 PE 外袋あたり 50 二重袋入、内張りカートンあたり 4 外袋入 (200 枚) S-BCPM5640B: 密閉 PE 内袋あたり1枚入、2つ目の PE 袋あたり1内袋入 密閉 PE 外袋あたり 25 内袋入、内張りカートンあたり 4 外袋入 (100 枚)
展開サイズ	40cm x 25cm, 56cm x 40cm
滅菌方法	ガンマ放射線 (25 kGy)
最低滅菌線量	25kGy
無菌性保証水準	10 ⁻⁶
クリーンルーム対応	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
保存期間	3 years



S-BCPM 調合用滅菌マット

ご注文に関する情報

サイズ	40cm x 25cm	56cm x 40cm
追加注文番号	S-BCPM-4025B	S-BCPM-5640B

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US 電話: +1 800 800 0444
US FAX: +1 800 800 0445
CA 電話: +1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
電話: +44 1638 663338
FAX: +44 1638 668890

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書はアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していることを保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

技術

