

MEDI-GRIP® Latex

手術用手袋

Latex, powder-free surgical glove with a unique external surface treatment for a safe and secure grip

KEY FEATURES & BENEFITS

- Good handling and grip achieved through a unique external surface treatment
- Soft and malleable latex formulation provides ample dexterity and good comfort
- Made using anatomic formers to enhance comfort and fit

CAUTION: Safe use of these gloves by latex-sensitized individuals has not been established. This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.

推奨用途

- 手術室内での滅菌作業
- 手袋の二重装着時のアウター手袋として使用
- 簡易でリスクの低い検査工程
- 長時間作業における快適性を重視



MEDI-GRIP®
信頼できる保護性能

常に保護性能を発揮するソリューションとして世界中で信頼されているため、外科医、手術室看護師は、安全かつ安心して日常業務を遂行できます。

MEDI-GRIP® Latex

手術用手袋

製品情報

素材	天然ゴムラテックス
色	天然
厚さ	Standard
カフスタイル	ビード加工
手袋外面	平滑
手袋内面	ポリマーコーティング加工
アレルギー防止	無
グリップレベル	中度
手袋の二重装着の推奨	外手袋
化学療法薬剤との併用について試験済み	ASTM D6977に準拠したテストは行われていません
水密性検査 (検査レベル I)	0.65 AQL
滅菌	はい
製品規格	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
品質・環境規格	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
梱包	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
保存期間	3 years
保管に関する指示	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
加硫促進剤	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 (ZDEC), ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛 (ZDBC)

ご注文に関する情報

サイズ	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
アンセル製品コード	330200955	330200960	330200965	330200970	330200975	330200980	330200985	330200990

ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

北米
電話 (米国) : 800 952 9916
電話 (カナダ) : 1-844-494-7854
メール : insidesalesus@ansell.com
Sandel 電話 (米国): 866 764 3327
Sandel メール : sandel-cs@ansell.com

中央および南アメリカ
電話 : +52(442) 296 20 50
メール : cs-lac@ansell.com
ブラジル
電話 : +55-11-3356-3100
メール :
luvas.medicas@ansell.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
メール : info@ansell.eu

アジア太平洋
電話 : +603 8310 6688
メール :
apac.medical@ansell.com

インド
電話 : +91 22 38124500
メール : info.india@ansell.com
オーストラリアおよびニュージーランド
電話 : +61 3 9270 7270
メール : protection@ap.ansell.com
中国
電話 : +86(21) 3827 5005
メール : infochina@ansell.com