



BioClean-D™ Sterile Coverall with Collar S-BDCCT

카라형 전신 작업복 - 멸균

BioClean-D 카라형 전신 작업복은 보호 플랩이 있는 앞지퍼, 고무줄 처리된 후면, 소매 및 발목과 안전한 고정을 보장하는 엄지 고리를 특징으로 합니다. 정전기 방지 경량 저보플 클린터프 소재는 편안함을 제공하고 다양한 화학물질로부터 보호해 줍니다..

Key Features and Benefits

- 정전기 방지 경량 저보플 클린터프 소재
- 안전한 유지를 보장하는 엄지 고리
- 밀봉 커버가 있는 지퍼
- 고무줄 처리된 후면, 소매 및 발목



산업

- 통제되고 중요한 환경
- 생산 및 제조
- 약품 제조
- 생명공학 제조
- 의료기기 제조





BioClean-D™ Sterile Coverall with Collar S-BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

소재	CleanTough™
감사 표준	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
표준	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EU 타입 6, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, 카테고리 III, CE 0598
포장 개요	밀봉된 내부 PE bag당 1개, 밀봉된 외부 PE bag당 1개의 내부 bag 라이너가 있는 carton당 20개의 외부 bags(20개) 참고사항: carton당 사이즈 XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL 15개이며 최소 주문 수량 및 리드 타임에 따라 변경될 수 있습니다.
원산지	중국
유통기한	Three (3) years from date of manufacture.
시공	Bound seams with single needle stitching

미립자 발산 검사 결과

검사	결과
미립자 발산(Helmke 드럼 검사)	$\geq 0.5\text{Qm}(\text{counts}/\text{min}) < 2000$

ASTM F739-12 검사 방법 결과

약물	평균 투과 시간(MBT), 분 Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached $0.1\text{ Qg}/\text{cm}^2/\text{min}$
시스플라틴	>240
카부스틴	<6
시클로포스파미드	217 (275,162,215)
독소루비신 염산염	>240
5-플루오로우라실	>240
메토트렉세이트	>240
에토포시드	>240
파클리탁셀	<10
티오테파	30 (28,30,33)

결과는 외부 공인 검사 실험실에 의해 통제된 실험실 조건 하에서 측정되었습니다.

사이즈 차트

BDCCT-S 가슴둘레: 84-92cm(33인치-36인치) 신장: 164-170cm(5'4인치-5'6인치) 사이즈: S
 BDCCT-M 가슴둘레: 92-100cm(36인치-39인치) 신장: 170-176cm(5'6인치-5'9인치) 사이즈: M
 BDCCT-L 가슴둘레: 100-108cm(39인치-42인치) 신장: 176-182cm(5'9인치-6'0인치) 사이즈: L
 BDCCT-XL 가슴둘레: 108-116cm(42인치-45인치) 신장: 182-188cm(6'0인치-6'2인치) 사이즈: XL
 BDCCT-XXL 가슴둘레: 116-124cm(45인치-48인치) 신장: 188-194cm(6'2인치-6'4인치) 사이즈: XXL
 BDCCT-XXXL 가슴둘레: 124-132cm(48인치-51인치) 신장: 194-200cm(6'4인치-6'6인치) 사이즈: XXXL
 BDCCT-XXXXL 가슴둘레: 132-140cm(51인치-54인치) 신장: 200-206cm(6'6인치-6'8인치) 사이즈: XXXXL
 BDCCT-5XL 가슴둘레: 140-148cm(54인치-57인치) 신장: 206-212cm(6'8인치-6'10인치) 사이즈: 5XL
 BDCCT-6XL 가슴둘레: 148-156cm(58인치-61인치) 신장: 212-218cm(6'10인치-6'12인치) 사이즈: 6XL
 BDCCT-7XL 가슴둘레: 156-164cm(61인치-64인치) 신장: 218-224cm(7'1인치-7'3인치) 사이즈: 7XL



BioClean-D™ Sterile Coverall with Collar S-BDCCT

물질 성능 검사 결과

검사	결과
내마모성	10 to 100 cycles
탄성 균열 내성	5,000 to 15,000 cycles
돌림 저항	8 N
가로 방향(CD) 사다리꼴 손상 저항성	CD 29.3 N
기계 방향(MD) 사다리꼴 손상 저항성	MD 55.5 N
인장 강도 가로 방향(CD)	CD 48 N
인장 강도 기계 방향(MD)	MD 97 N
액체 반발성 - 30% H ₂ SO ₄	96.3%
액체 반발성 - 10% NaOH	97.6%
액체 반발성 - O-자일렌	95.7%
액체 반발성 - 부탄-1-올	96.6%
액체 침투 - 30% H ₂ SO ₄	0%
액체 침투 - 10% NaOH	0%
액체 침투 - O-자일렌	0%
액체 침투 - 부탄-1-올	0%
미립자 에어로졸 내부 누출 ¹	Pass
스프레이 침투 내성(스프레이 검사) ¹	Pass
봉합 강도 ²	70 N
정전기 반감기, t ₅₀ (secs)	0.07

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

주문 정보

	사이즈	BioClean-D 멸균 카라형 전신 작업복	BioClean-D 멸균 카라형 전신 작업복
S-BDCCT	재주문 번호	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스: +32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
영국
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

성능 표준 및 규정 준수



Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

세포독성 항암제를 사용할 때의 의복 사용에 대한 특정 데이터는 제품 검증 팩을 참조하거나 Ansell 고객 서비스에 문의하십시오. 이런 약물로부터 보호하기 위해 사용되는 의복은 사용되는 특정 화학물질 종류에 맞게 선택해야 합니다.

