

ENCORE™ Latex Underglove

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guantes interiores de látex sin polvo, diseñados para el doble enguantado durante procedimientos quirúrgicos.

- **Mayor seguridad:** El guante interior de látex ENCORE™ es de color verde quirúrgico, lo que contrasta con la mayoría de los guantes exteriores y facilita la detección de las roturas del guante.
- **Mayor confort e hidratación:** Estos guantes de látex sin polvo también cuentan con un recubrimiento interno, diseñado con HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology**, que retiene la humedad y rehidrata la piel.
- **Se pone y se quita sin esfuerzo:** Su recubrimiento interior con Tecnología DERMASHIELD™ y su superficie exterior de baja fricción hacen que estos guantes estériles sean fáciles y cómodos de poner y quitar en condiciones secas y húmedas, facilitando el doble enguantado y los cambios intraoperatorios.

**Contiene agentes hidratantes glicerol y dimeticona.

ATENCIÓN: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por parte de personas sensibilizadas al látex - este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente las cirugías de alto riesgo en ortopedia, traumatología y cardiología.
- Colocación con las manos mojadas
- Fácil identificación de una rotura en el guante
- Uso como guante interior en caso de doble enguantado

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



ENCORE®

La confianza necesaria para un magnífico desempeño

Ofrece soluciones optimizadas diseñadas para garantizar un alto grado de confianza a cirujanos, enfermeras de quirófano y técnicos quirúrgicos que buscan protección con un alto nivel de destreza, confort y agarre para que puedan rendir al máximo.

ENCORE™ Latex Underglove

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | Látex de caucho natural |
| Contenido de Polvo | Sin polvo |
| Color | Verde |
| Grosor | Micro |
| Tipo de Puño | Reborde con tecnología SUREFIT™ |
| Superficie Externa del Guante | Liso con acabado microtexturado |
| Superficie Interna del Guante | Recubierto con tecnología HYDRASOFT™ |
| Prevención contra Alergias | Ninguna |
| Nivel de Agarre | Bajo |
| Recomendación de Doble Enguantado | Bajo Guante |
| Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia | Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k |
| Libertad de agujeros (Nivel de inspección I) | AQL 0,65 |
| Estéril | Sí |
| Normativas del producto | ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 |
| Normas de Calidad/Medioambientales | EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 |
| Fecha de Caducidad | 3 años |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |
| Aceleradores químicos de vulcanización | Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ), Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ) |

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Commercial Mexico
Tel: +52 442 296 2050
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
+55 (11) 3356-3100
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
Tel: +57 1 288 3247
Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: + 91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com