

Steriele wegwerpmouwvertrekken met langere lengte, voor uitgebreidere persoonlijke bescherming

- **Verbeterde bescherming:** BioClean-D™ mouwvertrekken S-BDSC-L steriele mouwvertrekken zijn langer dan de standaard Ansell alternatieven (gemiddeld 480 mm), waardoor ze de armen beter beschermen.
- **ESD-eigenschappen:** het materiaal is voorzien van een antistatische coating, waardoor het risico op elektrostatische schade of interferentie wordt beperkt.
- **Minder risico op besmetting:** Deze wegwerpmouwvertrekken zijn ook gemaakt van lichtgewicht CleanTough™-materiaal dat niet pluist, voor meer comfort en minder risico op besmetting.
- **Geoptimaliseerde pasvorm:** Ze hebben ook een elastische opening, waardoor dragers een stevigere, veiligere pasvorm hebben.



Key Features and Benefits

- **Langere lengte (480 mm):** Verbeterde dekking en bescherming
- **Antistatische coating:** gecontroleerde elektrostatische dissipatie
- **Lichtgewicht materiaal dat weinig pluist:** minder risico op verontreiniging

Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie
- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen





BioClean-D™ Mouwen - Steriel S-BDSC-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaal	CleanTough™
Certificaten	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normen	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Categorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Overzicht verpakkingen	Eén paar per verzegelde PE-binnenzak; 15 binnenzakken per verzegelde PE-buitenzak; zes buitenzakken per gevoerd karton (90 stuks)
Land van oorsprong	China
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Sterilisatie Minimale dosis	25kGy
Verzekerd steriliteitsniveau	10 ⁻⁶
Cleanroom-klasse	ISO-klasse 4 & EU GMP graad A
Houdbaarheidstermijn	Three (3) years from date of manufacture
Constructie	Bound seams with single needle stitching

RESULTAAT TEST VOOR DEELTJESVERLIES

TEST	RESULTAAT
Deeltjesverlies (trommeltest van Helmke)	<0,5Qm (telling/cm2) <260

RESULTATEN ASTM F739-12-TESTMETHODE

GENEESMIDDEL	Gemiddelde doorbraaktijd, minuten Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINE	>240
CARMUSTINE	<6
CYCLOFOSFAMIDE	217 (275,162,215)
DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE	>240
5-FLUORO-URACIL	>240
METHOTREXAAT	>240
ETOPOSIDE	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultaten verkregen onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden door een extern erkend laboratorium.

MAATTABEL

Universele lange lengte min. 480mm



BioClean-D™ Mouwen - Steriel S-BDSC-L

RESULTATEN MATERIAALPRESTATIETEST

TEST	RESULTAAT	PRESTATIEKLASSE
Schuurweerstand	10 to 100 cycles	1
Weerstand tegen buigen en scheuren	5,000 to 15,000 cycles	3
Perforatieweerstand	8 N	1
Trapezoidale scheursterkte in de dwarsrichting	CD 29.3 N	2
Trapezoidale scheursterkte in de lengterichting	MD 55.5 N	3
Treksterkte in dwarsrichting	CD 48 N	1
Treksterkte in de lengterichting	MD 97 N	2
Vloeistofafstotend - 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Vloeistofafstotend - 10% NaOH	97.6%	3
Vloeistofafstotend - O-xyleen	95.7%	2
Vloeistofafstotend - Butaan-1-ol	96.6%	3
Vloeistofpenetratie - 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Vloeistofpenetratie - 10% NaOH	0%	3
Vloeistofpenetratie - O-xyleen	0%	3
Vloeistofpenetratie - Butaan-1-ol	0%	3
Naadsterkte ²	70 N	2
Halveringstijd van elektrostatische ladingen, t ₅₀ (sec.)	0.07	GESLAAGD

1. Seam not destroyed

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



CE 0598



ISO 11137-1



TYPE PB [6]



TYPE PB [6]

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Raadpleeg het productvalidatiepakket of neem contact op met de klantenservice van Ansell voor specifieke gegevens over het gebruik van kleding als bescherming tegen cytotoxische geneesmiddelen. Kleding voor bescherming tegen dergelijke geneesmiddelen moeten specifiek geselecteerd worden voor het soort chemicaliën dat wordt gebruikt.

