

Overall met kraag- Steriel

De BioClean-D met kraag heeft een rits aan de voorkant met beschermingsflap, elastiek in het achterpand, rond de polsen en enkels en duimlusjes om de mouwen stevig op hun plaats te houden. Het antistatische, lichtgewicht, pluisarme CleanTough-materiaal beschermt comfortabel tegen uiteenlopende chemicaliën.

Neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden van geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen.

Key Features and Benefits

- Antistatisch, lichtgewicht, pluisarm CleanTough-materiaal
- Duimlusjes houden de mouwen stevig op hun plaats
- Rits met afsluitbare flap
- Elastiek in achterpand, rond de polsen en enkels

Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie
- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen





BioClean-D Steriele overall met kraag S-BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaal	CleanTough™
Certificaten	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Normen	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, Categorie III, CE 0598
Overzicht verpakkingen	Eén stuk per verzegelde PE-binnenzak; één binnenzak per verzegelde PE-buitenzak; 20 buitenzakken per gevoerd karton (20 stuks). Let op: maat XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL & 7XL 15 stuks per karton en voor deze maten geldt een minimale bestelhoeveelheid en doorlooptijd
Land van oorsprong	China
Cleanroom-klasse	Klasse 10/ISO klasse 4 & EU GMP Grade A/B en andere steriele cleanrooms
Houdbaarheidstermijn	Three (3) years from date of manufacture.
Constructie	Bound seams with single needle stitching

RESULTAAT TEST VOOR DEELTJESVERLIES

TEST	RESULTAAT
Deeltjesverlies (trommeltest van Helmke)	<0,5Qm (telling/cm ²) <2000

RESULTATEN ASTM F739-12-TESTMETHODE

GENEESMIDDEL	Gemiddelde doorbraaktijd, minuten Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATINE	>240
CARMUSTINE	<6
CYCLOFOSFAMIDE	217 (275,162,215)
DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE	>240
5-FLUORO-URACIL	>240
METHOTREXAAT	>240
ETOPOSIDE	>240
PACLITAXEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultaten verkregen onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden door een extern erkend laboratorium.

MAATTABEL

S-BDCCT-S; Maat: S, Borst: 84-92 cm (33"-36"), Hoogte: 164-170 cm (5'4"-5'6")
 S-BDCCT-M; Maat: M, Borst: 92-100 cm (36"-39"), Hoogte: 170-176 cm (5'6"-5'9")
 S-BDCCT-L; Maat: L, Borst: 100-108 cm (39"-42"), Hoogte: 176-182 cm (5'9"-6'0")
 S-BDCCT-XL; Maat: XL, Borst: 108-116 cm (42"-45"), Hoogte: 182-188 cm (6'0"-6'2")
 S-BDCCT-XXL; Maat: XXL, Borst: 116-124 cm (45"-48"), Hoogte: 188-194 cm (6'2"-6'4")
 S-BDCCT-XXXL; Maat: XXXL, Borst: 124-132 cm (48"-51"), Hoogte: 194-200 cm (6'4"-6'6")
 S-BDCCT-XXXXL; Maat: XXXXL, Borst: 132-140 cm (51"-54"), Hoogte: 200-206 cm (6'6"-6'8")
 S-BDCCT-5XL; Maat: 5XL, Borst: 140-148 cm (54"-57"), Hoogte: 206-212 cm (6'8"-6'10")
 S-BDCCT-6XL; Maat: 6XL, Borst: 148-156 cm (58"-61"), Hoogte: 212-218 cm (6'10"-6'12")
 S-BDCCT-7XL; Maat: 7XL, Borst: 156-164 cm (61"-64"), Hoogte: 218-224 cm (7'1"-7'3")



BioClean-D Steriele overall met kraag S-BDCCT

RESULTATEN MATERIAALPRESTATIETEST

TEST	RESULTAAT	PRESTATIEKLASSE
Schuurweerstand	10 to 100 cycles	1
Weerstand tegen buigen en scheuren	5,000 to 15,000 cycles	3
Perforatieweerstand	8 N	1
Trapezoidale scheursterkte in de dwarsrichting	CD 29.3 N	2
Trapezoidale scheursterkte in de lengterichting	MD 55.5 N	3
Treksterkte in dwarsrichting	CD 48 N	1
Treksterkte in de lengterichting	MD 97 N	2
Vloeistofafstotend - 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Vloeistofafstotend - 10% NaOH	97.6%	3
Vloeistofafstotend - O-xyleen	95.7%	2
Vloeistofafstotend - Butaan-1-ol	96.6%	3
Vloeistofpenetratie - 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Vloeistofpenetratie - 10% NaOH	0%	3
Vloeistofpenetratie - O-xyleen	0%	3
Vloeistofpenetratie - Butaan-1-ol	0%	3
Inlekken van aerosol met fijne deeltjes ¹	Pass	N.v.t.
Penetratieweerstand m.b.v. spray (Spraytest) ¹	Pass	N.v.t.
Naadsterkte ²	70 N	2
Halveringstijd van elektrostatische ladingen, t ₅₀ (sec.)	0.07	GESLAAGD

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

BESTELINFORMATIE

	MAAT	BioClean-D Steriele overall met kraag	BioClean-D Steriele overall met kraag
S-BDCCT	NABESTELNR.	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



TYPE 5



TYPE 6



CE 0598

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Raadpleeg het productvalidatiepakket of neem contact op met de klantenservice van Ansell voor specifieke gegevens over het gebruik van kleding als bescherming tegen cytotoxische geneesmiddelen. Kleding voor bescherming tegen dergelijke geneesmiddelen moeten specifiek geselecteerd worden voor het soort chemicaliën dat wordt gebruikt.

