

GAMMEX® Latex Glove-in-Glove™ System

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Dit systeem van kant-en-klaar over elkaar getrokken latexhandschoenen maken het gemakkelijk om dubbele handschoenen in één keer aan te trekken

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Kant-en-klaar over elkaar aangetrokken binnen- en buitenhandschoenen verminderen de aantrektijd met de helft
- 50% minder binnenverpakking dus milieuvriendelijker
- De vingertoppen van buiten- en binnenhandschoenen zijn tijdens de productie op elkaar afgestemd, zodat ze bij het aantrekken zo weinig mogelijk moeten worden aangepast.
- De buitenhandschoen is gemakkelijk uit te trekken om snel handschoenen te verwisselen tijdens de operatie
- Voor het comfort van de gebruiker zijn de buiten- en binnenhandschoenen van dezelfde maat

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoenen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Handschoenenbreuk is eenvoudig te detecteren

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex Glove-in-Glove[™] System

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel, Groen
Dikte	Norm
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT [™] Technology
Extern handschoenoppervlak	Vingers en palm met reliëf
Intern handschoenoppervlak	Gecoat met HYDRASOFT [™] Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Hoog
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	0.65 AQL
Steriel	Ja
Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kwaliteit/milieunormen	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	2 paar per zak; 50 paar per doos (25 zakken); 4 dozen per karton; 200 paar per karton/kist (100 zakken)
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdiethylthiocarbamaat (ZDEC), Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Productcode	330083055	330083060	330083065	330083070	330083075	330083080	330083085	330083090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel VS Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvass.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com