

Najwyższej klasy rękawice do zakładania podwójnego, idealne w sytuacjach wymagających podwójnej ochrony

Sterylnie lateksowe rękawice do pomieszczeń czystych BioClean Advance są dostosowane do anatomii użytkownika w celu zapewnienia mu odpowiedniej elastyczności i wygody. Mają 300 mm (12") długości, są w kolorze naturalnym i można je zakładać podwójnie. Dzięki teksturowanej powierzchni zapewniają większą chwytność, a zawijane mankiety poprawiają stabilność na przedramieniu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- Elastyczność i wygoda
- Bezpułdrowe
- Zawinięty mankiety
- Łatwe stosowanie podwójnej warstwy
- Niewydzielające cząstek stałych opakowanie EasyTear



Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Laboratoria i prace badawcze
- Dział przetwarzania sterylnego

Zalecane do

- Sprzątanie i przygotowywanie pomieszczeń czystych
- Dodatkowy komfort podczas długotrwałych procedur
- Produkcja w branży farmaceutycznej
- Zapobieganie ryzyku zanieczyszczenia krzyżowego
- Przenoszenie cieczy i substancji stałych
- Produkcja urządzeń medycznych
- Biotechnologia, prace związane z mieszaniem
- Rozpryski chemiczne

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

	Informacje o produkcie
Materiał	Lateks naturalny
Kolor	Naturalny
Kształt	Na prawą i lewą rękę
Mankiet	Zawinięty
Normy produkcji/audytu QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Przepisy	CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Kontakt z żywnością, Kategoria III
Pakowanie	Jedna para w wewnętrznym etui PE; jedno etui w zgrzewanej saszetce PE EasyTear; 10 saszetek w zgrzewanym zewnętrznym woreczku PE; 20 zewnętrznych worków na wysiępany karton (200 par).
Przechowywanie	Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu. Jeśli produkty są prawidłowo przechowywane, zgodnie ze wskazówkami, nie tracą swoich właściwości ani nie zmieniają znacząco swoich właściwości. Jeśli na produkty mogą mieć wpływ procesy starzenia lub sposób przechowywania, data ich przydatności do użytku jest podana na opakowaniu.
Kraj pochodzenia	Malezja
Dostępne rozmiary	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Internal Glove Surface	Chlorowane
Metoda sterylizacji	Promieniowanie GAMMA (25 kGy)
Sterylizacja, minimalna dawka	25kGy
Poziom zapewnienia sterylności	10 ⁻⁶
Klasa Cleanroom	Klasa 10/ISO Klasa 4 & EU GMP Grade A/B i inne sterylne pomieszczenia czyste
Okres trwałości	Pięć (5) lat od daty produkcji.
Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii	Nie
Poziom protein	50 µg/dm ² lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji
Antystatyczne	Nie



Advance BASL

Sterylnie rękawice lateksowe do pomieszczeń czystych, zgodne ze środowiskami klasy 10 (ISO 4)

Właściwości fizyczne								Metoda testowania
Rozmiary	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Długość (cale/mm)	300/12							
Szerokość dłoni (mm/in)	77/3	83/3.3	89/3.5	95/3.7	102/4	109/4.3	114/4.5	
Brak perforacji	AQL — 0,65 Poziom wydajności 3							EN 374-2
Typowa liczba cząsteczek $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (liczba / cm^2)	<2000							IENT-RP-CC005.4
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na dłoni (mm/mile)	0.20 / 7.87							EN 455-2
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na palcach (mm/mile)	0.24 / 9.44							EN 455-2
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na mankiecie (mm/mile)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Ostateczna wytrzymałość na rozciąganie (MPa) podczas starzenia	Min. 14							ASTM D412-06a
Siła przy zerwaniu (N) podczas starzenia	$\geq 9\text{N}$							EN 455-2

ZAWARTOŚĆ JONÓW

Stężenie w $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typowe	Stężenie w $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typowe
Amon	< 0.05	Azotan	< 0.50
Bromek	< 0.01	Azotyn	< 0.01
Wapń	< 0.80	Fosforan	< 0.01
Chlorek	< 1.80	Potas	< 0.08
Fluorek	< 0.01	Sód	< 0.08
Lit	< 0.01	Siarczan	< 0.22
Magnez	< 0.05	Cynk	< 0.60

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

ROZMIAR	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NR DO PONÓWNEGO ZAMÓWIENIA	BASL6.0	BASL6.5	BASL7.0	BASL7.5	BASL8.0	BASL8.5	BASL9.0

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI WYDAJNOŚCI I REGULACJAMI



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

