



Sterylny fartuch BioClean-C™ do zastosowań w chemioterapii S-BCDA

Fartuch do zastosowań w chemioterapii – sterylny

Chroniące przed działaniem różnych leków stosowanych w chemioterapii fartuchy BioClean-C są wytwarzane z lekkiego, niebieskiego materiału CleanTough o niewielkiej strzępliwości oraz mają wygodne mocujące tasemki z tyłu oraz regulowane zapinanie na szyi ułatwiające zakładanie.

Key Features and Benefits

- Testowane pod kątem zgodności z normą przenikania ASTM F739-12
- Tasemki mocujące z tyłu
- Regulowane zapinanie na szyi
- Lekki materiał CleanTough o niewielkiej strzępliwości

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Laboratoria i działy badawczo-rozwojowe





Sterylny fartuch BioClean-C™ do zastosowań w chemioterapii S-BCDA

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiał	CleanTough™
Normy audytu	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normy	ASTM F739, CE 0598, ISO 11137-1:2006, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategoria III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009
Przegląd opakowań	Jedna sztuka na szczelnie zamknięty woreczek; jeden woreczek na szczelnie zamknięty zewnętrzny worek PE; 50 zewnętrznych worków na wysięłany karton (50 sztuk)
Kraj pochodzenia	Chiny
Metoda sterylizacji	Promieniowanie GAMMA (25 kGy)
Sterylizacja, minimalna dawka	25kGy
Poziom zapewnienia sterylności	10 ⁻⁶
Klasa pomieszczeń czystych	Klasa 10/ISO Klasa 4 & EU GMP Grade A/B i inne sterylne pomieszczenia czyste
Okres trwałości	Three (3) years from date of manufacture.
Budowa	Adjustable neck, tie fastening at waist
Charakterystyka	Pozostawiający mało cząstek stałych

WYNIKI TESTU ŚCIERALNOŚCI CZĄSTEK

WYNIK	TESTU
Test uwalniania cząstek stałych Helmke Drum	≥0,5 Qm (zliczeń/cm²) <1700

WYNIKI METODY TESTOWANIA ASTM F739-12

LEK	Średni czas przenikania (MBT), minuty Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATYNA	>240
KARMUSTYNA	>240
CYKLOFOSFAMID	>240
CHLOROWODOREK DOKSORUBICYN	>240
5-FLUOROURACYL	>240
METROTREKSAT	>240
ETOPOZYD	<6
PAKLITAKSEL	>240
TIOTEPA	55 (46,88,31)

Wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przez akredytowane, zewnętrzne laboratorium testowe.

TABELA ROZMIARÓW

S-BCDA-S: Rozmiar: S, Obwód klatki piersiowej: 84-92 cm (33"-36"), Wzrost: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BCDA-M: Rozmiar: M, Obwód klatki piersiowej: 92-100 cm (36"-39"), Wzrost: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BCDA-L: Rozmiar: L, Obwód klatki piersiowej: 100-108 cm (39"-42"), Wzrost: 176-182 cm (5'9"-6'0")



Sterylny fartuch BioClean-C™ do zastosowań w chemioterapii S-BCDA

WYNIKI TESTU WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW

WYNIK	TESTU	KLASA WYDAJNOŚCI
Odporność na ścieranie	10 to 100 cycles	1
Odporność na przekłucie	10 N	1
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku poprzecznym (CD)	CD 32.3 N	2
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 50.6 N	3
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CD)	CD 47 N	1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 94 N	2
Odporność na działanie cieczy – 30% H ₂ SO ₄	99.0%	3
Odporność na działanie cieczy – 10% NaOH	98.4%	3
Odporność na działanie cieczy – o-Xylene	91.4%	1
Odporność na działanie cieczy – Butan-1-ol	93.9%	3
Penetracja cieczami – 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Penetracja cieczami – 10% NaOH	0%	3
Penetracja cieczami – o-Xylene	0%	3
Penetracja cieczami – Butan-1-ol	0%	3
Wytrzymałość szwów ¹	74 N	2

1. Seam not destroyed

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

	ROZMIAR	Sterylny fartuch BioClean-C do zastosowań w chemioterapii
S-BCDA	NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	S-BCDA-S, S-BCDA-M, S-BCDA-L

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Sprawdź pakiet weryfikacji produktu lub skontaktuj się z działem obsługi firmy Ansell, aby uzyskać konkretne informacje na temat stosowania odzieży z lekami cytotoksycznymi. Odzież stosowana do ochrony przed takimi lekami musi zostać dopasowana do specyficznych substancji chemicznych w użyciu.

