



Sterylny kombinezon z kołnierzem BioClean-D S-BDCCT

Kombinezon z kołnierzem — sterylny

Jednorazowy kombinezon z kołnierzem BioClean-D ma z przodu zamek błyskawiczny z klapą, elastyczne kostki, mankiety i panel tylny oraz pętle na kciuki zapobiegające podciąganiu się rękawów. Antyelektrostatyczny, lekki materiał CleanTough o niewielkiej strzępliwości zapewnia wygodę i ochronę przed szerokim zakresem chemikaliów.

Informacje odnośnie czasu przepuszczalności określonych leków stosowanych w chemioterapii oraz dodatkowe zalecenia można uzyskać w dziale obsługi klienta.

Key Features and Benefits

- Antyelektrostatyczny lekki materiał CleanTough o niewielkiej strzępliwości
- Pętle na kciuki zapobiegające podciąganiu się rękawów
- Zamek błyskawiczny z zamykaną klapą
- Elastyczny panel tylny, mankiety i kostki

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Produkcja w branży farmaceutycznej
- Produkcja biotechnologiczna
- Produkcja urządzeń medycznych





Sterylny kombinezon z kołnierzem BioClean-D S-BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiał	CleanTough™
Normy audytu	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Normy	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, Kategoria III, CE 0598
Przegląd opakowań	Jedna sztuka na szczelnie zamknięty woreczek; jeden woreczek na szczelnie zamknięty zewnętrzny worek PE; 20 zewnętrznych worków na wysięłany karton (20 sztuk). Uwaga: Rozmiary XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL & 7XL – 15 sztuk na karton (podlegają minimalnej ilości zamówienia i czasowi realizacji)
Kraj pochodzenia	Chiny
Klasa pomieszczeń czystych	Klasa 10/ISO Klasa 4 & EU GMP Grade A/B i inne sterylne pomieszczenia czyste
Okres trwałości	Three (3) years from date of manufacture.
Budowa	Bound seams with single needle stitching

WYNIKI TESTU ŚCIERALNOŚCI CZĄSTEK

WYNIK	TESTU
Test uwalniania cząstek stałych Helmke Drum	≥0,5 Qm (zliczeń/cm²) <2000

WYNIKI METODY TESTOWANIA ASTM F739-12

LEK	Średni czas przenikania (MBT), minuty Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm² /min
CISPLATYNA	>240
KARMUSTYNA	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275,162,215)
CHLOROWODOREK DOKSORUBICYN	>240
5-FLUOROURACYL	>240
METROTREKSAT	>240
ETOPOZYD	>240
PAKLITAKSEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przez akredytowane, zewnętrzne laboratorium testowe.

TABELA ROZMIARÓW

S-BDCCT-S; Rozmiar: S, Obwód klatki piersiowej: 84-92 cm (33"-36"), Wzrost: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BDCCT-M; Rozmiar: M, Obwód klatki piersiowej: 92-100 cm (36"-39"), Wzrost: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BDCCT-L; Rozmiar: L, Obwód klatki piersiowej: 100-108 cm (39"-42"), Wzrost: 176-182 cm (5'9"-6'0")
S-BDCCT-XL; Rozmiar: XL, Obwód klatki piersiowej: 108-116 cm (42"-45"), Wzrost: 182-188 cm (6'0"-6'2")
S-BDCCT-XXL; Rozmiar: XXL, Obwód klatki piersiowej: 116-124 cm (45"-48"), Wzrost: 188-194 cm (6'2"-6'4")
S-BDCCT-XXXL; Rozmiar: XXXL, Obwód klatki piersiowej: 124-132 cm (48"-51"), Wzrost: 194-200 cm (6'4"-6'6")
S-BDCCT-XXXXL; Rozmiar: XXXXL, Obwód klatki piersiowej: 132-140 cm (51"-54"), Wzrost: 200-206 cm (6'6"-6'8")
S-BDCCT-5XL; Rozmiar: 5XL, Obwód klatki piersiowej: 140-148 cm (54"-57"), Wzrost: 206-212 cm (6'8"-6'10")
S-BDCCT-6XL; Rozmiar: 6XL, Obwód klatki piersiowej: 148-156 cm (58"-61"), Wzrost: 212-218 cm (6'10"-6'12")
S-BDCCT-7XL; Rozmiar: 7XL, Obwód klatki piersiowej: 156-164 cm (61"-64"), Wzrost: 218-224 cm (7'1"-7'3")



Sterylny kombinezon z kołnierzem BioClean-D S-BDCCT

WYNIKI TESTU WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW

WYNIK	TESTU	KLASA WYDAJNOŚCI
Odporność na ścieranie	10 to 100 cycles	1
Odporność na uszkodzenie przy zginaniu	5,000 to 15,000 cycles	3
Odporność na przekłucie	8 N	1
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku poprzecznym (CD)	CD 29.3 N	2
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 55.5 N	3
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CD)	CD 48 N	1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 97 N	2
Odporność na działanie cieczy – 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Odporność na działanie cieczy – 10% NaOH	97.6%	3
Odporność na działanie cieczy – o-Xylene	95.7%	2
Odporność na działanie cieczy – Butan-1-ol	96.6%	3
Penetracja cieczami – 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Penetracja cieczami – 10% NaOH	0%	3
Penetracja cieczami – o-Xylene	0%	3
Penetracja cieczami – Butan-1-ol	0%	3
Przeciek wewnętrzny aerozoli drobnych cząstek ¹	Pass	ND.
Odporność na penetrację rozpryskami (test rozpylania) ¹	Pass	ND.
Wytrzymałość szwów ²	70 N	2
Czas połowicznego zaniku ładunku elektrostatycznego, t ₅₀ (s)	0.07	WYNIK POZYTYWNY

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

	ROZMIAR	Sterylny kombinezon z kołnierzem BioClean-D	Sterylny kombinezon z kołnierzem BioClean-D
S-BDCCT	NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



TYPE 5



TYPE 6



CE 0598

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Sprawdź pakiet weryfikacji produktu lub skontaktuj się z działem obsługi firmy Ansell, aby uzyskać konkretne informacje na temat stosowania odzieży z lekami cytotoksycznymi. Odzież stosowana do ochrony przed takimi lekami musi zostać dopasowana do specyficznych substancji chemicznych w użyciu.

