

Sterylny kombinezon z kołnierzem, kapturem, butami i zintegrowaną maską na twarz

- **Dodatkowe funkcje:** Zestaw BioClean-D Sterile Kit S-BDKM obejmuje jednorazowy kombinezon, buty z antypoślizgową podeszwą, kaptur i zintegrowaną maskę na twarz, zapewniając ochronę osobistą od stóp do głów.
- **Zoptymalizowane opakowanie:** Wszystkie ubrania są prezentowane w jednym opakowaniu, co sprawia, że obsługa jest wygodniejsza i minimalizuje ilość odpadów opakowaniowych.
- **Ulepszone dopasowanie:** Kombinezon BioClean™ zawarty w tym zestawie został zaprojektowany z zamkiem błyskawicznym z przodu, elastycznymi plecami, mankietami i kostkami, oferując wygodne dopasowanie, a pętle na kciuki zapewniają bezpieczne trzymanie.
- **Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia:** Wykonany z materiału CleanTough™, który jest zarówno lekki, jak i niestrzepiący się, ten sterylny kombinezon jest idealny do użytku w pomieszczeniach czystych



Key Features and Benefits

- **Kaptur ze zintegrowaną maską na twarz:** dodatkowa ochrona produktu i ochrona osobista
- **Pojedynczy zestaw dla wszystkich ubrań:** mniej odpadów opakowaniowych
- **Antypoślizgowa podeszwa:** mniejsze ryzyko urazów w miejscu pracy

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Laboratoria i działy badawczo-rozwojowe
- Produkcja i wytwarzanie





Zestaw sterylny BioClean-D™ S-BDKM

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiał	CleanTough™
Kolor	Biały
Normy audytu	ISO 9001
Normy	CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Kategoria III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Przegląd opakowań	S - 2XL: Jeden kaptur ze zintegrowaną maską na twarz, jeden kombinezon z kołnierzem i jedna para butów na szczelnie zamkniętą torbę wewnętrzną; jedna torba wewnętrzna na szczelnie zamkniętą torbę zewnętrzną PE; 15 worków zewnętrznych (zestawów) w kartonie 3XL i powyżej: Jeden kaptur ze zintegrowaną maską twarzową, jeden kombinezon z kołnierzem i jedna para butów na zapieczętowany worek wewnętrzny; jeden worek wewnętrzny na zapieczętowany worek zewnętrzny PE; 12 worków zewnętrznych (zestawów) w kartonie Wszystkie rozmiary podlegają MOQ (minimalna ilość zamówienia) i wydłużonemu czasowi realizacji.
Kraj pochodzenia	Malezja
Metoda sterylizacji	Promieniowanie GAMMA (25 kGy)
Sterylnizacja, minimalna dawka	25kGy
Poziom zapewnienia sterylności	10 ⁻⁶
Klasa pomieszczeń czystych	Klasa ISO 4 i unijna klasa GMP A
Okres trwałości	Three (3) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (<40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Budowa	Hood Elasticated face opening, reinforced edges with incorporated facemask Coverall Zip front with flap cover. Thumb loops on wrist Elasticated back, cuffs and ankles Overboots Elasticated top with secure ties and slip-resistant soles

WYNIKI TESTU ŚCIERALNOŚCI CZĄSTEK

WYNIK	TESTU
Test uwalniania cząstek stałych Helmke Drum	≥0,5 Qm (zliczeń/cm³) <2000

WYNIKI METODY TESTOWANIA ASTM F739-12

LEK	Średni czas przenikania (MBT), minuty
CISPLATYNA	>240
KARMUSTYNA	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275, 162, 215)
CHLOROWODOREK DOKSORUBICYN	>240
5-FLUOROURACYL	>240
METROTREKSAT	>240
ETOPOZYD	>240
PAKLITAKSEL	<10
TIOTEPA	30 (28, 30, 33)

Wyniki uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przez akredytowane, zewnętrzne laboratorium testowe.

TABELA ROZMIARÓW

S-BDKM-S; Rozmiar: S, Klatka piersiowa: 84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")
S-BDKM-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height: 170-176cm (5'6"-5'9")
S-BDKM-L; Size: L, Chest: 100-108cm (39"-42"), Height: 176-182cm (5'9"-6'0")
S-BDKM-XL; Size: XL, Chest: 108-116cm (42"-45"), Height: 182-188cm (6'0"-6'2")
S-BDKM-XXL; Size: XXL, Chest: 116-124cm (45"-48"), Height: 188-194cm (6'2"-6'4")
S-BDKM-XXXL; Size: XXXL, Chest: 124-132cm (48"-51"), Height: 194-200cm (6'4"-6'6")
S-BDKM-XXXXL; Size: XXXXL, Chest: 132-140cm (51"-54"), Height: 200-206cm (6'6"-6'8")



Zestaw sterylny BioClean-D™ S-BDKM

WYNIKI TESTU WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW

WYNIK	TESTU	KLASA WYDAJNOŚCI
Odporność na ścieranie	10 to 100 cycles	1
Odporność na uszkodzenie przy zginaniu	5,000 to 15,000 cycles	3
Odporność na przekłucie	8 N	1
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku poprzecznym (CD)	CD 29.3 N	2
Odporność na rozdzielanie (metoda trapezowa), w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 55.5 N	3
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym (CD)	MD 55.5 N	1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym (MD)	MD 97 N	2
Odporność na działanie cieczy – 30% H ₂ SO ₄	96.3%	3
Odporność na działanie cieczy – 10% NaOH	97.6%	3
Odporność na działanie cieczy – o-Xylene	95.7%	2
Odporność na działanie cieczy – Butan-1-ol	96.6%	3
Penetracja cieczami – 30% H ₂ SO ₄	0%	3
Penetracja cieczami – 10% NaOH	0%	3
Penetracja cieczami – o-Xylene	0%	3
Penetracja cieczami – Butan-1-ol	0%	3
Przeciek wewnętrzny aerozoli drobnych cząstek ¹	Pass	Nie dot.
Odporność na penetrację rozpryskami (test rozpylania) ¹	Pass	Nie dot.
Wytrzymałość szwów ²	70 N	2
Czas połowicznego zaniku ładunku elektrostatycznego, t ₅₀ (s)	0.07	WYNIK POZYTYWNY

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

	ROZMIAR	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit
S-BDKM	NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	S, M, L, XL, 2XL	3XL, 4XL

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Sprawdź pakiet weryfikacji produktu lub skontaktuj się z działem obsługi firmy Ansell, aby uzyskać konkretne informacje na temat stosowania odzieży z lekami cytotoksycznymi. Odzież stosowana do ochrony przed takimi lekami musi zostać dopasowana do specyficznych substancji chemicznych w użyciu.

