

Sterylnie, bezpudrowe rękawice nitrylowe do pomieszczeń czystych, zapewniające ochronę całego ramienia przed zagrożeniami chemicznymi

- **Dodatkowa ochrona:** Rękawice sterylne BioClean™ Nitramax BNMS o długości do ramion zapewniają kompleksową ochronę rąk, na której można polegać.
- **Zapewniona integralność komponentów:** Te nitrylowe rękawice do pomieszczeń czystych mają również właściwości rozpraszające ładunki elektrostatyczne (ESD), chroniąc wrażliwe komponenty przed wyładowaniami elektrostatycznymi
- **Specjalistyczna obrona:** Rękawice sterylne BioClean™ Nitramax BNMS są testowane zgodnie z normą EN ISO 374-1 pod kątem ochrony przed różnymi substancjami chemicznymi.
- **Ulepszone funkcje:** Teksturowane palce i dłonie tych bezpudrowych rękawic poprawiają chwytność, a mankiety z koralikami zwiększa wytrzymałość i stabilność
- **Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia:** Nerozpuszczające cząstek opakowanie EasyTear™ pomaga zapobiegać ryzyku zanieczyszczenia w kontrolowanych środowiskach.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Długość rękawicy 600 mm/24":** ochrona całego ramienia
- **Materiał ESD:** Dla zachowania integralności komponentów
- **Zgodność z normą EN ISO 374-1:** Certyfikowana odporność chemiczna

- Laboratoria i prace badawcze
- Dział kosmetyczny, sterylizacja

BioClean Nitramax



Nitramax BNMS

Sterylnie jednorazowe rękawice
nitrylowe do pomieszczeń czystych

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

	Informacje o produkcie
Materiał	Nitryl
Kolor	Biały
Kształt	Na prawą i lewą rękę
Mankiet	Zawinięty
Normy produkcji/audytu QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Przepisy	CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Kontakt z żywnością, Kategoria III
Pakowanie	Jedna para w wewnętrznym etui PE; jedno etui w zgrzewanej saszetce PE EasyTear; 10 woreczków na szczelnie zamknięty zewnętrzny worek PE; 10 torebek zewnętrznych w kartonie (100 par)
Przechowywanie	Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (<40°C) i nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego i fluorescencyjnego.
Kraj pochodzenia	Malezja
Dostępne rozmiary	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Zawartość pudru	Bezpudrowe
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce i wnętrze dłoni
Internal Glove Surface	Chlorowane
Metoda sterylizacji	Promieniowanie GAMMA (25 kGy)
Sterylizacja, minimalna dawka	25kGy
Poziom zapewnienia sterylności	10 ⁻⁶
Klasa Cleanroom	Klasa 10/ISO Klasa 4 & EU GMP Grade A/B i inne sterylne pomieszczenia czyste
Okres trwałości	Pięć (5) lat od daty produkcji
Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii	Nie
Poziom protein	Nie dotyczy: nie zawierają kauczuku naturalnego.
Antystatyczne	Tak



Nitramax BNMS

Sterylnie jednorazowe rękawice
nitrylowe do pomieszczeń czystych

Właściwości fizyczne							Metoda testowania
Rozmiary	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN 420
Długość (cale/mm)	600 / 24						
Szerokość dłoni (mm/in)	82/3,2	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	114/4,5	
Brak perforacji	AQL — 1,5 Poziom wydajności 2						EN 374-2
Typowa liczba cząsteczek $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (liczba / cm ²)	<2600						IENT-RP-CC005.4
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na dłoni (mm/mile)	0.15 / 5.91						EN 455-2
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na palcach (mm/mile)	0.18 / 7.09						EN 455-2
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na mankiecie (mm/mile)	0.09 / 3.54						EN 455-2
Siła przy zerwaniu (N) podczas starzenia	$\geq 9 \text{ N}$						EN 455-2

ZAWARTOŚĆ JONÓW

Stężenie w $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typowe	Stężenie w $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typowe
Amon	0.024	Azotan	0.234
Bromek	Nie wykryto	Azotyn	Nie wykryto
Wapń	0.704	Fosforan	Nie wykryto
Chlorek	0.155	Potas	0.018
Fluorek	0.001	Sód	0.014
Lit	Nie wykryto	Siarczan	0.119
Magnez	Nie wykryto	Cynk	Nieprzetestowane

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

ROZMIAR	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	BNMS-65	BNMS-70	BNMS-75	BNMS-80	BMS-85	BNMS-90

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI WYDAJNOŚCI I REGULACJAMI



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

